

ValguLoc®

Stabilorthese zur Korrektur der Großzehe.

Hilfsmittelnummer:
23.01.01.0007



Indikation	Merkmale	Wirkweise
Hallux valgus – konservativ und postoperativ	- ValguLoc® ist eine Lagerungsschiene zur Korrektur einer X-Fehlstellung der Großzehe. - ValguLoc® ist anatomisch geformt und gewährleistet durch die einfache Konstruktion eine patientenfreundliche Anwendung. - Ein Klettverschluss ermöglicht die stufenlose Einstellung des Korrekturdruckes. - ValguLoc® wird ohne Schuhe getragen und ist zum Gehen nicht geeignet.	- Durch Anwendung kleiner Kräfte wird die Großzehe in achsengerechte Stellung gebracht. - ValguLoc® korrigiert eine X-Fehlstellung nach dem 3-Punkt Prinzip und dehnt verkürzte Kapselanteile bzw. Weichteile. - Postoperativ können Korrekturverluste (z. B. durch Narbenzüge) vermieden werden und die Schienung vermittelt der Großzehe einen gewissen Schutz vor mechanischen Einflüssen.



Lagerungsschiene