

AIRCAST DIAB PNEU WALK MED

AIRCAST Diabetic Pneumatic Walker medium

PZN: 02579889

Inhalt: 1 St

Hersteller: Ormed GmbH - a company of Enovis

Zweckbestimmung

Lange Unterschenkel-Fuß-Orthese zur Immobilisierung. Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung der Unter-schenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position notwendig ist, wie z.B zur prä- oder postoperativen/posttraumatischen Ruhigstellung, bei stabilen Fuß- und/oder Knöchelfrakturen, schweren Knöcheldistorsionen oder stabilen Unterschenkelfrakturen. Zur Verwendung durch einen Patienten bestimmt.

Zusammensetzung

Unterschenkel-Fuß-Orthese, sog. AIRCAST® Diabetic Pneumatic Walker, Art.Nr. 01P-x, in Form einer Warenzusammenstellung in Aufmachung für den Einzelverkauf, im Wesentlichen bestehend aus 1. Der Orthese (charakterbestimmend in Bezug auf die Verwendung) in Form einer stiefelähnlichen, zweiteiligen, halbstarren Kunststoffschale, welche patientenseitig mit Schaumstoff ausgepolstert und mit vier aufpumpbaren Luftkammern ausgestattet ist, wodurch eine passgenaue Einbettung des Fußes möglich ist. Die Orthese ist mit einer sog. Abrollsohle für eine natürliche Fortbewegung sowie zum Befüllen der Luftkammern außen mit vier Ventilen versehen. 2. Einem speziellen Blasebalg zum Auf- und Abpumpen der Luft, 3. Zwei elastischen Unterziehstrümpfen aus Spinnstoffen (Länge ca. 60 cm) und 4. Einem sog. Hygiene Cover aus Polyester als Überzug über den Bereich der Sohle, welcher hinten mittels Klettverschluss geschlossen wird und am oberen Rand einen Gummizug besitzt. Er ist zum Tragen im Haus zum Schutz gegen Verschmutzung vorgesehen. Die Orthese wird mit drei unelastischen Klettschlussbändern mit Umkehrösen fixiert. VERWENDETES MATERIAL: Schalen: Polypropylen Klettgurte: Nylon Luftpolster: Polyurethan mit Polyesterflor Schaumstoffpolster: Nylonüberzug Innensohle: EVA Schaum, Plastazote