

# GenuTrain® S Pro

Aktivbandage mit limitierbaren Gelenkschienen  
zur seitlichen Stabilisierung.

## Hilfsmittelnummer:

ist beantragt für 23.04.03.1xxx



| Indikationen                                                                                                                                                                                            | Merkmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wirkweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leichte und mittlere Instabilitäten</li> <li>• Gonarthrose</li> <li>• Arthritiden<br/>(z. B. rheumatoide Arthritis)</li> <li>• Meniskusverletzungen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die anatomisch vorgeformten Gelenkschienen sind thermoplastisch nachformbar und werden in seitliche Führungskanäle eingesetzt.</li> <li>• Die Gelenkschienen sind limitierbar in 30°-60°-90°-Flexion und 20°-Extension.</li> <li>• Zwei zirkulär unelastische Gurte um Unter- und Oberschenkel fixieren zusätzlich die Gelenkschienen und stabilisieren gemeinsam das Kniegelenk.</li> <li>• Hochelastisches Gestrick aus atmungsaktiven Materialien gewährt optimale Passform und hohen Tragekomfort.</li> <li>• Besonders weiches und feines Gestrick schont den empfindlichen Bereich der Kniekehle.</li> <li>• Eine ringförmige viscoelastische Pelotte umschließt schützend die Patella und erleichtert die korrekte Positionierung der Bandage.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Limitierung der Gelenke ermöglicht eine therapiebegleitende Einschränkung des Bewegungsumfangs des Kniegelenks.</li> <li>• Die Kombination von Gelenkschienen und Gurten verleiht dem Kniegelenk passiv mehr Halt und führt es sicher in der Bewegung.</li> <li>• Die positive Beeinflussung der Sensorik gibt dem Kniegelenk aktiv mehr Halt und stabilisiert es langfristig.</li> <li>• Bewegungen des Kniegelenks verformen den Pelottenring, wodurch eine schmerzlindernde Wechseldruckmassage auf die parapatellaren Weichteilstrukturen ausgeübt wird.</li> <li>• Kompressions- und Massageeffekt der Bandage beschleunigen die Resorption von Ödemen und Ergüssen.</li> </ul> |



limitierbares Gelenk

## Farben

