

# ONE TOUCH VERIO TESTSTREIF

## ONE TOUCH Verio Teststreifen

PZN: 09739103

Inhalt: 50 St

Hersteller: Diaprax GmbH

### Zweckbestimmung

Die OneTouch Verio Teststreifen werden zusammen mit den OneTouch Verio Blutzuckermesssystemen für die quantitative Messung der Glukose (Zucker) in frischem Kapillarovollblut aus der Fingerbeere verwendet. Proben aus venösem Vollblut werden bei manchen Systemen von medizinischem Fachpersonal entnommen.

### Zusammensetzung

Glukose-Dehydrogenase-Flavinadenindinukleotid oder FAD-GDH (aus *Aspergillus* sp.) - 2 U, Kaliumferrocyanid 41 Mikrogramm und weitere Inhaltsstoffe (Puffer usw.). Das Teststreifenröhrchen enthält ein Trocknungsmittel.