


TECHNISCHES DATENBLATT



FIXIERHOSEN

SENI FIX PLUS



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die elastischen Fixierhosen sind zum Fixieren von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen und anatomischen Inkontinenzeinlagen bei Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz geeignet. Gleichmäßig dichte und nahtlose Gewebefindung. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch: bis 25-mal (+/- 5) waschbar bei 60°C. Größenmarkierungen durch farbige Garne/Streifen im Bund: Medium – blau, Large – braun, X-Large – grün, XX- Large – orange.

II. ROHSTOFFE

Polyester (87%), Elasthan (13%).

III. EIGENSCHAFTEN

Größe	Masse [g]*	Gesamtlänge [mm]**	Gesamtbreite [mm]***	Empfohlener Taillen-/Hüftumfang [cm]	Empfohlener Oberschenkelumfang [cm]
Medium	12,3	180	250	70-130	45-60
Large	14,0	180	285	80-140	55-65
X-Large	15,2	180	310	90-150	60-75
XX-Large	16,4	185	335	100-160	70-80

* Abrechnung: +/- 1 g, ** Abrechnung: +/- 15 mm, *** Abrechnung: +/- 25 mm

IV. LOGISTIKDATEN

Größe	Index	Einzel- verpackung [Stck.]	Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung	Anzahl der Kartons auf einer Palette	Transport- verpackung
Medium	SE-092-ME05-001	5	100	16	Karton
Large	SE-092-LA05-001	5	100	16	Karton
X-Large	SE-092-XL05-001	5	100	16	Karton
XX-Large	SE-092-2X05-001	5	100	16	Karton

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von unten und oben mit einer Zwischenlage aus Papier geschützt.

V. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die elastischen Fixierhosen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit ≤ 70 % aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

VI. SONSTIGES

CE-gezeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.

Haltbarkeit: 60 Monate.

erstellt: Monika Landratkiewicz,
Fachfrau für Technologie

genehmigt: Tomasz Przybylski,
Prokurist/ Stellv. Direktor Produktion und Innovation

Erstellungsdatum des Dokuments: 14.02.2022