


DATENBLATT

CLEARTEST Multi Dip

PRODUKTBILDER



PRODUKTBESCHREIBUNG

In 5 verschiedenen Kombinationen lieferbar.

In der 10er-Packung mit Universalbehältern.

Testdurchführung:

1. Universalbehälter füllen
2. MULTI-DIP Drogenteststreifen für
10 - 15 Sekunden in den Urin eintauchen
3. Auswertung nach 5 Minuten

VARIANTEN

Typ	PZN	REF	VE
5 Parameter	18046853	C3 30505B-1	1 Test
12 Parameter	11138598	C3 306012-1	1 Test

DATENBLATT (Fortsetzung)

Typ	PZN	REF	VE
12 Parameter	11138581	C3 306012	10 Teste
6 Parameter *1	03200283	C3 30605B-1	1 Test
6 Parameter *1	04031523	C3 30605B	10 Teste
6 Parameter *2	19730793	C3 30606B	10 Teste
8 Parameter	19393953	C3 30608B	10 Teste