


# TECHNISCHES DATENBLATT



## FIXIERHOSEN

### SENI FIX COMFORT LADY



## I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die elastischen Fixierhosen sind zum Fixieren von Vorlagen und anatomischen Einlagen bei Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz geeignet. Gleichmäßig dichte und nahtlose Gewebefindung. Erhältlich in hautfarben und schwarz. Ideal für den mehrmaligen Gebrauch: bis 100-mal (+/- 20) waschbar bei 60°C.

## II. ROHSTOFFE

Polyester (97%), Elasthan (3%).

## III. EIGENSCHAFTEN

Größe	Masse [g]*	Gesamtlänge [mm]**	Gesamtbreite [mm]**	Empfohlener Taillen-/Hüftumfang [cm]	Empfohlener Oberschenkelumfang [cm]
Medium	30,0	220	270	70-120	45-65
Large	32,0	240	300	75-130	50-70

\* Toleranz: +/- 2 g;

\*\* Maßtoleranz: +/- 20 mm;

## IV. LOGISTIKDATEN

Größe	Farbe	Index	Einzelverpackung [Stck.]	Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung	Anzahl der Kartons auf einer Palette	Transportverpackung
Medium	hautfarben	SE-092-ME02-LN3	2	8	180	Karton
	schwarz	SE-092-ME02-LB3	2	8	180	Karton
Large	hautfarben	SE-092-LA02-LN3	2	8	180	Karton
	schwarz	SE-092-LA02-LB3	2	8	180	Karton

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von unten und oben mit einer Zwischenlage aus Papier geschützt.

---

## V. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

---

Es wird empfohlen, die Fixierhosen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit  $\leq 70\%$  aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

---

## VI. SONSTIGES

---

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.

Haltbarkeit: 60 Monate.

---

**erstellt:** Monika Landratkiewicz,  
Fachfrau für Technologie

**genehmigt:** Tomasz Przybylski,  
Prokurist/ Stellv. Direktor Produktion und Innovation

---

Erstellungsdatum des Dokuments: 11.02.2022

---