

## **SUPR P S P-S M B L 7.5X9.5**

### **SUPRASORB P sen.PU-Schaumv.multis.bor.lite 7,5x9,5**

PZN: 19768620

Inhalt: 10 St

Hersteller: 1001 Artikel Medical GmbH

#### **Zweckbestimmung**

Der Suprasorb P sensitive Silikon-Schaumverband kann zur Behandlung aller Wunden eingesetzt werden. Vorausgesetzt es handelt sich um mittel bis stark exsudierende, oberflächliche bis tiefe Wunden. (Bei tiefen Wunden ggfls.einen Wundverband entsprechend der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Verbandes applizieren) Dekubitalulzera, Bein- und Fußulzera, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Hautentnahme- und empfängerstellen, Schürfwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades. Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenen/nekrotischen Wunden angewendet werden

#### **Zusammensetzung**

1 g Verband enthält: Silicone, Polyurethanschaum, Polyacrylsäure, Viskose, Polyester