

## **OHRSCHUTZVERBAND OMP 35031**

### **OHRSCHUTZVERBAND OMAP groß 35031**

PZN: 00185784

Inhalt: 5 St

Hersteller: Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH

#### **Zweckbestimmung**

Anwendung zur Wundversorgung am Ohr. In der Regel finden Ohrschutzverbände Anwendung nach operativen Eingriffen aller Art im Ohrbereich. Sie dienen dem mechanischen Schutz des Wundgebietes vor äußeren Einflüssen und ggf. bedingt zur Aufnahme von Wundsekret. Ohrschutzverbände werden kurzzeitig angewendet.

#### **Zusammensetzung**

Universalbinde: 61% Baumwolle, 29% Polyester, 10% Elasthan Füllung (Saugkompressen): Baumwolle, Polyethylen (PE), Polyethylenterephthalat (PET). Außen sind die Saugkompressen mit weißem und blauem Vliesstoff überzogen. Füllung (Mullkompressen): 100% Baumwolle Füllung (Vlieskomprese): 70% Viskose, 30 % Polyester Latexhaltig: nein Phthalathaltig: nein