

# Für ein gutes Gefühl

Stomaversorgung Produktübersicht 2011



### Einteilige Versorgung

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| SenSura – Das System der Sicherheit                                            | 4  |
| SenSura – einteilige Stomaversorgung                                           | 6  |
| SenSura – einteilige Versorgung (Kolostomie und Ileostomie)                    | 8  |
| SenSura Uro – einteilige Urostomieversorgung                                   | 10 |
| <hr/>                                                                          |    |
| <b>Zweiteilige Versorgung</b>                                                  |    |
| SenSura Click – zweiteilige Stomaversorgung (Basisplatten)                     | 12 |
| SenSura Click – zweiteilige Versorgung (Kolostomie und Ileostomie)             | 14 |
| SenSura Flex – zweiteilige Versorgung (Allgemein)                              | 16 |
| SenSura Flex – zweiteilige Versorgung (Basisplatten/Kolostomie und Ileostomie) | 18 |
| SenSura Click – zweiteilige Urostomieversorgung                                | 20 |
| SenSura Flex – zweiteilige Urostomieversorgung                                 | 21 |
| <hr/>                                                                          |    |
| <b>Zubehör und Ergänzungen</b>                                                 |    |
| Coloplast Uro Mikro- und Nachtbeutel                                           | 22 |
| SenSura Post-OP                                                                | 24 |
| SenSura Tagdrainage, Bettbeutel und Assura Ileo-Nachtdrainage                  | 25 |
| Assura Irrigation                                                              | 26 |
| Kinderversorgung                                                               | 27 |
| Stomakappen und Kolostomieverschlüsse                                          | 28 |
| Hautschutz und Hautpflege                                                      | 30 |
| <hr/>                                                                          |    |
| <b>Bestellinformation</b>                                                      | 32 |
| <hr/>                                                                          |    |
| <b>Index</b>                                                                   | 74 |

Seit 50 Jahren reagiert Coloplast mit innovativen Produktentwicklungen auf die Bedürfnisse von Menschen mit physischen Handicaps

Der intensive Dialog mit Patienten und Fachkräften war die Basis für neue Produktlösungen, wie etwa das erste Klett-Verschlussssystem, den ersten Spiralschutz oder das sorgfältig aufeinander abgestimmte Urostomie-Komplettsystem, die Coloplast weltweit zu einem Synonym für hochwertige und innovative Stomaversorgung gemacht haben.

Die Entwicklungsleistung, die hinter den Coloplast Produkten steckt, erfährt immer wieder internationale Anerkennung. So wurde Assura® Comfort mit Hide-away®-Auslass 2002 mit dem MDEA Award in Gold ausgezeichnet. Die Marken SenSur® , Assura® und Easiflex® stehen für ein fortschrittliches Produktprogramm, das dazu beitragen soll, die Lebenssituation von Stomaträgern so weit wie möglich zu verbessern.

A horizontal timeline illustrating the evolution of the SenSura® product line. The timeline is represented by a horizontal axis with vertical lines connecting product names in boxes to their respective years. The products and their years are: Regular (1954), Extra (1966), K-Flex (1975), mc 2000 (1980), Multiplus (1986), Assura® (1991), Assura® Comfort (1998), Easiflex® (2003), SenSura® (2007), SenSura®Click (2008), SenSura®Flex (2008), and SenSura®Uro (2009). The SenSura®Click and SenSura®Flex products are shown stacked vertically for the year 2008.

| Product Name    | Year |
|-----------------|------|
| Regular         | 1954 |
| Extra           | 1966 |
| K-Flex          | 1975 |
| mc 2000         | 1980 |
| Multiplus       | 1986 |
| Assura®         | 1991 |
| Assura® Comfort | 1998 |
| Easiflex®       | 2003 |
| SenSura®        | 2007 |
| SenSura®Click   | 2008 |
| SenSura®Flex    | 2008 |
| SenSura®Uro     | 2009 |



## Das System der Sicherheit

### SenSura® – ein einzigartiger Hautschutz mit zwei Schichten

#### Der 2-Schicht-Hautschutz

Es ist unser Ziel, alle wichtigen Anforderungen an eine rundum sichere Stomaversorgung mit einem einzigen Hautschutz zu erfüllen. Dabei gilt es, Eigenschaften zu verbinden, die auf den ersten Blick unvereinbar scheinen. Denn meist zieht eine starke Haftung Schwierigkeiten beim Entfernen nach sich. Und ein hohes Absorptionsvermögen bedeutet häufig, dass der Hautschutz brüchig und erosionsanfällig wird. Mit dem 2-Schicht-Hautschutz SenSura haben wir unser Ziel erreicht: SenSura ist leistungsfähig, haftet sicher und sorgt gleichzeitig für Erholung der Haut: eine Kombination, die ein System der Sicherheit schafft.

#### Erosionsresistenz

- Zuverlässiger Schutz vor Ausscheidungen für die stomaumgebende Haut. Für weniger Hautprobleme.

#### Aufnahmefähigkeit

- Optimale Aufnahme der überschüssigen Hautfeuchtigkeit. Für ein gesundes Gleichgewicht der Haut.

#### Sichere Haftung

- Kein vorzeitiges Ablösen, keine Leckagen. Für ein gutes Gefühl – vom ersten Aufbringen bis zum Wechsel.

#### Leichtes Entfernen

- Schmerzfreies Entfernen, keine Rückstände. Für mehr Wohlbefinden beim Wechseln.


#### Flexibilität

- Biegsames, hautfreundliches Material mit Flex-Zonen. Für optimale Bewegungsfreiheit.



### Aufbau des SenSura® Hautschutzes

- 1 Polymer für feste Struktur und leichtes Entfernen
- 2 Absorbierende Partikel
- 3 Partikel für Erosionsresistenz
- 4 Polymer für Anpassung an die Haut



### Aufbau des 2-Schicht-Hautschutzes

#### Untere Schicht

Die dunkle, untere Schicht des SenSura Hautschutzes hat eine aufsaugende Funktion. Ihre feuchtigkeitsabsorbierenden Partikel sind größer als bei der oberen Schicht und sorgen so für eine besonders gute Aufnahme der überschüssigen Hautfeuchtigkeit.

#### Obere Schicht

Die obere Schicht des SenSura Hautschutzes dient der Sicherheit der unteren Schicht und der Haut. Die feuchtigkeitsabsorbierenden Partikel sind kleiner als bei der unteren Schicht, um diese optimal vor der Auswaschung durch die Ausscheidungen des Stomas zu schützen.

### Die Sicherheit der zwei Schichten

#### Der SenSura 2-Schicht-Hautschutz nimmt die Herausforderung an und schafft ein überzeugendes System der Sicherheit.

Durch die patentierte, ovale Flexi-Struktur ist der Hautschutz der SenSura Basisplatte besonders anschmiegsam und passt sich dem Körper optimal an. Am äußeren Rand ist der 2-Schicht-Hautschutz mit fünf speziellen Flex-Zonen ausgestattet, welche

ihn extra biegsam und flexibel machen. Dadurch passt sich der SenSura Hautschutz auch am Rand gut an die Haut an und kann den Bewegungen des Körpers folgen. Ein weiterer Nutzen besteht in der 2-Schicht-Kombination, die sowohl für eine sichere Haftung als auch für eine leichte Entfernbarkeit des Hautschutzes sorgt.



Der 2-Schicht-Hautschutz



Obere Schicht



Untere Schicht



## Einteilige Stomaversorgung

SenSura® – einteilige Stomaversorgung einzigartig, flexibel und anpassungsfähig – für's Leben gemacht.

Die SenSura-Versorgung zeichnet sich nicht nur durch den einzigartigen 2-Schicht Hautschutz aus. Es sind auch viele weitere abgestimmte Details die SenSura zu einer Versorgung machen, die sich den Bedürfnissen Ihrer Patienten anpasst.

### Das stabile und besonders sanfte Vlies

Neben einem erstklassigen Hautschutz sind auch ein funktionsfähiger Filter, ein praktikabler Auslass und ein sanftes, aber reißfestes Vlies für die sichere Stomaversorgung wichtig. Das komfortable Beutelvlies von SenSura besteht aus einem angenehmen, extraweichen Material, das besonders sanft zur Haut ist. Das SenSura Vlies ist unter dem 2-Schicht-Hautschutz fixiert und bietet stabilen Schutz vor Beschädigungen. Es hält selbst starken Belastungen stand, trocknet nach dem Duschen sehr schnell und zerreißt auch dann nicht, wenn man es trocken reibt.

### SenSura® konvex light – die leicht gewölbte Versorgung

SenSura konvex light ist für Ihre Patienten, die eine einteilige Stomaversorgung mit leicht gewölbtem Hautschutz benötigen, hervorragend geeignet. SenSura konvex light kann bei Stomata auf Hautniveau, bei leichten Hautfalten oder Narben sowie für Patienten mit großem Sicherheitsbedürfnis verwendet werden. Erhältlich für die Kolostomie-, Ileostomie und Urostomieversorgung.



## Aufbau des SenSura® Filters

- 1 Gestanzte Folie
- 2 Wellenschale
- 3 Kohlefilter
- 4 Schutzfolie mit Öffnung
- 5 Membran



## Die spezielle Filtertechnologie

Ein hoch entwickelter Wellenfilter sorgt für ein geruchsfreies und ungehindertes Entweichen der Gase. Der Wellenfilter ist mehrschichtig aufgebaut, damit alle flüssigen Elemente aufgefangen werden können und die Luft problemlos nach außen geleitet werden kann.

### Aufbau des Filters

- In einer wellenförmigen Schale werden die festeren Bestandteile aufgefangen, sodass diese den Filter nicht blockieren können und die Gase weiterhin ungehindert zum Aktivkohlefilter geleitet werden.
- In dem langen Aktivkohlefilter wird die Luft von Gerüchen befreit und weiter durch die Membran nach außen geleitet.



- Die an der Außenseite des Filters befindliche Membran schützt die Kleidung vor Verschmutzungen und Leckagen.

### SENSURA®

Einfach individuell anpassbar



- Eine klar strukturierte Ausschneidehilfe erleichtert das Ausschneiden des Hautschutzes.



- Die Zuschneidefolie ist mit gut erkennbaren Markierungen versehen.



- Eine daumenförmige, blaue Abziehlasche macht das Entfernen der Schutzfolie einfach.



## Einteilige Kolostomieversorgung

### SenSura® – für mehr Bewegungsfreiheit im Alltag

Der SenSura Kolostomiebeutel mit 2-Schicht- Hautschutz und Wellenfilter ist für die Versorgung von Kolostomien mit eher breiiger bis fester Konsistenz geeignet. Der oval geformte, äußerst flache Hautschutz mit leicht bedienbarer Abziehlasche erfüllt die Bedürfnisse der Kolostomieträger. Denn er ist flexibel und diskret und sorgt für Bewegungsfreiheit und ein besonderes Wohlfühlgefühl. Neben frei zuschneidbaren Lochgrößen gibt es eine Vielzahl von vorgestanzten Versionen in unterschiedlichen Größen.

#### Erhältlich in den Beutelgrößen

- mini, midi, maxi

#### Ausführungen

- hautfarben und transparent

#### Hautschutz

- plan und konvex light

#### Lochgrößen

- ausschneidbar und vorgestanzt



### SenSura® mit Sichtfenster

Ein transparentes Sichtfenster im Vlies bietet dem Stomaträger die Möglichkeit sein Stoma nach belieben kontrollieren zu können. Zudem erleichtert das Sichtfenster das einfache und sichere Anbringen der Versorgung. Erhältlich für einteilig geschlossene Beutel.



## Einteilige Ileostomieversorgung

### SenSura® – einfach diskret

Der SenSura Ausstreifbeutel mit Hide-away®-Auslass eignet sich besonders für die Versorgung von Patienten mit Ileostomien mit flüssiger bis breiiger Ausscheidungskonsistenz. Ausgestattet mit dem 2-Schicht-Hautschutz ist er selbst für aggressive Ileostomienausscheidungen geeignet und wird somit den hohen Anforderungen der Ileostomieversorgung gerecht. Für die nötige Geruchssicherheit sorgt der hoch entwickelte Wellenfilter.

#### Erhältlich in den Beutelgrößen

- mini, midi, maxi

#### Ausführungen

- hautfarben und transparent

#### Hautschutz

- plan und konvex light

#### Lochgrößen

- ausschneidbar und vorgestanzt

### Das Klettverschlussystem

#### Unsichtbare Sicherheit

Der SenSura einteilige Ileostomiebeutel ist mit dem bewährten Hide-away-Klettverschluss ausgestattet.

#### Optische Verschlussmarkierung

Durch die deutliche Einkerbung ist klar erkennbar, in welche Richtung die untere Lasche gefaltet werden muss, um den Auslass richtig und sicher zu verschließen.

#### Zusätzliche Diskretion

Für erhöhte Diskretion kann der Auslass mit einem zusätzlichen Klettverschluss unter dem Vlies verborgen werden.

#### Verlängerte Auslasslasche

Die verlängerte untere Lasche wird wie ein Briefumschlag gefaltet und verschließt so den Auslass besonders dicht. Der Auslass lässt sich einfach mit einer Kompresse reinigen.



## Einteilige Urostomieversorgung

SenSura® Uro – einteilige Urostomieversorgung mit Mehrkammersystem für noch mehr Tragekomfort – jeden Tag

### Diskret und angenehm

Bei der Versorgung von Urostomien sind die Haftungsanforderungen an einen Hautschutz besonders hoch. Gleichzeitig soll die Versorgung dem Patienten Diskretion und angenehmen Tragekomfort bieten, sodass er sich rundum gut versorgt und sicher

fühlt. Der SenSura Uro Mehrkammerbeutel verbindet die Diskretion und den Komfort eines Mehrkammerbeutels mit der Sicherheit des SenSura 2-Schicht Hautschutzes.

### Die plane Urostomieversorgung

Die plane Urostomieversorgung ist mit dem ovalen SenSura 2-Schicht Hautschutz ausgestattet, der durch seine Flex-Zonen besonders anpassungsfähig ist. Das hautfarbene Vlies ist besonders stabil und reißfest. Der Auslass ist aus weichem Material und trägt daher kaum auf. Bei den Hautfarbenen Modellen kann der Auslass in eine kleine Vliestasche für mehr Diskretion und Komfort verborgen werden.

#### Einsatzgebiete der planen SenSura Uro-Mehrkammerbeutel


- Bei prominenten Stomata, bei Stomata ohne Körperfalten und Narben

#### Ausführungen

- midi und maxi
- transparent und hautfarben

## Aufbau der SenSura® Urostomieversorgung

- 1 Hautfreundliches Vlies
- 2 Weiche Ränder
- 3 Weicher Auslass
- 4 Vliestasche
- 5 2-Schicht Hautschutz
- 6 Mehrkammersystem
- 7 Stent-Management Öffnung



## Das Mehrkammersystem

Der SenSura Uro Mehrkammerbeutel ist mit einem speziellen Kammersystem ausgestattet. Durch die Unterteilung des Beutels in mehrere Kammern bleibt er auch in gefülltem Zustand unauffällig, flach und geräuscharm – für ein Plus an Diskretion und Komfort. Die integrierte Rückflusssperre verhindert das Zurücklaufen des Urins.



## SenSura® Uro konvex light – leicht gewölbt und sicher

### Komfort mit leichter Wölbung

Für die Versorgung von Stomata, bei denen eine plane Versorgung nicht ausreicht, gibt es den einteiligen SenSura Uro-Mehrkammerbeutel auch in konvex light. Durch die leichte Wölbung passt er sich der peristomalen Haut gut an und beugt so der Bildung von Leckagen vor. Weitere Pluspunkte des SenSura Uro Mehrkammerbeutels konvex light sind das flexible Material, das große Bewegungsfreiheit

bietet und Druck-Ulcerationen vorbeugt, sowie die weiche Gürtelbefestigung für zusätzlichen Halt.

#### Einsatzgebiete des SenSura Uro Mehrkammerbeutels konvex light

- Stomata auf Hautniveau, leicht retrahierte Stomata, Stomata in leichten Hautfalten oder Narben, Patienten mit starkem Sicherheitsbedürfnis



## Das Plus der 2-Schicht-Technologie

### SenSura® Click – die Sicherheit der 2-Schicht-Technologie für die zweiteilige Stomaversorgung


#### Die 2-Schicht-Technologie

Mehr Lebensqualität durch mehr Produktqualität: So trägt der komfortable 2-Schicht-Hautschutz von SenSura dazu bei, dass man sich rundum sicher fühlen kann. Dieses Gefühl möchten wir gern allen Stomaträgern geben – daher gibt es den besonders komfortablen SenSura 2-Schicht-Hautschutz auch als zweiteilige Versorgung. Die beiden Schichten er-

möglichen aufgrund ihrer Beschaffenheit ein hohes Maß an Sicherheit: die untere, dunklere Schicht nimmt die Hautfeuchtigkeit auf, während die hellere, obere Schicht besonders erosionsbeständig ist und die Haut und die untere Schicht vor den Exkreten schützt. Alle SenSura Click Basisplatten sind erhältlich in den Ringgrößen 40, 50, 60 und 70 mm.



SenSura Basisplatten sind ausschneidbar



Perfekter Sitz der Basisplatte



SenSura Hautschutz Xpro

### Aufbau der SenSura® Click Basisplatte

- 1 Ausschneidehilfe
- 2 Integrierte Gürtelbefestigung
- 3 Flexi-Struktur
- 4 Flex-Zone
- 5 Rastringgrößenaufkleber
- 6 Sanfte Hautschutzabziehlasche



### SenSura® Click plan

Die SenSura Basisplatten sind ausschneidbar und vorgestanzt sowie mit und ohne Gürtelbefestigung erhältlich. Eine blau markierte Ausschneidehilfe sorgt für ein einfaches Zuschneiden. Die gut sichtbare, daumengeformte Abziehlasche macht das Entfernen der Schutzfolie einfach. Durch ihre Flex-Zonen-Struktur folgt die flache Basisplatte allen Körperbewegungen und sorgt so für ein gutes Freiheitsgefühl. Bis maximal 68 mm ausschneidbar ist sie auch für die Versorgung von frisch operierten oder doppelläufigen Stomata geeignet.

#### Ausführungen

- vorgestanzt und ausschneidbar
- mit und ohne Gürtelbefestigung

### SenSura® Xpro Hautschutz

Für die Versorgung von aggressiven Ausscheidungen der Ileostomie und Urostomie gibt es den SenSura Hautschutz Xpro. Die Zusammensetzung und spezielle Struktur des Hautschutzes bieten noch mehr Schutz und damit eine besondere Sicherheit bei hohen Ansprüchen. Die besonders erosionsbeständige Basisplatte verhindert, dass die aggressiven und flüssigen Ausscheidungen die Basisplatte auflösen und in Kontakt mit der Haut kommen. So bleibt die Haut geschützt und Irritationen wird vorgebeugt.

#### Ausführungen

- plan und konvex light
- ausschneidbar und vorgestanzt

### SenSura® konvex light

Für schwierig zu versorgende Körperregionen gibt es die Basisplatte SenSura auch in einer leicht konvexen Ausführung. Der oval gewölbte Hautschutz besteht aus flexiblem Material für einen hohen Tragekomfort. Die Kombination aus dem einzigartigen SenSura 2-Schicht-Hautschutz und der anpassungsfähigen Wölbung bietet Ihren Patienten eine sichere und flexible Basisplatte für ein angenehmes Tragegefühl in jeder Situation.

#### Einsatzgebiete der Basisplatte

- Bei Stomata auf Hautniveau, bei leichten Hautfalten oder Narben, für verstärkte Sicherheit beim Sport, bei prominenten Stomata, für mehr Sicherheitsgefühl





## Ein Signal für echte Sicherheit

SenSura® Click – zweiteilige Stomaversorgung – sitzt und klickt, auf dieses Klicken können Sie sich verlassen

### Sicher verbunden

Sich auf seine Versorgung lückenlos verlassen zu können, ist das Wichtigste für einen Stomaträger. Die zweiteilige Versorgung SenSura bietet einen besonderen Kopplungsmechanismus mit Rastring-

system. Damit werden Beutel und Platte einfach aufeinander gerastet und signalisieren durch ein hörbares Klicken die sichere Verbindung der beiden Bestandteile.



### Schritt 1

- Der Beutel wird zunächst auf die Basisplatte gerastet. Verschlussring und Schnappverriegelung werden am Beutel gelassen und können bequem mit nur einer Hand bedient werden.



### Schritt 2

- Der Beutel wird durch einen Schnappverschluss fixiert, der sich erst dann korrekt schließen lässt, wenn der Beutel richtig auf der Basisplatte eingerastet ist.

SenSura® Click – zweiteilige Kolostomie- und Ileostomieversorgung



### SenSura® Click

Die Beutel von SenSura Click für die Versorgung von Kolostomien und Ileostomien sind alle mit dem hochwirksamen Wellenfilter ausgestattet, der zuverlässigen Schutz vor Gerüchen bietet. Die weiche, atmungsaktive Vliesoberfläche ist aus stabilem Material und bleibt auch nach dem Duschen und stärkerer Beanspruchung in ihrer Form erhalten. Die unterschiedlichen Beutelgrößen ermöglichen dem Anwender, den für seine Ansprüche passenden Beutel zu wählen. Alle Ausstreifbeutel von SenSura Click für die Versorgung von Ileostomien sind mit dem bewährten Hide-away-Auslass ausgestattet.

### SenSura Click Kolostomie- und Ileostomieversorgung gibt es in folgenden Ausführungen:

- mini, midi, maxi
- hautfarben und transparent
- Rastringgröße 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm

### Der Hide-away®-Auslass

Der Auslass lässt sich ganz einfach öffnen und wieder verschließen. Er ist aus weichem hautfreundlichen Material, das dafür sorgt, dass der Auslass nicht auf der Haut aufrägt.

### Vorteile

- Mit einer zusätzlichen Klettfixierung kann der Auslass unter dem Vlies verborgen werden.
- Eine deutliche Einkerbung zeigt, in welche Richtung der Auslass aufgefaltet werden muss.
- Einfache Entleerungskontrolle durch die Auslassöffnung
- Einfache Reinigung des Auslasses

### SENSURA® ILEOSTOMIEVERSORGUNG MIT HIDE-AWAY-AUSLASS

#### Die Anwendung



- 1 · Gezielte Beutellentleerung



- 2 · Einfache Reinigung des Auslasses



- 3 · Diskretes Verbergen des Auslasses



## Leicht, flexibel und zweiteilig

### SenSura® Flex – zweiteilige Stomaversorgung – wenig Druck und viel flexibler Komfort

#### Die anpassungsfähige Versorgung

Hohe Bewegungsfreiheit und hohe Lebensqualität kann ganz einfach sein – mit SenSura Flex, einem komfortablen, zweiteiligen System zur Stomaversorgung. Dank eines einfachen Klebesystems kommt die zweiteilige SenSura Flex Versorgung ganz ohne Rastring aus. Der Beutel wird dabei einfach auf die SenSura Flex Basisplatte geklebt. Dadurch ist die SenSura Flex Versorgung besonders flach, flexibel

und anpassungsfähig. Zudem vermindert das Klebesystem den Druck auf das Stoma deutlich. Das gesamte SenSura Flex Sortiment umfasst plane und leicht konvexe Basisplatten und eine mit 90 mm besonders große Ausführung, die sich ideal zur Versorgung von doppelläufigen Stomata oder als postoperative Versorgung eignet.

### Viele gute Gründe für das SenSura® Flex System

#### SenSura Flex ist vielseitig

SenSura Flex ist in vielen Größen erhältlich – die 90 mm große Basisplatte mit XXL-Beutel ist besonders für die post-operative Versorgung doppelläufiger Stomata mit Reitern geeignet. Viele weitere gute Gründe für das SenSura Flex System finden Sie auf der nächsten Seite.



#### SenSura Flex ist sehr flexibel

Der unterteilte Hafring des Beutels aus PVC-freiem Schaum ergibt zusammen mit der weichen Haftzone der Basisplatte eine flexible Einheit, die für hohe Bewegungsfreiheit sorgt.



#### SenSura Flex ist sicher

Die glatte Haftzone der Basisplatte ist die ideale Oberfläche für den Hafring, der feuchtigkeitsresistent ist. Damit ist die Versorgung stets sicher und dicht – auch bei Kontakt mit Wasser.



#### SenSura Flex ist diskret

Die Klebeverbindung zwischen Basisplatte und Beutel macht die Versorgung flach und diskret. Sie passt sich dem Körper und den Bewegungen gut an und ist damit weniger spürbar.



#### SenSura Flex ist sauber

Die glatte, transparente Oberfläche der Haftzone lässt sich einfach reinigen. Dadurch lassen sich auch Verschmutzungen beim Wechsel des Beutels schnell beseitigen.



#### SenSura Flex ist einfach und praktisch

Der Beutel lässt sich einfach auf die Platte kleben – Das ist besonders für Menschen mit motorischen Schwierigkeiten oder eingeschränktem Sehvermögen eine Erleichterung. Die blaue Markierung auf der Haftzone unterstützt die genaue Platzierung des passenden SenSura Flex Beutels.



#### SenSura Flex ist druckentlastend

Dank der untergreifbaren Haftzone der Basisplatte kann der Beutel ganz ohne Druck auf die peristomale Haut auf der Platte angebracht werden. So kann das Stoma auch postoperativ druckentlastend versorgt werden.



## Zweiteilig und sicher haftend

### SenSura® Flex Basisplatte – flach, flexibel und sauber für den besonderen Tragekomfort

#### Die SenSura Flex Basisplatte

Dank des Klebesystems kommt die SenSura Flex Basisplatte ohne Rastring aus. So wird der Druck auf das Stoma vermindert. Die SenSura Flex Basisplatte bietet einen besonders sicheren Hautschutz. Mit der 2-Schicht Technologie, unterstützt durch die Flex Zonen, die Flex-Struktur am Rand des Hautschutzes und die ovale Form sorgt die Basisplatte

dafür, dass die Haftung dort am stärksten ist, wo sie am meisten benötigt wird – an den Seiten. Die blaue Markierung auf der Haftzone hilft beim genauen Platzieren des Beutels. Die SenSura Flex Basisplatte gibt es in planer und in leicht konvexer Ausführung sowie für die aggressiven Ausscheidungen von Ileostomie und Urostomie mit dem Hautschutz Xpro.

#### Die plane Basisplatte

##### Einsatzgebiete

- Prominente Stomata
- Stomata mit glatter, narbenfreier Umgebung



##### Ausführungen

- Ausschneidbar und vorgestanzt
- 90 mm Basisplatte für postoperativen Einsatz
- Hautschutz SenSura und SenSura Xpro
- Ringgrößen 35 mm, 50 mm, 70 mm, 90 mm

#### Die leicht konvexe Basisplatte

##### Einsatzgebiete

- Stomata auf Hautniveau
- Leicht retrahierte Stomata
- Stomata in Hautfalten
- Bei prominenten Stomata zur Vorbeugung von Leckagen



##### Ausführungen

- Mit Gürtelbefestigung
- Hautschutz SenSura und SenSura Xpro
- Ringgrößen 35 mm, 50 mm, 70 mm

### Aufbau des SenSura® Flex Systems

- 1 Hautfreundliches Vlies
- 2 Filter
- 3 Kanal, Leckagenschutz
- 4 Sanfte Kanten
- 5 Blaue Abziehlasche
- 6 Hide-away®-Auslass



#### Die Kolostomieversorgung

Die geschlossenen Beutel für die Kolostomieversorgung gibt es in fünf Beutelgrößen, sodass individuelle Ansprüche der Anwender an die Versorgung erfüllt werden können. Alle Beutel sind mit dem hochwirksamen Wellenfilter und dem hautfreundlichen, weichen Vlies ausgestattet. Dank des breiten Haftzonen kann der Beutel mit etwas Spielraum in alle Richtungen auf die Haftzone geklebt werden. Sollte er einmal falsch aufgesetzt worden sein, lässt er sich problemlos abziehen und wieder aufkleben.

##### Ausführungen

- hautfarben und transparent
- mini, midi, maxi, XL und XXL
- Mit variablen Haftzonen
- Ringgrößen 35 mm, 50 mm, 70 mm und 90 mm

#### Die Ileostomieversorgung

Die SenSura Flex Ausstreifbeutel mit Hide-away-Auslass für die Versorgung von Ileostomien gibt es in vier Beutelgrößen. Alle Ausstreifbeutel sind ebenfalls mit dem Wellenfilter und dem hautfreundlichen Vlies ausgestattet. Passend zur Basisplatte 90 mm gibt es auch extra große Ausstreifbeutel mit einem hohen Fassungsvermögen, daher eignen sie sich gut für Patienten mit sehr großen Ausscheidungsmengen sowie für spezielle Anforderungen – wie nach einer Operation.

##### Ausführungen

- hautfarben und transparent
- midi, maxi, XL und XXL
- Mit variablen Haftzonen
- Ringgrößen 35 mm, 50 mm, 70 mm und 90 mm

#### SENSURA® FLEX

##### Die Anwendung



- Mit einer Hand die Haftzone festhalten und mit der anderen die blaue Lasche abziehen.



- SenSura Flex hat keinen Rastring, der Beutel wird einfach auf die Basisplatte geklebt.



- Der Beutel haftet dank des Klebesystems absolut fest und sicher auf der Basisplatte.



## Die diskrete Innovation

### SenSura® Click – Urostomieversorgung, die sicher sitzt

#### Die 24-Stunden-Versorgung

Das umfangreiche Urostomieversorgungssystem von Coloplast bietet dem Urostomiepatienten perfekt aufeinander abgestimmte Produkte für die Versorgung rund um die Uhr. Mit den verschiedenen Komponenten dieses Systems wollen wir dazu beitragen,

dass sich Urostomiepatienten in unterschiedlichsten Situationen des Lebens, wie zum Beispiel bei sportlichen Aktivitäten oder in intimen Stunden, immer sicher und diskret versorgt fühlen.

### SenSura® Click Uro Mehrkammerbeutel

Der SenSura Uro Mehrkammerbeutel ist der weiterentwickelte Urostomiebeutel mit dem außergewöhnlichen Mehrkammersystem. Das Rastringssystem mit der Klick-Funktion bietet dem Anwender in Kombination mit der besonders erosionsresistenten Basisplatte SenSura Xpro – plan und leicht konvex – besonderen Schutz vor aggressiven Ausscheidungen sowie eine diskrete und auf seine Bedürfnisse abgestimmte Versorgung.

#### Das Mehrkammersystem

- Der Beutel bleibt in gefülltem Zustand flacher und ist so besonders diskret. Die Flüssigkeit verteilt sich in den einzelnen Kammern, was den Beutel wesentlich geräuschärmer macht.

#### Weitere Vorteile des Mehrkammerbeutels

- Eine integrierte Rücklaufsperre verhindert den Rückfluss des Urins

- Atmungsaktives, stabiles Vlies auf der Rückseite des Beutels
- Weicher und einfach zu bedienender Auslass, passend für Coloplast Uro Nachtbeutel
- Diskrete Versteckfunktion: Bei der hautfarbenen Beutelvariante kann der Auslass nach oben geklappt und in eine kleine Tasche unter das Vlies geschoben werden.
- Die vergrößerte Lücke der Rückflusssperre auf der rechten Seite ermöglicht, dass sich Harnleiterschienen problemlos durch diese durchleiten lassen.

#### Der zweiteilige SenSura Uro Mehrkammerbeutel ist erhältlich in

- transparent und hautfarben
- midi und maxi
- Rastringgrößen 40 mm, 50 mm, 60 mm

### SenSura® Flex – die zweiteilige Urostomieversorgung



SenSura Flex Mehrkammerbeutel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich – hautfarben und transparent.

## Flach, geräuscharm und flexibel

### SenSura® Flex – zweiteilige Urostomieversorgung

#### Die Versorgung für Aktive

Die SenSura Flex Urostomieversorgung besteht aus der komfortablen, zweiteiligen SenSura Flex Klebeverbindung. Bei diesem System wird der Beutel ganz einfach auf die Platte geklebt, wodurch eine diskrete und sehr flexible Urostomieversorgungseinheit entsteht, die dem Patienten Bewegungsfreiheit für einen aktiven Alltag bietet. Ein Bestandteil der SenSura

Flex Urostomieversorgung sind die besonders für Urostomien geeigneten, erosionsresistenten SenSura Flex Basisplatten mit Hautschutz Xpro. Sie sind in plan oder konvex light mit dem jeweils dazu passenden SenSura Flex Urostomiebeutel mit innovativem Mehrkammersystem erhältlich.

#### Viele gute Gründe für die SenSura Flex Urostomieversorgung

- Flaches, diskretes Mehrkammersystem
- Geräuscharm, da sich der Urin auf mehrere Kammern verteilt
- Einfache Anwendung, da der Hafring des Beutels einfach auf die Basisplatte geklebt wird
- Dichte und sichere Klebeverbindung
- Integrierte Rücklaufsperre
- Passend für Coloplast Uro Nachtbeutel
- Auslass mit Versteckfunktion (in der hautfarbenen Ausführung)
- SenSura Flex Basisplatten Xpro für aggressive Ausscheidungen wie Urin.
- leichte Durchführung von Harnleiterschienen durch vergrößerte Lücke der Rückflusssperre

#### SenSura Flex Uro Mehrkammerbeutel sind erhältlich in

- transparent und hautfarben
- midi und maxi
- Hafring 35 mm und 50 mm



Vergrößerte Lücke der Rückflusssperre auf der rechten Seite zum Durchführen von Harnleiterschienen.



## Aufbau des Coloplast Uro Mikrobeutels

- 1 Rastring
- 2 Sanfte Ränder
- 3 Weicher Auslass
- 4 Klick-Verriegelung
- 5 Hautfreundliches Vlies



## Zubehör Urostomieversorgung

### Coloplast Uro Mikro- und Nachtbeutel – eine perfekte Lösung für einen ruhigen, tiefen Schlaf und eine angenehme Nacht

Am Tag sollte eine Urostomieversorgung möglichst wenig einschränken und besonders diskret sein. In der Nacht sollte sie einen ungestörten Schlaf möglich machen. Eine diskrete Versorgung für die Nacht

bietet der unauffällige Coloplast Uro Mikrobeutel, der kaum größer als eine Basisplatte ist, in Verbindung mit dem Coloplast Uro Nachtbeutel.

### Coloplast Uro Nachtbeutel

#### Für eine ruhige Nacht

Das hohe Fassungsvermögen des Coloplast Uro Nachtbeutels von 2000 ml macht ein Entleeren des Urostomiebeutels während der Nacht überflüssig. So ermöglicht er dem Anwender eine ungestörte Nachtruhe. Mit der Conveen Beutel-Aufhängung kann der Nachtbeutel ganz einfach am Bett befestigt werden. Der Coloplast Uro Nachtbeutel verfügt über einen flexiblen abknicksicheren Schlauch, der auf die gewünschte Länge gekürzt werden kann. So kann der Urin auch bei unruhigem Schlaf ungehindert abfließen. Der integrierte Konnektor erlaubt eine einfache Anbringung der Mikro- und Urostomiebeutel von Coloplast. Die Rückflusssperre im Einlassventil sorgt für sicheres Abfließen des Urins und

der Doppel-Sicherheitsverschluss des Coloplast Uro Nachtbeutels verhindert ein versehentliches Öffnen. Passend für alle Coloplast SenSura, Assura und Easiflex Urostomiebeutel.



### Coloplast Uro Mikrobeutel

#### Kleine Versorgung für großen Schlafkomfort

Der außergewöhnliche Mikrobeutel für das zweiteilige Coloplast Rastringsystem ist kaum größer als eine Basisplatte und sorgt in Verbindung mit dem Coloplast Uro Nachtbeutel für eine kaum spürbare und diskrete Versorgung in der Nacht. Durch den integrierten, passgenauen Konnektor des Nachtbeutels kann er direkt mit diesem verbunden werden. Der Mikrobeutel hat die Funktion eines Überleitungsbeutels, da der Urin aus dem Stoma durch den Mikrobeutel direkt in den angeschlossenen Nachtbeutel geleitet wird. Der Zuleitungsschlauch kann individuell verkürzt werden. Für den Anwender bedeutet dies mehr Komfort beim Schlafen, da sich kein störender Beutel mehr auf dem Bauch befindet.

#### Klein, aber viele Pluspunkte:

- Sehr diskret, trägt kaum auf.
- Aufgrund seiner geringen Größe kann sich der Beutel nicht verdrehen.
- Der Coloplast Rastring erlaubt eine wunschgenaue Positionierung des Mikrobeutels.
- Weicher und flexibler Auslass
- Rastring 40 mm, 50 mm und 60 mm
- Passend für SenSura Click und Assura Basisplatten

#### COLOPLAST URO MIKRO- UND NACHTBEUTEL

##### Ein komfortables Duo




Der Mikrobeutel leitet den Urin direkt in den angeschlossenen Nachtbeutel.



Der abknicksichere Zuleitungsschlauch kann individuell verkürzt werden.



Die praktische Beutel-Aufhängung ist für alle Nacht- und Bettbeutel geeignet.



## Zubehör Post-OP

### SenSura® Post-OP – Für Sicherheit von Anfang an.

#### Schutz und Entlastung für die Haut.

Eine einfache Überwachung des frisch operierten Stomas und eine Versorgung, die auf dem empfindlichen Bauch sicher haftet, sind wichtige Anforderungen an eine postoperative Versorgung. Der einteilige SenSura Post-OP Ausstreifbeutel mit dem SenSura 2-Schicht Hautschutz verfügt über die besonderen Anforderungen, da er besonders schonend und zugleich resistent auch gegen dünnflüssige Ausscheidungen ist.

Ein wichtiges Detail ist das am Beutel fixierte Sichtfenster. Es lässt sich zur einfachen Inspektion und Reinigung des Stomas öffnen und schließen, ohne dass dabei Druck auf den Bauch des Patienten ausgeübt oder ein Beutelwechsel nötig wird. Die Tiefe des Beutels, der über eine hohe Aufnahmekapazität verfügt, bietet dem nach der Operation geschwellenen Stoma genügend Freiraum und ein sanftes Vlies sorgt für den passenden Tragekomfort.

Ein neuer, großer trichterförmiger Auslass mit Stöpselverschluss sorgt für eine einfache und hygienische Entleerung. Bei festeren Ausscheidungen kann der Auslass abgeschnitten und mit einem Clip verschlossen werden.

Der SenSura Post-OP Beutel steht in zwei Größen sowie in steril und unsteril, auch ohne Fenster, zur Verfügung.



steril mit Fenster    unsteril mit Fenster    unsteril ohne Fenster

### SenSura® Post-OP – Erleichterung für Pflegekräfte und Patienten

In den ersten Tagen nach der Anlage einer Ileostomie kann es vermehrt zu flüssigen Ausscheidungen kommen, sodass der Stomabeutel auch nachts mehrfach entleert werden muss. Das ist nicht nur ruhestörend für den Patienten, sondern auch sehr zeitaufwendig für das Pflegepersonal – denn gerade

bei Patienten mit einem Kurzdarmsyndrom ist die Versorgung oftmals schwierig. Darum hat Coloplast für Ileostomieträger mit hohen Ausscheidungsmengen spezielle Produkte entwickelt, die in den ersten Tagen nach der Operation auch für Kolostomieträger geeignet sind.

#### Einteilige Ileo-Tagdrainage

Die einteilige Tagdrainage vereinfacht für frisch operierte Patienten mit ihrem beidseitigen Vlies den Übergang zu einer Standardversorgung. Das im Vlies integrierte Sichtfenster ermöglicht die Inspektion des Stomas und ein großer, trichterförmiger Auslass ermöglicht eine einfache und hygienische Entleerung. Sie ist in den Varianten steril und unsteril, sowie wahlweise mit oder ohne Filter erhältlich.

#### Coloplast Bettbeutel

Mit einem Fassungsvermögen von 2000 ml ermöglicht der neue Coloplast Bettbeutel ausgedehnte Ruhepausen zwischen den Versorgungswechseln. Der Schlauch hat ein extra großes Lumen damit keine Blockaden entstehen und kann an alle SenSura Post-OP Produkte angeschlossen werden.

#### SenSura® Click Ileo-Tagdrainage

Bei vermehrt dünnflüssigen Ausscheidungen sorgt die SenSura Click Ileo-Tagdrainage mit ihrem hohem Fassungsvermögen für möglichst lange Intervalle zwischen den Versorgungswechseln – und für längere Ruhezeiten für den Patienten. Sie kann gut in Kombination mit der SenSura Basisplatte Xpro für aggressive Ausscheidungen eingesetzt werden und lässt sich Dank des großlumigen Auslasses einfach entleeren. Bei Bedarf kann der Auslass abgeschnitten und mit einer Klammer verschlossen werden. Die SenSura Click Ileo-Tagdrainage ist mit einem Aktivkohlefilter und einer Rückflusssperre ausgestattet.

#### Assura® Ileo-Nachtdrainage

Die Assura Ileo-Nachtdrainage hat ein Volumen von 2000 ml und wird in Verbindung einer Basisplatte mit Rastring angewendet. Der integrierte Filter sorgt für die Neutralisation der Gase. Der Beutel ist aus einer geruchsdurchlässigen Folie hergestellt und hat eine transparente Rückseite zur Inspektion des Inhalts. Eine Skala ermöglicht ein einfaches Ablesen der Ausscheidungsmenge. Der lange Beutelhals ist mit einem abknicksicheren Kunststoffschlauch ausgestattet. Der Beutel lässt sich durch den langen Auslass einfach entleeren und wird mit einer Klammer verschlossen. Die Befestigung erfolgt am Bett mit der Conveen Nachtbeutelauflängung.



einteilige Ileo-Tagdrainage    SenSura Click Ileo-Tagdrainage    Coloplast Bettbeutel    Assura Ileo-Nachtdrainage



## Zubehör Stomaversorgung

### Assura® Irrigations-Set

Die Irrigation ist eine Spülung des Dickdarmes, die nur für Kolostomiepatienten geeignet ist, die die notwendigen Voraussetzungen erfüllen. Mithilfe der Irrigation gewinnt der Patient Einfluss auf seine Ausscheidung und kann statt einer Beutelversorgung eine dezente Stomakappe, einen Stomaverschluss oder einen Minibeutel tragen. Das Assura Irrigations-Set ist mit dem bewährten Assura Rastring-System ausgestattet. Verschlussring und Klickverriegelung befinden sich am Entleerungsschlauch. Dieser lässt sich damit problemlos auf die zum Set gehörende Andruckplatte oder auf eine Assura Basisplatte aufrasten.

#### Der Entleerungsschlauch

- ist besonders lang und erleichtert somit auch groß gewachsenen Personen die Irrigation und bietet eine sichere und problemlose Entleerung.

#### Der Konus

- besteht aus weichem, flexiblem Material und schützt so vor Verletzungen. Für die unterschiedlichen Ausprägungen des Darmlumens gibt es zwei verschiedene Konusformen: eine runde und eine spitzere. Die passende Form wird am Regelventil befestigt.

#### Der Spülbehälter

- besitzt ein integriertes Thermometer. So lässt sich auf einen Blick erkennen, ob das Wasser warm genug ist (36–37 °C).

#### Der praktische Regulator

- sorgt dafür, dass sich die Einlaufgeschwindigkeit des Wassers beobachten und stufenlos regulieren lässt.



## Stomaversorgung für Kinder

### Easiflex® Kinderversorgung

#### Kleine Versorgung großer Komfort

Kinder haben einen großen Bewegungsdrang. Eine Stomaversorgung muss daher zuverlässig sitzen, ohne einzuschränken. Dank der Klebeverbindung des Easiflex Systems ist die Verbindung von Beutel und Basisplatte sehr flexibel und passt sich jeder Bewegung problemlos an. Easiflex für Kinder ist für die Versorgung von Frühchen bis zu Kindern bis 5 Jahren geeignet.

#### Darum ist Easiflex für Kinder ganz groß für die Kleinsten

- Hautfreundliches Material der Basisplatte
- Beutel kann ohne Druck auf die Basisplatte geklebt werden, besonders geeignet für empfindliche Kinderbäuche.
- Sowohl für Kolostomien als auch für Ileostomien geeignet.
- Einfache Entleerung durch den Hide-away-Auslass
- Integrierter Filter zur Ausleitung der Gase
- Kein Starterloch, damit der Beutel nach den individuellen Bedürfnissen zugeschnitten werden kann.
- Sanftes, hautfreundliches Vlies
- Kindgerechtes Teddymotiv

#### Easiflex für Kinder gibt es in folgenden Ausführungen

- Basisplatte mit ø 60 mm bzw. ø 70 mm
- Beutelvolumen 105 ml und 150 ml



Easiflex für Kinder

### Assura® Kinderversorgung

#### Hält sicher, dicht und sauber

Die Assura Kinderversorgung bietet eine speziell auf die Bedürfnisse der kleinen Patienten zugeschnittene Versorgungsmöglichkeit. Es gibt sie als einteilige Versorgung mit extra kleinem Hautschutz und aufgeschweißtem kleinen Beutel und als zweiteilige Versorgung mit dem bewährten Assura Rastring-System. Die zweiteilige Versorgung besteht aus einer Basisplatte mit geringem Durchmesser und dazugehörigem kleinen Beutel.

#### Die Assura Kinderversorgung besteht aus

- einteiligen und zweiteiligen Versorgung, Kolostomie-, Ileostomie- und Urostomiebeuteln
- hautfarbenen und transparenten Versionen.



Assura für Kinder



## Zubehör für Stoma und Kolostomie

### Stomakappen und Kolostomieverschlüsse – Perspektiven für Momente, in denen man sich Diskretion wünscht

#### Für die wichtigsten Stunden des Tages

Wenn für Kolostomiepatienten die Stomaversorgung einmal besonders diskret sein soll, wie zum Beispiel beim Sport, in der Sauna oder während intimer Momente zu zweit, gibt es die dezenten

und unauffälligen Stomakappen und Kolostomieverschlüsse von Coloplast. Sie können ebenfalls als unauffällige Versorgung für Patienten dienen, die irrigieren.

### Assura® – ein- oder zweiteilige Stomakappe

#### Mit Sicherheit diskret versorgt

Die Assura Stomakappe gibt es als einteilige Versorgung zum Ausschneiden oder auch als zweiteilige Versorgung in Kombination mit der Assura Basisplatte. Sie ist mit einer saugfähigen Einlage zur Sekretaufnahme und einem vor Feuchtigkeit geschützten Aktivkohlefilter ausgestattet und bietet dadurch die notwendige Sicherheit. Eine raschelarme Beutelfolie mit angenehmer Strukturprägung sorgt für Diskretion und ein wohliges Tragegefühl. Die einteilige Stomakappe ist bis 55 mm ausschneidbar.




Einteilige Stomakappe mit praktischer Ausschneidehilfe

Zweiteilige Stomakappe zur Kombination mit Basisplatte


### Stomakappen und Kolostomieverschlüsse

#### ASSURA® KOLOSTOMIEVERSCHLUSS

Ein komfortables Duo



Der Schaumstofftampon lässt sich leicht einführen.



Der Tampon dehnt sich aus und passt sich dem Darmlumen an.

### Assura® Kolostomieverschluss

Der Assura-Kolostomieverschluss bietet Kolostomieträgern die Möglichkeit einige Stunden ganz ohne Stomabeutel auszukommen. Durch die optische Unauffälligkeit der Kappe – sie ist dezent wie ein Pflaster – und dem hohen Maß an Diskretion hinsichtlich Geräusch- und Geruchsentwicklung, können die Verwender während dieser Zeit wieder ungehindert am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und dadurch neues Selbstvertrauen gewinnen.

#### So funktioniert der Kolostomieverschluss

Der Schaumstofftampon lässt sich ganz einfach einführen. Ein leichtes Druckgefühl in den ersten Tagen ist völlig normal. Es verschwindet nach kurzer Zeit. Durch die Feuchtigkeitseinwirkung dehnt sich der Schaumstofftampon aus und passt sich dem Darmlumen an. Dadurch werden Ausscheidungen zurückgehalten. Darmgase können ungehindert entweichen.

### Coloplast Uro Minikappe

Diese diskrete Versorgung ist für die besonderen Momente von Urostomiepatienten entwickelt worden und wird in Kombination mit der SenSura Click oder Assura Basisplatte verwendet. Egal ob beim Sport, beim Schwimmen oder für die intimen Augenblicke zu zweit: Die Coloplast Uro Minikappe bietet zuverlässigen Schutz und ist besonders unauffällig. Sie verfügt über eine hoch absorbierende Einlage, hält das Stoma für ca. 30–60 Minuten sicher trocken und hat eine weiche Vorderseite die für angenehmen Tragekomfort sorgt.



Coloplast Uro Minikappe



## Zubehör, Hautschutz und Hautpflege

### Hochwertige Lösungen für die stomaumgebende Haut

Die Form jedes Körpers und die Beschaffenheit der Haut ist genauso individuell wie die Persönlichkeit. So benötigt der eine oder andere ein wenig Extra-Unterstützung, damit die Stoma-Versorgung noch sicherer sitzt und die stomaumgebende Haut seidenweich gepflegt und vor äußeren Einflüssen geschützt ist. Dabei unterstützt unser großes Sortiment an Zubehör Produkten.

#### Hautschutz-Spray und -Tücher

Der Coloplast Hautschutz schützt die Haut vor Ausscheidungen, Haftstoffen und mechanischen Reizungen und beugt Irritationen vor. Der Hautschutz ist sehr hautfreundlich, da er auf Silikonbasis entwickelt wurde und brennt nicht auf der Haut. Er lässt sich einfach dosieren, trocknet sehr schnell nach dem Auftragen und ist geruchsneutral. Erhältlich als Spray (50 ml) oder in Tüchern (30 Stk.) für unterwegs.

#### Pflasterentferner Spray/Tücher

Das häufige Abziehen von Basisplatte und Hautschutz ist eine große Belastung für die stomaumgebende Haut. Mit dem Pflasterentferner Spray von Coloplast kann die Haut spürbar entlastet werden, denn sowohl Stomaversorgungen als auch Pflaster und Wundverbände lassen sich damit einfach, schmerzfrei und rückstandslos entfernen, ohne die Haut zu reizen. Er ist alkoholfrei und freundlich zur Haut da silikonbasiert. Kleberückstände lassen sich einfach mit dem praktischen Tuch entfernen.



Hautschutz-Spray und -Tücher

Pflasterentferner Spray und Tücher



Modellierbarer Hautschutzring

Paste

Chiron Schutzcreme

Modellierstreifen

Hautschutzplatten

### Modellierbarer Hautschutzring Paste

Viele Patienten haben Hautfalten oder Narben in direkter Umgebung des Stomas. Die modellierbaren Hautschutzringe helfen, die Unebenheiten auszugleichen und sorgen für einen besseren Sitz der Versorgung, damit die Versorgung trotzdem sicher haftet und sich keine Leckagen darunter bilden können. Passend für jede Stomaform lassen sie sich einfach anmodellieren und sorgen für eine sichere Abdichtung der Lücken zwischen Versorgung und Stoma. Erhältlich in 3,0 mm und 4,2 mm Stärke.

Die Paste besteht aus einem weichen Hautschutzmaterial und dient dem zusätzlichen Abdichten der Stomaversorgung bei Narben, Hautunebenheiten und Vertiefungen im peristomalen Bereich. Die Paste kann mit angefeuchteten Fingern direkt auf die stomaumgebende Haut aufgetragen werden. Alternativ ist es auch möglich, die Paste auf die Klebefläche des Hautschutzes – um die Öffnung herum – aufzutragen. Ein praktischer Tubenschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

### Chiron Schutzcreme

Die Chiron Schutzcreme ist eine pH-neutrale und fettfreie Creme auf Wachsbasis. Dank ihrer speziellen Formel schützt sie die Haut vor Körperausscheidungen und mechanischen Reizungen durch Hautschutz- und Klebeflächen von Stomaversorgungen und hilft bereits irritierten Hautstellen beim Heilen. Aufgrund ihrer Wachsbasis kann sie auch unter der Stomaversorgung angewendet werden. Die Creme ist sehr ergiebig, da bei jedem Auftragen nur eine kleine Dosis benötigt wird.

### Modellierstreifen

Sie dienen zum Abdichten von Narben, Hautunebenheiten und Vertiefungen im peristomalen Bereich. Die Modellierstreifen lassen sich einfach formen und oder auf die Basisplatte aufgetragen werden. Die Streifen können nach Bedarf dosiert werden und bleiben in der Plastikverpackung auch nach Anbruch frisch. Die Modellierstreifen enthalten keinen Alkohol und brennen daher nicht auf der Haut und trocknen diese auch nicht aus.

### Hautschutzplatte und -rolle

Die Hautschutzplatte und -rolle bestehen aus besonders hautfreundlichem Curagard®. Sie dienen zum zusätzlichen Abdecken der stomaumgebenden Haut und zeichnen sich durch hohes Absorptionsvermögen aus. Zusätzlich schützen sie vor Irritationen oder unterstützen die Heilung bereits irritierter Hautstellen. Die elastischen, anschnieg-

samen Platten sind in drei Größen erhältlich und können je nach Bedarf zugeschnitten werden. Die Rolle kann für den großflächigen, individuellen Bedarf genutzt werden. Sie enthält das Hautschutzmaterial Curagard als Streifen von 2 m Länge und 10 cm Breite. Das Material ist für eine wirtschaftliche Anwendung einfach zuschneidbar.

Einteilig geschlossen

SenSura®

geschlossener Beutel, transparent

|                                                                                   | Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 154411             | midi             | 10–66*                | 30                   | 2847143 | 29.26.01.2104 |
|                                                                                   | 154421             | midi             | 25                    | 30                   | 2886195 | 29.26.01.2104 |
|                                                                                   | 154431             | midi             | 30                    | 30                   | 2886226 | 29.26.01.2104 |
|                                                                                   | 154441             | midi             | 35                    | 30                   | 2886232 | 29.26.01.2104 |
|                                                                                   | 154701             | maxi             | 10–76*                | 30                   | 3009786 | 29.26.01.2105 |
|                                                                                   | 154721             | maxi             | 25                    | 30                   | 3009792 | 29.26.01.2105 |
|                                                                                   | 154731             | maxi             | 30                    | 30                   | 3029292 | 29.26.01.2105 |
|                                                                                   | 154741             | maxi             | 35                    | 30                   | 3029300 | 29.26.01.2105 |
|                                                                                   | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.01.2    |
|                                                                                   |                    |                  |                       |                      |         |               |

geschlossener Beutel, hautfarben

|                                                                                    | Artikel-Nr.                      | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 154201 <sup>2)</sup>             | mini             | 10–66*                | 30                   | 2847031 | 29.26.04.1050 |
|                                                                                    | 154501 <sup>1)</sup>             | midi             | 10–66*                | 30                   | 2886545 | 29.26.01.2104 |
|                                                                                    | 154521 <sup>1)</sup>             | midi             | 25                    | 30                   | 2887450 | 29.26.01.2104 |
|                                                                                    | 154531 <sup>1)</sup>             | midi             | 30                    | 30                   | 3004636 | 29.26.01.2104 |
|                                                                                    | 154541 <sup>1)</sup>             | midi             | 35                    | 30                   | 3004642 | 29.26.01.2104 |
|                                                                                    | 154551 <sup>1)</sup>             | midi             | 40                    | 30                   | 3007310 | 29.26.01.2104 |
|                                                                                    | 154561 <sup>1)</sup>             | midi             | 45                    | 30                   | 3009289 | 29.26.01.2104 |
|                                                                                    | 154571 <sup>1)</sup>             | midi             | 50                    | 30                   | 3009295 | 29.26.01.2104 |
|                                                                                    | 154801 <sup>1)</sup>             | maxi             | 10–76*                | 30                   | 3029317 | 29.26.01.2105 |
|                                                                                    | 154821 <sup>1)</sup>             | maxi             | 25                    | 30                   | 3029369 | 29.26.01.2105 |
|                                                                                    | 154831 <sup>1)</sup>             | maxi             | 30                    | 30                   | 3029375 | 29.26.01.2105 |
|                                                                                    | 154841 <sup>1)</sup>             | maxi             | 35                    | 30                   | 3029381 | 29.26.01.2105 |
|                                                                                    | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.01.2    |
|                                                                                    | <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.04.1    |
|                                                                                    |                                  |                  |                       |                      |         |               |

geschlossener Beutel mit Sichtfenster, hautfarben

|                                                                                     | Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 15020              | midi             | 10–66*                | 30                   | 5373697 | 29.26.01.2118 |
|                                                                                     | 15021              | midi             | 25                    | 30                   | 5373711 | 29.26.01.2118 |
|                                                                                     | 15022              | midi             | 30                    | 30                   | 5373728 | 29.26.01.2118 |
|                                                                                     | 15023              | midi             | 35                    | 30                   | 5373734 | 29.26.01.2118 |
|                                                                                     | 15030              | maxi             | 10–76*                | 30                   | 5373740 | 29.26.01.2118 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.01.2    |

Assura® Comfort

geschlossener Beutel, transparent

|                                                                                     | Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 12100              | mini             | 20–50*/65             | 40                   | 0892895 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                     | 12130              | midi             | 20–50*/65             | 40                   | 8996022 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                     | 12134              | midi             | 25                    | 40                   | 8996039 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                     | 12135              | midi             | 30                    | 40                   | 8996045 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                     | 12136              | midi             | 35                    | 40                   | 8996051 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                     | 12160              | maxi             | 20–60*/75             | 40                   | 8996068 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                     | 12164              | maxi             | 25                    | 40                   | 0892961 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                     | 12165              | maxi             | 30                    | 40                   | 0892978 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                     | 12166              | maxi             | 35                    | 40                   | 0892984 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.01.2    |

geschlossener Beutel, hautfarben

|                                                                                      | Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 12110              | mini             | 20–50*/65             | 40                   | 0892990 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                      | 12140              | midi             | 20–50*/65             | 40                   | 8997837 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                      | 12144              | midi             | 25                    | 40                   | 8996074 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                      | 12145              | midi             | 30                    | 40                   | 8996080 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                      | 12146              | midi             | 35                    | 40                   | 8996097 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                      | 12147              | midi             | 40                    | 40                   | 8996105 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                      | 12148              | midi             | 45                    | 40                   | 8996111 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                      | 12149              | midi             | 50                    | 40                   | 8996128 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                      | 12170              | maxi             | 20–60*/75             | 40                   | 8996134 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                      | 12174              | maxi             | 25                    | 40                   | 0893096 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                      | 12175              | maxi             | 30                    | 40                   | 0893104 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                      | 12176              | maxi             | 35                    | 40                   | 0893110 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                      | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.01.2    |
|                                                                                      |                    |                  |                       |                      |         |               |
|                                                                                      |                    |                  |                       |                      |         |               |

geschlossener Beutel, gemustert

|                                                                                       | Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 12150              | midi             | 20–50*/65             | 40                   | 8996140 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                       | 12154              | midi             | 25                    | 40                   | 8996157 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                       | 12155              | midi             | 30                    | 40                   | 8996163 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                       | 12156              | midi             | 35                    | 40                   | 8996186 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                       | 12157              | midi             | 40                    | 40                   | 8996192 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                       | 12158              | midi             | 45                    | 40                   | 8996200 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                       | 12159              | midi             | 50                    | 40                   | 8996217 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                       | 12180              | maxi             | 20–60*/75             | 40                   | 8996223 | 29.26.01.2087 |
|                                                                                       | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.01.2    |
|                                                                                       |                    |                  |                       |                      |         |               |

\*Ausschneidbare Öffnung

Assura®

geschlossener Beutel, transparent



| Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 2431               | mini             | 20–55*                | 30                   | 3982044 | 29.26.01.2044 |
| 2471               | midi             | 20–55*                | 30                   | 3982334 | 29.26.01.2045 |
| 2474               | midi             | 25                    | 30                   | 3982340 | 29.26.01.2045 |
| 2475               | midi             | 30                    | 30                   | 3982357 | 29.26.01.2045 |
| 2476               | midi             | 35                    | 30                   | 3982363 | 29.26.01.2045 |
| 2477               | midi             | 40                    | 30                   | 3982386 | 29.26.01.2045 |
| 2478               | midi             | 45                    | 30                   | 3982392 | 29.26.01.2045 |
| 2479               | midi             | 50                    | 30                   | 3982400 | 29.26.01.2045 |
| 2481               | maxi             | 20–55*                | 30                   | 3982423 | 29.26.01.2046 |
| Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.01.2    |

geschlossener Beutel, hautfarben



| Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 2421               | mini             | 20–55*                | 30                   | 3981990 | 29.26.01.2044 |
| 2424               | mini             | 25                    | 30                   | 3982009 | 29.26.01.2044 |
| 2425               | mini             | 30                    | 30                   | 3982015 | 29.26.01.2044 |
| 2426               | mini             | 35                    | 30                   | 3982021 | 29.26.01.2044 |
| 2461               | midi             | 20–55*                | 30                   | 3982268 | 29.26.01.2045 |
| 2464               | midi             | 25                    | 30                   | 3982274 | 29.26.01.2045 |
| 2465               | midi             | 30                    | 30                   | 3982280 | 29.26.01.2045 |
| 2466               | midi             | 35                    | 30                   | 3982297 | 29.26.01.2045 |
| 2467               | midi             | 40                    | 30                   | 3982305 | 29.26.01.2045 |
| 2468               | midi             | 45                    | 30                   | 3982311 | 29.26.01.2045 |
| 2469               | midi             | 50                    | 30                   | 3982328 | 29.26.01.2045 |
| 2511               | maxi             | 20–55*                | 30                   | 6167385 | 29.26.01.2046 |
| 2514               | maxi             | 25                    | 30                   | 6167391 | 29.26.01.2046 |
| 2515               | maxi             | 30                    | 30                   | 6167416 | 29.26.01.2046 |
| 2516               | maxi             | 35                    | 30                   | 6167422 | 29.26.01.2046 |
| 2517               | maxi             | 40                    | 30                   | 6167439 | 29.26.01.2046 |
| Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.01.2    |

mc 2000

geschlossener Beutel, transparent



| Artikel-Nr.        | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 5625               | 25                    | 30                   | 2365616 | 29.26.01.2023 |
| 5630               | 30                    | 30                   | 2365622 | 29.26.01.2023 |
| 5635               | 35                    | 30                   | 2365639 | 29.26.01.2023 |
| 5640               | 40                    | 30                   | 2365645 | 29.26.01.2023 |
| 5645               | 45                    | 30                   | 2365651 | 29.26.01.2023 |
| 5650               | 50                    | 30                   | 2365668 | 29.26.01.2023 |
| 5660               | 60                    | 30                   | 2365680 | 29.26.01.2023 |
| Festbetragsgruppe: |                       |                      |         | 29.26.01.2    |

mc 2000

geschlossener Beutel, hautfarben



| Artikel-Nr.        | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 5725               | 25                    | 30                   | 3283010 | 29.26.01.2023 |
| 5730               | 30                    | 30                   | 3283027 | 29.26.01.2023 |
| 5735               | 35                    | 30                   | 3283033 | 29.26.01.2023 |
| 5740               | 40                    | 30                   | 3283056 | 29.26.01.2023 |
| 5745               | 45                    | 30                   | 3283062 | 29.26.01.2023 |
| 5750               | 50                    | 30                   | 3283079 | 29.26.01.2023 |
| 5760               | 60                    | 30                   | 3283091 | 29.26.01.2023 |
| Festbetragsgruppe: |                       |                      |         | 29.26.01.2    |

Einteilig geschlossen, konvex light

SenSura®

geschlossener Beutel, konvex light, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 15401              | midi             | 15–33*                | 10                   | 0817385 | 29.26.01.3013 |
| 15405              | maxi             | 15–33*                | 10                   | 0827076 | 29.26.01.3013 |
| 15406              | maxi             | 15–43*                | 10                   | 0827082 | 29.26.01.3013 |
| Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.01.3    |

geschlossener Beutel, konvex light, hautfarben, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 15403              | midi             | 15–33*                | 10                   | 0819160 | 29.26.01.3013 |
| 15404              | midi             | 15–43*                | 10                   | 0819177 | 29.26.01.3013 |
| 15413              | midi             | 25                    | 10                   | 0826987 | 29.26.01.3013 |
| 15414              | midi             | 28                    | 10                   | 0827024 | 29.26.01.3013 |
| 15415              | midi             | 31                    | 10                   | 0827047 | 29.26.01.3013 |
| 15407              | maxi             | 15–33*                | 10                   | 0827596 | 29.26.01.3013 |
| 15408              | maxi             | 15–43*                | 10                   | 0827662 | 29.26.01.3013 |
| Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.01.3    |

Assura® Comfort

geschlossener Beutel, konvex light, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 14431              | midi             | 15–33*                | 10                   | 4011710 | 29.26.01.3008 |
| 14432              | midi             | 15–43*                | 10                   | 4011704 | 29.26.01.3008 |
| 14441              | maxi             | 15–33*                | 10                   | 4011650 | 29.26.01.3008 |
| 14442              | maxi             | 15–43*                | 10                   | 4011644 | 29.26.01.3008 |
| Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.01.3    |

\*Ausschneidbare Öffnung

Assura® Comfort

geschlossener Beutel, konvex light, hautfarben, mit integrierter Gürtelbefestigung

|                                                                                   | Artikel-Nr.        | Beutel-größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 14434              | midi         | 15–33*                | 10                   | 4011696 | 29.26.01.3008 |
|                                                                                   | 14435              | midi         | 15–43*                | 10                   | 4011673 | 29.26.01.3008 |
|                                                                                   | 14451              | midi         | 21                    | 10                   | 4011590 | 29.26.01.3008 |
|                                                                                   | 14452              | midi         | 25                    | 10                   | 4011526 | 29.26.01.3008 |
|                                                                                   | 14453              | midi         | 28                    | 10                   | 4011495 | 29.26.01.3008 |
|                                                                                   | 14454              | midi         | 31                    | 10                   | 4011489 | 29.26.01.3008 |
|                                                                                   | 14444              | maxi         | 15–33*                | 10                   | 4011638 | 29.26.01.3008 |
|                                                                                   | 14445              | maxi         | 15–43*                | 10                   | 4011615 | 29.26.01.3008 |
|                                                                                   | Festbetragsgruppe: |              |                       |                      |         | 29.26.01.3    |

Einteilig geschlossen, konvex

Assura® Comfort

geschlossener Beutel, konvex, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung

|                                                                                    | Artikel-Nr.        | Beutel-größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 14092              | midi         | 15–33*                | 10                   | 1689624 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                    | 14093              | midi         | 15–43*                | 10                   | 1689630 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                    | 14033              | midi         | 21                    | 10                   | 1689759 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                    | 14034              | midi         | 25                    | 10                   | 1689771 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                    | 14035              | midi         | 28                    | 10                   | 1689788 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                    | 14036              | midi         | 31                    | 10                   | 1689794 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                    | 14002              | maxi         | 15–33*                | 10                   | 1689647 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                    | 14003              | maxi         | 15–43*                | 10                   | 1689653 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                    | Festbetragsgruppe: |              |                       |                      |         | 29.26.01.3    |

geschlossener Beutel, konvex, hautfarben, mit integrierter Gürtelbefestigung

|                                                                                     | Artikel-Nr.        | Beutel-größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 14095              | midi         | 15–33*                | 10                   | 1689676 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                     | 14096              | midi         | 15–43*                | 10                   | 1689682 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                     | 14043              | midi         | 21                    | 10                   | 1689713 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                     | 14044              | midi         | 25                    | 10                   | 1689736 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                     | 14045              | midi         | 28                    | 10                   | 1689742 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                     | 14046              | midi         | 31                    | 10                   | 1689765 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                     | 14005              | maxi         | 15–33*                | 10                   | 1689699 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                     | 14006              | maxi         | 15–43*                | 10                   | 1689707 | 29.26.01.3007 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |              |                       |                      |         | 29.26.01.3    |

Assura®

geschlossener Beutel, konvex, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung

|                                                                                     | Artikel-Nr.        | Beutel-größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 12862              | midi         | 18                    | 10                   | 7598756 | 29.26.01.3003 |
|                                                                                     | 12863              | midi         | 21                    | 10                   | 7598762 | 29.26.01.3003 |
|                                                                                     | 12864              | midi         | 25                    | 10                   | 7598733 | 29.26.01.3003 |
|                                                                                     | 12865              | midi         | 28                    | 10                   | 7598727 | 29.26.01.3003 |
|                                                                                     | 12866              | midi         | 31                    | 10                   | 7598710 | 29.26.01.3003 |
|                                                                                     | 12883              | maxi         | 21                    | 10                   | 7729974 | 29.26.01.3003 |
|                                                                                     | 12884              | maxi         | 25                    | 10                   | 7729980 | 29.26.01.3003 |
|                                                                                     | 12885              | maxi         | 28                    | 10                   | 7729997 | 29.26.01.3003 |
|                                                                                     | 12886              | maxi         | 31                    | 10                   | 7730003 | 29.26.01.3003 |
|                                                                                     | 12887              | maxi         | 35                    | 10                   | 7730026 | 29.26.01.3003 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |              |                       |                      |         | 29.26.01.3    |

Einteilig offen

SenSura®

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent

|                                                                                       | Artikel-Nr.        | Beutel-größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 155411             | midi         | 10–66*                | 30                   | 3029458 | 29.26.02.2100 |
|                                                                                       | 155701             | maxi         | 10–76*                | 30                   | 3029398 | 29.26.02.2101 |
|                                                                                       | 155721             | maxi         | 25                    | 30                   | 3029406 | 29.26.02.2101 |
|                                                                                       | 155731             | maxi         | 30                    | 30                   | 3029412 | 29.26.02.2101 |
|                                                                                       | 155741             | maxi         | 35                    | 30                   | 3029429 | 29.26.02.2101 |
|                                                                                       | Festbetragsgruppe: |              |                       |                      |         | 29.26.02.2    |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, hautfarben

|                                                                                       | Artikel-Nr.                      | Beutel-größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 155201 <sup>2)</sup>             | mini         | 10–66*                | 30                   | 3029435 | 29.26.04.1051 |
|                                                                                       | 155501 <sup>1)</sup>             | midi         | 10–66*                | 30                   | 3029895 | 29.26.02.2100 |
|                                                                                       | 155521 <sup>1)</sup>             | midi         | 25                    | 30                   | 3029955 | 29.26.02.2100 |
|                                                                                       | 155531 <sup>1)</sup>             | midi         | 30                    | 30                   | 3029984 | 29.26.02.2100 |
|                                                                                       | 155541 <sup>1)</sup>             | midi         | 35                    | 30                   | 3029990 | 29.26.02.2100 |
|                                                                                       | 155801 <sup>1)</sup>             | maxi         | 10–76*                | 30                   | 3030007 | 29.26.02.2101 |
|                                                                                       | 155821 <sup>1)</sup>             | maxi         | 25                    | 30                   | 3030013 | 29.26.02.2101 |
|                                                                                       | 155831 <sup>1)</sup>             | maxi         | 30                    | 30                   | 3036027 | 29.26.02.2101 |
|                                                                                       | 155841 <sup>1)</sup>             | maxi         | 35                    | 30                   | 3037104 | 29.26.02.2101 |
|                                                                                       | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |              |                       |                      |         | 29.26.02.2    |
|                                                                                       | <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe: |              |                       |                      |         | 29.26.04.1    |

\*Ausschneidbare Öffnung

Assura® Comfort

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, hautfarben

|  | Artikel-Nr. | Beutel-größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 13810       | mini         | 12–55*                | 40                   | 1404892 | 29.26.02.2084 |
|                                                                                   | 13840       | midi         | 12–55*                | 40                   | 1404917 | 29.26.02.2084 |
|                                                                                   | 13844       | midi         | 25                    | 40                   | 1404923 | 29.26.02.2084 |
|                                                                                   | 13845       | midi         | 30                    | 40                   | 1404946 | 29.26.02.2084 |
|                                                                                   | 13846       | midi         | 35                    | 40                   | 1404952 | 29.26.02.2084 |
|                                                                                   | 13870       | maxi         | 12–70*                | 40                   | 1405006 | 29.26.02.2084 |
|                                                                                   | 13874       | maxi         | 25                    | 40                   | 1405012 | 29.26.02.2084 |
|                                                                                   | 13875       | maxi         | 30                    | 40                   | 1405029 | 29.26.02.2084 |
|                                                                                   | 13876       | maxi         | 35                    | 40                   | 1405035 | 29.26.02.2084 |
| Festbetragsgruppe:                                                                |             |              |                       |                      |         | 29.26.02.2    |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent

|  | Artikel-Nr. | Beutel-größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                    | 13830       | midi         | 12–55*                | 40                   | 1404900 | 29.26.02.2084 |
|                                                                                    | 13860       | maxi         | 12–70*                | 40                   | 1404998 | 29.26.02.2084 |
| Festbetragsgruppe:                                                                 |             |              |                       |                      |         | 29.26.02.2    |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, gemustert

|  | Artikel-Nr.        | Beutel-größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 13850              | midi         | 12–55*                | 40                   | 1404969 | 29.26.02.2084 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |              |                       |                      |         | 29.26.02.2    |

Ausstreifbeutel, transparent

|  | Artikel-Nr.        | Beutel-größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 13360              | maxi         | 10–70*                | 40                   | 0198858 | 29.26.02.2074 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |              |                       |                      |         | 29.26.02.2    |

Ausstreifbeutel, hautfarben

|  | Artikel-Nr.        | Beutel-größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 13340              | midi         | 10–55*                | 40                   | 0198769 | 29.26.02.2074 |
|                                                                                     | 13370              | maxi         | 10–70*                | 40                   | 0198893 | 29.26.02.2074 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |              |                       |                      |         | 29.26.02.2    |

Assura®

Ausstreifbeutel, transparent

|  | Artikel-Nr.        | Beutel-größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 2450               | midi         | 10–55*                | 30                   | 3982185 | 29.26.02.2001 |
|                                                                                     | 2490               | maxi         | 10–70*                | 30                   | 3982417 | 29.26.02.2038 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |              |                       |                      |         | 29.26.02.2    |

Ausstreifbeutel, hautfarben

|  | Artikel-Nr.        | Beutel-größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 2440               | midi         | 10–55*                | 30                   | 3982104 | 29.26.02.2001 |
|                                                                                     | 2520               | maxi         | 10–70*                | 30                   | 6167445 | 29.26.02.2038 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |              |                       |                      |         | 29.26.02.2    |

mc 2000

Ausstreifbeutel, transparent

|  | Artikel-Nr.        | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 5920               | 20                    | 30                   | 2365697 | 29.26.02.2017 |
|                                                                                       | 5925               | 25                    | 30                   | 2365705 | 29.26.02.2017 |
|                                                                                       | 5930               | 30                    | 30                   | 2365711 | 29.26.02.2017 |
|                                                                                       | 5935               | 35                    | 30                   | 2365728 | 29.26.02.2017 |
|                                                                                       | 5940               | 40                    | 30                   | 2365734 | 29.26.02.2017 |
|                                                                                       | Festbetragsgruppe: |                       |                      |         | 29.26.02.2    |

mc 2000 large (unsteril)

Ausstreifbeutel, transparent

|  | Artikel-Nr. | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 6100        | 10–80*                | 30                   | 3062326 | 29.26.11.6024 |

\*Ausschneidbare Öffnung

Einteilig offen, konvex light

SenSura®

Ausstreifbeutel, konvex light, mit Hide-away® Auslass, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung

|  | Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 15205              | maxi             | 15–33*                | 10                   | 0827745 | 29.26.02.3016 |
|                                                                                   | 15206              | maxi             | 15–43*                | 10                   | 0827751 | 29.26.02.3016 |
|                                                                                   | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.02.3    |

Ausstreifbeutel, konvex light, mit Hide-away® Auslass, hautfarben, mit integrierter Gürtelbefestigung

|  | Artikel-Nr. | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 15500       | midi             | 15–33*                | 10                   | 0827685 | 29.26.02.3016 |
|                                                                                   | 15509       | maxi             | 15–43*                | 10                   | 0815216 | 29.26.02.3016 |
|                                                                                   | 15537       | maxi             | 25                    | 10                   | 0815239 | 29.26.02.3016 |
|                                                                                   | 15538       | maxi             | 28                    | 10                   | 0817008 | 29.26.02.3016 |
|                                                                                   | 15539       | maxi             | 31                    | 10                   | 0817072 | 29.26.02.3016 |
| Festbetragsgruppe:                                                                |             |                  |                       |                      |         | 29.26.02.3    |

Assura® Comfort

Ausstreifbeutel, konvex light, mit Hide-away® Auslass, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung

|  | Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 14411              | maxi             | 15–33*                | 10                   | 2238869 | 29.26.02.3010 |
|                                                                                     | 14412              | maxi             | 15–43*                | 10                   | 2239076 | 29.26.02.3010 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.02.3    |

Ausstreifbeutel, konvex light, mit Hide-away® Auslass, hautfarben, mit integrierter Gürtelbefestigung

|  | Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 14404              | midi             | 15–33*                | 10                   | 2238852 | 29.26.02.3010 |
|                                                                                     | 14405              | midi             | 15–43*                | 10                   | 2239047 | 29.26.02.3010 |
|                                                                                     | 14414              | maxi             | 15–33*                | 10                   | 2238881 | 29.26.02.3010 |
|                                                                                     | 14415              | maxi             | 15–43*                | 10                   | 2239136 | 29.26.02.3010 |
|                                                                                     | 14421              | maxi             | 21                    | 10                   | 2238390 | 29.26.02.3010 |
|                                                                                     | 14422              | maxi             | 25                    | 10                   | 2238651 | 29.26.02.3010 |
|                                                                                     | 14423              | maxi             | 28                    | 10                   | 2238800 | 29.26.02.3010 |
|                                                                                     | 14424              | maxi             | 31                    | 10                   | 2238817 | 29.26.02.3010 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.02.3    |

Einteilig offen, konvex

Assura® Comfort

Ausstreifbeutel, konvex, mit Hide-away® Auslass, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung

|  | Artikel-Nr. | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 14102       | maxi             | 15–33*                | 10                   | 1690981 | 29.26.02.3009 |
|                                                                                     | 14103       | maxi             | 15–43*                | 10                   | 1690998 | 29.26.02.3009 |
|                                                                                     | 14163       | maxi             | 21                    | 10                   | 1691006 | 29.26.02.3009 |
|                                                                                     | 14164       | maxi             | 25                    | 10                   | 1691012 | 29.26.02.3009 |
|                                                                                     | 14165       | maxi             | 28                    | 10                   | 1691029 | 29.26.02.3009 |
|                                                                                     | 14166       | maxi             | 31                    | 10                   | 1691035 | 29.26.02.3009 |
| Festbetragsgruppe:                                                                  |             |                  |                       |                      |         | 29.26.02.3    |

Ausstreifbeutel, konvex, mit Hide-away® Auslass, hautfarben, mit integrierter Gürtelbefestigung

|  | Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                      | 14195              | midi             | 15–33*                | 10                   | 1690969 | 29.26.02.3009 |
|                                                                                      | 14196              | midi             | 15–43*                | 10                   | 1690975 | 29.26.02.3009 |
|                                                                                      | 14105              | maxi             | 15–33*                | 10                   | 1691041 | 29.26.02.3009 |
|                                                                                      | 14106              | maxi             | 15–43*                | 10                   | 1691058 | 29.26.02.3009 |
|                                                                                      | 14173              | maxi             | 21                    | 10                   | 1691064 | 29.26.02.3009 |
|                                                                                      | 14174              | maxi             | 25                    | 10                   | 1691070 | 29.26.02.3009 |
|                                                                                      | 14175              | maxi             | 28                    | 10                   | 1691087 | 29.26.02.3009 |
|                                                                                      | 14176              | maxi             | 31                    | 10                   | 1691093 | 29.26.02.3009 |
|                                                                                      | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.02.3    |

Assura®

Ausstreifbeutel, konvex, hautfarben mit integrierter Gürtelbefestigung

|  | Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 12965              | maxi             | 28                    | 10                   | 7598621 | 29.26.02.3005 |
|                                                                                       | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.02.3    |

\*Ausschneidbare Öffnung

Einteilig Uro

SenSura® Uro

Mehrkammerbeutel, transparent

|  | Artikel-Nr.        | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 118031             | 330 (midi)       | 10–66*                | 30                   | 3121632 | 29.26.03.2033 |
|                                                                                   | 118041             | 400 (maxi)       | 10–76*                | 30                   | 3128692 | 29.26.03.2033 |
|                                                                                   | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.03.2    |

Mehrkammerbeutel, hautfarben

|  | Artikel-Nr.        | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 118011             | 330 (midi)       | 10–66*                | 30                   | 3116921 | 29.26.03.2033 |
|                                                                                   | 118021             | 400 (maxi)       | 10–76*                | 30                   | 3118794 | 29.26.03.2033 |
|                                                                                   | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.03.2    |

Assura® Uro

Mehrkammerbeutel, transparent

|  | Artikel-Nr.        | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 14212              | 370** (midi)     | 10–55*                | 20                   | 0610862 | 29.26.03.2025 |
|                                                                                     | 14222              | 470** (maxi)     | 10–55*                | 20                   | 0610879 | 29.26.03.2025 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.03.2    |

Urostomiebeutel, transparent

|  | Artikel-Nr.        | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 5575               | 265** (midi)     | 10–55*                | 20                   | 3982452 | 29.26.03.2010 |
|                                                                                     | 5585               | 465** (maxi)     | 10–55*                | 20                   | 3982475 | 29.26.03.2009 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.03.2    |

Urostomiebeutel, hautfarben

|  | Artikel-Nr.        | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 5580               | 465** (maxi)     | 10–55*                | 20                   | 3982469 | 29.26.03.2009 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.03.2    |

Einteilig Uro, konvex light

SenSura® Uro

Mehrkammerbeutel, konvex light, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung

|  | Artikel-Nr.        | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 11814              | 400 (maxi)       | 15–33*                | 10                   | 7205231 | 29.26.03.3014 |
|                                                                                     | 11815              | 400 (maxi)       | 15–43*                | 10                   | 7205254 | 29.26.03.3014 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.03.3    |

Mehrkammerbeutel, konvex light, hautfarben, mit integrierter Gürtelbefestigung

|  | Artikel-Nr.        | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 11811              | 400 (maxi)       | 15–33*                | 10                   | 7203539 | 29.26.03.3014 |
|                                                                                     | 11812              | 400 (maxi)       | 15–43*                | 10                   | 7203723 | 29.26.03.3014 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.03.3    |

Assura® Uro

Mehrkammerbeutel, konvex light, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung

|  | Artikel-Nr.        | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                      | 14716              | 450** (maxi)     | 15–33*                | 10                   | 1611792 | 29.26.03.3008 |
|                                                                                      | 14717              | 450** (maxi)     | 15–43*                | 10                   | 1614891 | 29.26.03.3008 |
|                                                                                      | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.03.3    |

Mehrkammerbeutel, konvex light, weiß mit Softfront, mit integrierter Gürtelbefestigung

|  | Artikel-Nr.        | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 14712              | 450** (maxi)     | 15–33*                | 10                   | 1611556 | 29.26.03.3008 |
|                                                                                       | 14713              | 450** (maxi)     | 15–43*                | 10                   | 1611585 | 29.26.03.3008 |
|                                                                                       | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.03.3    |

Einteilig Uro, konvex

Assura® Uro

Urostomiebeutel, konvex, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung

|  | Artikel-Nr.        | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 12991              | 465 (maxi)       | 15                    | 10                   | 7598549 | 29.26.03.3004 |
|                                                                                       | 12992              | 465 (maxi)       | 18                    | 10                   | 7598555 | 29.26.03.3004 |
|                                                                                       | 12993              | 465 (maxi)       | 21                    | 10                   | 7598561 | 29.26.03.3004 |
|                                                                                       | 12994              | 465 (maxi)       | 25                    | 10                   | 7598578 | 29.26.03.3004 |
|                                                                                       | 12995              | 465 (maxi)       | 28                    | 10                   | 7598584 | 29.26.03.3004 |
|                                                                                       | 12996              | 465 (maxi)       | 31                    | 10                   | 7598532 | 29.26.03.3004 |
|                                                                                       | Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      |         | 29.26.03.3    |

\*Ausschneidbare Öffnung    \*\*Volumenangaben nach ISO 8670-2

## Einteilig, Kolostomieverschluss

## Assura®

Kolostomieverschluss, hautfarben



| Artikel-Nr. | Tamponl.<br>in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 2141        | 35                | 20–35                 | 20                   | 0497472 | 29.26.11.5006 |
| 2143        | 35                | 35–45                 | 20                   | 0497495 | 29.26.11.5006 |
| 2142        | 45                | 20–35                 | 20                   | 0497489 | 29.26.11.5006 |
| 2144        | 45                | 35–45                 | 20                   | 0497503 | 29.26.11.5006 |

## Einteilig, Stomakappe

## Assura®

Stomakappe, hautfarben



| Artikel-Nr.        | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 2501               | 20–55*                | 30                   | 3982446 | 29.26.04.0015 |
| Festbetragsgruppe: |                       |                      |         | 29.26.04.0    |

## Einteilig für Kinder

## Assura® für Kinder

geschlossener Beutel, transparent



| Artikel-Nr.        | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 2125               | 10–35*                | 30                   | 3982512 | 29.26.01.2047 |
| Festbetragsgruppe: |                       |                      |         | 29.26.01.2    |

Ausstreifbeutel, transparent



| Artikel-Nr.        | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 2115               | 10–35*                | 30                   | 3982498 | 29.26.02.2037 |
| Festbetragsgruppe: |                       |                      |         | 29.26.02.2    |

## Assura® für Kinder

Ausstreifbeutel, hautfarben



| Artikel-Nr.        | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 2110               | 10–35*                | 30                   | 3982481 | 29.26.02.2037 |
| Festbetragsgruppe: |                       |                      |         | 29.26.02.2    |

Urostomiebeutel, transparent



| Artikel-Nr.        | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN        | HMV-Nr.       |
|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------|
| 8009               | 100              | 10–35*                | 20                   | 3982535    | 29.26.03.2008 |
| Festbetragsgruppe: |                  |                       |                      | 29.26.03.2 |               |

## Einteilig, Post-OP

## SenSura® Post-OP

Ausstreifbeutel steril, transparent, mit Fenster



| Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 19010       | 680              | 10–75*                | 05                   | 7790666 | 29.26.11.6xxx |
| 19011       | 725              | 10–115*               | 05                   | 7790695 | 29.26.11.6xxx |

Ausstreifbeutel unsteril, transparent, mit Fenster



| Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 19020       | 680              | 10–75*                | 06                   | 7790761 | 29.26.11.6xxx |
| 19021       | 725              | 10–115*               | 06                   | 7790778 | 29.26.11.6xxx |

Ausstreifbeutel unsteril, transparent, ohne Fenster



| Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 19030       | 680              | 10–75*                | 06                   | 7790784 | 29.26.11.6xxx |

\*Ausschneidbare Öffnung

Assura® Post-OP

Ausstreifbeutel steril, transparent, mit Fenster

|  | Artikel-Nr. | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 12808       | 10–70*                | 05                   | 6617115 | 29.26.11.6073 |
|                                                                                   | 12810       | 10–100*               | 05                   | 6617121 | 29.26.11.6073 |

Ausstreifbeutel unsteril, transparent, mit Fenster

|  | Artikel-Nr.         | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 12800               | 10–70*                | 06                   | 6617138 | 29.26.11.6074 |
|                                                                                   | 12802               | 10–100*               | 06                   | 6617144 | 29.26.11.6074 |
|                                                                                   | 12801 Ersatzfenster | 70                    | 20                   | 7277070 | 29.26.11.6074 |
|                                                                                   | 12803 Ersatzfenster | 100                   | 15                   | 7277064 | 29.26.11.6074 |

SenSura® Ileo-Tagdrainage

Ausstreifbeutel steril, mit Sichtfenster, ohne Filter

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                    | 19001       | 630              | 10–76*                | 05                   | 7419653 | 29.26.11.6114 |

Ausstreifbeutel unsteril, mit Sichtfenster, ohne Filter

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 19003       | 630              | 10–76*                | 06                   | 7419699 | 29.26.11.6115 |

Ausstreifbeutel unsteril, mit Sichtfenster, mit Filter

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 19002       | 630              | 10–76*                | 06                   | 7419682 | 29.26.11.6115 |
|                                                                                     | 19004       | 630              | 10–76*                | 30                   | 7419707 | 29.26.11.6115 |

Zweiteilig Basisplatten, plan

SenSura® Click Basisplatte

Hautschutz 110 × 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 × 120 mm bei ø 70 mm Rastring

|  | Artikel-Nr.         | Rastring<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 10001 <sup>1)</sup> | 40                  | 10–35*                | 05                   | 5917424 | 29.26.05.0121 |
|                                                                                     | 10002 <sup>1)</sup> | 50                  | 10–45*                | 05                   | 5917430 | 29.26.05.0121 |
|                                                                                     | 10003 <sup>1)</sup> | 60                  | 10–55*                | 05                   | 5917447 | 29.26.05.0121 |
|                                                                                     | 10004 <sup>2)</sup> | 70                  | 10–65*                | 05                   | 7210255 | 29.26.05.1066 |
| <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:                                                    |                     |                     |                       |                      |         | 29.26.05.0    |
| <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:                                                    |                     |                     |                       |                      |         | 29.26.05.1    |

mit Gürtelbefestigung, Hautschutz 110 × 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 × 120 mm bei ø 70 mm Rastring

|  | Artikel-Nr.         | Rastring<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 10011 <sup>1)</sup> | 40                  | 10–35*                | 05                   | 5917453 | 29.26.05.0121 |
|                                                                                     | 10021 <sup>1)</sup> | 50                  | 10–45*                | 05                   | 5917499 | 29.26.05.0121 |
|                                                                                     | 10031 <sup>1)</sup> | 60                  | 10–55*                | 05                   | 5917536 | 29.26.05.0121 |
|                                                                                     | 10041 <sup>2)</sup> | 70                  | 10–65*                | 05                   | 7210775 | 29.26.05.1066 |
|                                                                                     | 10012 <sup>1)</sup> | 40                  | 20**                  | 05                   | 5917476 | 29.26.05.0121 |
|                                                                                     | 10013 <sup>1)</sup> | 40                  | 25**                  | 05                   | 5917482 | 29.26.05.0121 |
|                                                                                     | 10022 <sup>1)</sup> | 50                  | 30**                  | 05                   | 5917507 | 29.26.05.0121 |
|                                                                                     | 10023 <sup>1)</sup> | 50                  | 35**                  | 05                   | 5917513 | 29.26.05.0121 |
|                                                                                     | 10032 <sup>1)</sup> | 60                  | 40**                  | 05                   | 5917542 | 29.26.05.0121 |
| <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:                                                    |                     |                     |                       |                      |         | 29.26.05.0    |
| <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:                                                    |                     |                     |                       |                      |         | 29.26.05.1    |

SenSura® Click Basisplatte Xpro

Hautschutz 110 × 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 60 mm Rastring, und Hautschutz 140 × 120 bei ø 70 mm Rastring

|  | Artikel-Nr.         | Rastring<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 10015 <sup>1)</sup> | 40                  | 10–35*                | 05                   | 7211013 | 29.26.05.0129 |
|                                                                                       | 10025 <sup>1)</sup> | 50                  | 10–45*                | 05                   | 7211183 | 29.26.05.0129 |
|                                                                                       | 10035 <sup>1)</sup> | 60                  | 10–55*                | 05                   | 7211390 | 29.26.05.0129 |
|                                                                                       | 10045 <sup>2)</sup> | 70                  | 10–65*                | 05                   | 7211415 | 29.26.05.1067 |
|                                                                                       | 10016 <sup>1)</sup> | 40                  | 20**                  | 05                   | 7211160 | 29.26.05.0129 |
|                                                                                       | 10017 <sup>1)</sup> | 40                  | 25**                  | 05                   | 7211177 | 29.26.05.0129 |
|                                                                                       | 10026 <sup>1)</sup> | 50                  | 30**                  | 05                   | 7211220 | 29.26.05.0129 |
|                                                                                       | 10027 <sup>1)</sup> | 50                  | 35**                  | 05                   | 7211237 | 29.26.05.0129 |
|                                                                                       | 10036 <sup>1)</sup> | 60                  | 40**                  | 05                   | 7211409 | 29.26.05.0129 |
| <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:                                                      |                     |                     |                       |                      |         | 29.26.05.0    |
| <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:                                                      |                     |                     |                       |                      |         | 29.26.05.1    |

\*Ausschneidbare Öffnung    \*\*Vorgestanzt

SenSura® Flex Basisplatte

Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz 150 × 130 mm bei ø 70 mm Haftzone, Hautschutz 170 × 150 mm bei ø 90 mm Haftzone

|  | Artikel-Nr.                      | Haftzone<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 10101 <sup>1)</sup>              | 35                  | 10–33*                | 10                   | 0513426 | 29.26.05.0125 |
|                                                                                   | 10102 <sup>1)</sup>              | 50                  | 10–48*                | 10                   | 0513432 | 29.26.05.0125 |
|                                                                                   | 10103 <sup>2)</sup>              | 70                  | 10–68*                | 10                   | 0519736 | 29.26.05.1064 |
|                                                                                   | 10108 <sup>3)</sup>              | 90                  | 10–88*                | 05                   | 0519759 | 29.26.05.2030 |
|                                                                                   | 10111 <sup>1)</sup>              | 35                  | 21**                  | 10                   | 0519765 | 29.26.05.0125 |
|                                                                                   | 10112 <sup>1)</sup>              | 35                  | 25**                  | 10                   | 0519771 | 29.26.05.0125 |
|                                                                                   | 10113 <sup>1)</sup>              | 35                  | 28**                  | 10                   | 0553785 | 29.26.05.0125 |
|                                                                                   | 10114 <sup>1)</sup>              | 50                  | 25**                  | 10                   | 0596211 | 29.26.05.0125 |
|                                                                                   | 10115 <sup>1)</sup>              | 50                  | 28**                  | 10                   | 0630273 | 29.26.05.0125 |
|                                                                                   | 10116 <sup>1)</sup>              | 50                  | 31**                  | 10                   | 0630296 | 29.26.05.0125 |
|                                                                                   | 10117 <sup>1)</sup>              | 50                  | 35**                  | 10                   | 0630304 | 29.26.05.0125 |
|                                                                                   | 10118 <sup>1)</sup>              | 50                  | 41**                  | 10                   | 0644370 | 29.26.05.0125 |
|                                                                                   | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.05.0    |
|                                                                                   | <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.05.1    |
|                                                                                   | <sup>3)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.05.2    |

SenSura® Flex Basisplatte Xpro

Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz 150 × 130 mm bei ø 70 mm Haftzone

|  | Artikel-Nr.                      | Haftzone<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 10104 <sup>1)</sup>              | 35                  | 10–33*                | 10                   | 9012128 | 29.26.05.0130 |
|                                                                                     | 10105 <sup>1)</sup>              | 50                  | 10–48*                | 10                   | 9012140 | 29.26.05.0130 |
|                                                                                     | 10106 <sup>2)</sup>              | 70                  | 10–68*                | 10                   | 9012163 | 29.26.05.1068 |
|                                                                                     | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.05.0    |
|                                                                                     | <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.05.1    |

Easiflex® Basisplatte

Hautschutz ø 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz ø 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz ø 127 mm bei ø 70 mm Haftzone, Hautschutz ø 150 mm bei ø 90 mm Haftzone

|  | Artikel-Nr.                      | Haftzone<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 14301 <sup>1)</sup>              | 35                  | 10–33*                | 10                   | 0448485 | 29.26.05.0096 |
|                                                                                     | 14302 <sup>1)</sup>              | 50                  | 10–48*                | 10                   | 0448551 | 29.26.05.0096 |
|                                                                                     | 14303 <sup>2)</sup>              | 70                  | 10–68*                | 10                   | 0448315 | 29.26.05.1047 |
|                                                                                     | 14309 <sup>2)</sup>              | 90                  | 15–88*                | 05                   | 4474309 | 29.26.05.1051 |
|                                                                                     | 14387 <sup>1)</sup>              | 50                  | 31**                  | 10                   | 2240062 | 29.26.05.0096 |
|                                                                                     | 14388 <sup>1)</sup>              | 50                  | 35**                  | 10                   | 2240079 | 29.26.05.0096 |
|                                                                                     | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.05.0    |
|                                                                                     | <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.05.1    |

Easiflex® Basisplatte Extra

Hautschutz ø 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz ø 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz ø 127 mm bei ø 70 mm Haftzone

|  | Artikel-Nr.                      | Haftzone<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 14304 <sup>1)</sup>              | 35                  | 10–33*                | 10                   | 0448545 | 29.26.05.0097 |
|                                                                                     | 14305 <sup>1)</sup>              | 50                  | 10–48*                | 10                   | 0448491 | 29.26.05.0097 |
|                                                                                     | 14306 <sup>2)</sup>              | 70                  | 10–68*                | 10                   | 0441951 | 29.26.05.1048 |
|                                                                                     | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.05.0    |
|                                                                                     | <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.05.1    |

Easiflex® Basisplatte für Kinder

Hautschutz ø 60 mm bei ø 17 mm Haftzone, Hautschutz ø 70 mm bei ø 27 mm Haftzone

|  | Artikel-Nr.        | Haftzone<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 14307              | 17                  | 0–15*                 | 10                   | 3866705 | 29.26.05.0100 |
|                                                                                     | 14308              | 27                  | 0–25*                 | 10                   | 3866711 | 29.26.05.0100 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 26.26.05.0    |

Assura® Basisplatte

Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 mm und 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring

|  | Artikel-Nr.        | Rastring<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 2894               | 40                  | 10–35*                | 05                   | 3982937 | 29.26.05.0050 |
|                                                                                       | 2895               | 50                  | 10–45*                | 05                   | 3982943 | 29.26.05.0050 |
|                                                                                       | 2896               | 60                  | 10–55*                | 05                   | 3982966 | 29.26.05.0050 |
|                                                                                       | Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.05.0    |

mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 mm und 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring

|  | Artikel-Nr.        | Rastring<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 2884               | 40                  | 10–35*                | 05                   | 4764131 | 29.26.05.0043 |
|                                                                                       | 2885               | 50                  | 10–45*                | 05                   | 4764148 | 29.26.05.0043 |
|                                                                                       | 2886               | 60                  | 10–55*                | 05                   | 4764154 | 29.26.05.0043 |
|                                                                                       | 12840              | 40                  | 15**                  | 05                   | 8696567 | 29.26.05.0075 |
|                                                                                       | 12841              | 40                  | 20**                  | 05                   | 8696573 | 29.26.05.0075 |
|                                                                                       | 12842              | 40                  | 25**                  | 05                   | 8696596 | 29.26.05.0075 |
|                                                                                       | 12844              | 50                  | 30**                  | 05                   | 8696604 | 29.26.05.0075 |
|                                                                                       | 12845              | 50                  | 35**                  | 05                   | 8696610 | 29.26.05.0075 |
|                                                                                       | 12847              | 60                  | 40**                  | 05                   | 8696627 | 29.26.05.0075 |
|                                                                                       | 12848              | 60                  | 45**                  | 05                   | 8696633 | 29.26.05.0075 |
|                                                                                       | Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.05.0    |

\*Ausschneidbare Öffnung    \*\*Vorgestanzt

Assura® Basisplatte Extra

mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 mm und 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring

|  | Artikel-Nr. | Rastring<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 2831        | 40                  | 10–35*                | 05                   | 2164817 | 29.26.05.0083 |
|                                                                                   | 2832        | 50                  | 10–45*                | 05                   | 2164823 | 29.26.05.0083 |
|                                                                                   | 2833        | 60                  | 10–55*                | 05                   | 2164846 | 29.26.05.0083 |
|                                                                                   | 14250       | 40                  | 15**                  | 05                   | 4077399 | 29.26.05.0094 |
|                                                                                   | 14251       | 40                  | 20**                  | 05                   | 4077376 | 29.26.05.0094 |
|                                                                                   | 14252       | 40                  | 25**                  | 05                   | 4077347 | 29.26.05.0094 |
|                                                                                   | 14254       | 50                  | 30**                  | 05                   | 4077330 | 29.26.05.0094 |
|                                                                                   | 14255       | 50                  | 35**                  | 05                   | 4077318 | 29.26.05.0094 |
|                                                                                   | 14257       | 60                  | 40**                  | 05                   | 4077301 | 29.26.05.0094 |
|                                                                                   | 14258       | 60                  | 45**                  | 05                   | 4077287 | 29.26.05.0094 |
| Festbetragsgruppe:                                                                |             |                     |                       |                      |         | 29.26.05.0    |

Assura® Basisplatte für Kinder

Hautschutz ø 83 mm

|  | Artikel-Nr.        | Rastring<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                    | 2180               | 40                  | 10–35*                | 05                   | 3982972 | 29.26.05.0049 |
|                                                                                    | Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.05.0    |

Conseal Basisplatte

hautfarben

|  | Artikel-Nr.        | Rastring<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 1200               | 40                  | 20–35*                | 05                   | 3399391 | 29.26.05.0064 |
|                                                                                     | 1250               | 50                  | 35–45*                | 05                   | 3399416 | 29.26.05.0064 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.05.0    |

mc 2002 Basisplatte

|  | Artikel-Nr.                      | Rastring<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN        | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------|
|                                                                                     | 6742 <sup>1)</sup>               | 40                  | 15–25*                | 05                   | 2762300    | 29.26.05.0063 |
|                                                                                     | 6743 <sup>1)</sup>               | 40                  | 25–35*                | 05                   | 2762317    | 29.26.05.0063 |
|                                                                                     | 6764 <sup>2)</sup>               | 60                  | 35–45*                | 05                   | 2762323    | 29.26.05.1016 |
|                                                                                     | 6765 <sup>2)</sup>               | 60                  | 45–55*                | 05                   | 2762346    | 29.26.05.1016 |
|                                                                                     | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |            | 29.26.05.0    |
| <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:                                                    |                                  |                     |                       |                      | 29.26.05.1 |               |

Zweiteilig Basisplatten, konvex light

SenSura® Click Basisplatte

konvex light, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz 110 × 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 × 120 mm bei ø 70 mm Rastring

|  | Artikel-Nr.                      | Rastring<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 11011 <sup>1)</sup>              | 40                  | 15–23*                | 05                   | 5917559 | 29.26.06.0055 |
|                                                                                     | 11021 <sup>1)</sup>              | 50                  | 15–33*                | 05                   | 5917571 | 29.26.06.0055 |
|                                                                                     | 11031 <sup>1)</sup>              | 60                  | 15–43*                | 05                   | 1293725 | 29.26.06.0055 |
|                                                                                     | 11041 <sup>2)</sup>              | 70                  | 15–53*                | 05                   | 7211007 | 29.26.06.1022 |
|                                                                                     | 11012 <sup>1)</sup>              | 40                  | 21**                  | 05                   | 5917565 | 29.26.06.0055 |
|                                                                                     | 11022 <sup>1)</sup>              | 50                  | 25**                  | 05                   | 5917588 | 29.26.06.0055 |
|                                                                                     | 11023 <sup>1)</sup>              | 50                  | 28**                  | 05                   | 5917594 | 29.26.06.0055 |
|                                                                                     | 11024 <sup>1)</sup>              | 50                  | 31**                  | 05                   | 5917602 | 29.26.06.0055 |
|                                                                                     | 11032 <sup>1)</sup>              | 60                  | 35**                  | 05                   | 1293731 | 29.26.06.0055 |
|                                                                                     | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.06.0    |
|                                                                                     | <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.06.1    |

SenSura® Click Basisplatte Xpro

konvex light, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz 110 × 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 × 130 bei ø 70 mm Rastring

|  | Artikel-Nr.                      | Rastring<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 11015 <sup>1)</sup>              | 40                  | 15–23*                | 05                   | 7211622 | 29.26.06.0058 |
|                                                                                       | 11025 <sup>1)</sup>              | 50                  | 15–33*                | 05                   | 7212076 | 29.26.06.0058 |
|                                                                                       | 11035 <sup>1)</sup>              | 60                  | 15–43*                | 05                   | 7212113 | 29.26.06.0058 |
|                                                                                       | 11045 <sup>2)</sup>              | 70                  | 15–53*                | 05                   | 7212142 | 29.26.06.1023 |
|                                                                                       | 11016 <sup>1)</sup>              | 40                  | 21**                  | 05                   | 7211651 | 29.26.06.0058 |
|                                                                                       | 11026 <sup>1)</sup>              | 50                  | 25**                  | 05                   | 7212082 | 29.26.06.0058 |
|                                                                                       | 11027 <sup>1)</sup>              | 50                  | 28**                  | 05                   | 7212099 | 29.26.06.0058 |
|                                                                                       | 11028 <sup>1)</sup>              | 50                  | 31**                  | 05                   | 7212107 | 29.26.06.0058 |
|                                                                                       | 11036 <sup>1)</sup>              | 60                  | 35**                  | 05                   | 7212136 | 29.26.06.0058 |
|                                                                                       | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.06.0    |
|                                                                                       | <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.06.1    |

\*Ausschneidbare Öffnung    \*\*Vorgestanzt

SenSura® Flex Basisplatte

konvex light, Hautschutz 120 x 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz 130 x 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz 150 x 130 mm bei ø 70 mm Haftzone

|  | Artikel-Nr.                      | Haftzone<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 11301 <sup>1)</sup>              | 35                  | 15–23*                | 05                   | 0645027 | 29.26.06.0056 |
|                                                                                   | 11302 <sup>1)</sup>              | 50                  | 15–33*                | 05                   | 0697107 | 29.26.06.0056 |
|                                                                                   | 11303 <sup>1)</sup>              | 50                  | 15–43*                | 05                   | 0697136 | 29.26.06.0056 |
|                                                                                   | 11307 <sup>2)</sup>              | 70                  | 15–56*                | 05                   | 0746975 | 29.26.06.1021 |
|                                                                                   | 11312 <sup>1)</sup>              | 35                  | 21**                  | 05                   | 0757476 | 29.26.06.0056 |
|                                                                                   | 11313 <sup>1)</sup>              | 50                  | 25**                  | 05                   | 0806507 | 29.26.06.0056 |
|                                                                                   | 11314 <sup>1)</sup>              | 50                  | 28**                  | 05                   | 0844608 | 29.26.06.0056 |
|                                                                                   | 11315 <sup>1)</sup>              | 50                  | 31**                  | 05                   | 0844614 | 29.26.06.0056 |
|                                                                                   | 11316 <sup>1)</sup>              | 50                  | 35**                  | 05                   | 0844620 | 29.26.06.0056 |
|                                                                                   | 11317 <sup>1)</sup>              | 50                  | 38**                  | 05                   | 0844637 | 29.26.06.0056 |
|                                                                                   | 11318 <sup>1)</sup>              | 50                  | 41**                  | 05                   | 0872964 | 29.26.06.0056 |
|                                                                                   | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.06.0    |
|                                                                                   | <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.06.1    |

SenSura® Flex Basisplatte Xpro

konvex light, Hautschutz 120 x 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz 130 x 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz 150 x 130 mm bei ø 70 mm Haftzone

|  | Artikel-Nr.                      | Haftzone<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 11304 <sup>1)</sup>              | 35                  | 15–23*                | 05                   | 9012200 | 29.26.06.0059 |
|                                                                                     | 11305 <sup>1)</sup>              | 50                  | 15–35*                | 05                   | 9012281 | 29.26.06.0059 |
|                                                                                     | 11306 <sup>1)</sup>              | 50                  | 15–43*                | 05                   | 9012269 | 29.26.06.0059 |
|                                                                                     | 11308 <sup>2)</sup>              | 70                  | 15–56*                | 05                   | 9012298 | 29.26.06.1024 |
|                                                                                     | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.06.0    |
|                                                                                     | <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.06.1    |

Easiflex® Basisplatte

konvex light, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 110 mm bei ø 35 mm und ø 50 mm Haftzone, Hautschutz ø 127 mm bei ø 70 mm Haftzone

|  | Artikel-Nr.                      | Haftzone<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN        | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------|
|                                                                                     | 14401 <sup>1)</sup>              | 35                  | 15–23*                | 05                   | 3008433    | 29.26.06.0039 |
|                                                                                     | 14402 <sup>1)</sup>              | 50                  | 15–33*                | 05                   | 3009059    | 29.26.06.0039 |
|                                                                                     | 14403 <sup>1)</sup>              | 50                  | 15–43*                | 05                   | 3009237    | 29.26.06.0039 |
|                                                                                     | 14406 <sup>2)</sup>              | 70                  | 15–61*                | 05                   | 0519096    | 29.26.06.1019 |
|                                                                                     | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |            | 29.26.06.0    |
| <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:                                                    |                                  |                     |                       |                      | 29.26.06.1 |               |

Easiflex® Basisplatte Extra

konvex light, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 110 mm bei ø 35 mm und ø 50 mm Haftzone, Hautschutz ø 127 mm bei ø 70 mm Haftzone

|  | Artikel-Nr.                      | Haftzone<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN        | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------|
|                                                                                     | 14601 <sup>1)</sup>              | 35                  | 15–23*                | 05                   | 4980780    | 29.26.06.0049 |
|                                                                                     | 14602 <sup>1)</sup>              | 50                  | 15–33*                | 05                   | 4980797    | 29.26.06.0049 |
|                                                                                     | 14603 <sup>1)</sup>              | 50                  | 15–43*                | 05                   | 4980805    | 29.26.06.0049 |
|                                                                                     | 14408 <sup>2)</sup>              | 70                  | 15–61*                | 05                   | 0519297    | 29.26.06.1020 |
|                                                                                     | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |            | 29.26.06.0    |
| <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:                                                    |                                  |                     |                       |                      | 29.26.06.1 |               |

Assura® Basisplatte

konvex light, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 und 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring

|  | Artikel-Nr.        | Rastring<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 14261              | 40                  | 15–23*                | 04                   | 2857041 | 29.26.06.0030 |
|                                                                                     | 14262              | 50                  | 15–33*                | 04                   | 2857035 | 29.26.06.0030 |
|                                                                                     | 14263              | 60                  | 15–43*                | 04                   | 2857029 | 29.26.06.0030 |
|                                                                                     | 14271              | 40                  | 18**                  | 04                   | 2857012 | 29.26.06.0030 |
|                                                                                     | 14272              | 40                  | 21**                  | 04                   | 2857006 | 29.26.06.0030 |
|                                                                                     | 14273              | 50                  | 25**                  | 04                   | 2856998 | 29.26.06.0030 |
|                                                                                     | 14274              | 50                  | 28**                  | 04                   | 2856981 | 29.26.06.0030 |
|                                                                                     | 14275              | 50                  | 31**                  | 04                   | 2857058 | 29.26.06.0030 |
|                                                                                     | 14276              | 60                  | 35**                  | 04                   | 2857064 | 29.26.06.0030 |
|                                                                                     | 14277              | 60                  | 38**                  | 04                   | 2857070 | 29.26.06.0030 |
|                                                                                     | 14278              | 60                  | 41**                  | 04                   | 2857087 | 29.26.06.0030 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.06.0    |

Assura® Basisplatte Extra

konvex light, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 und 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring

|  | Artikel-Nr.        | Rastring<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 14281              | 40                  | 15–23*                | 04                   | 4311895 | 29.26.06.0041 |
|                                                                                       | 14282              | 50                  | 15–33*                | 04                   | 4311903 | 29.26.06.0041 |
|                                                                                       | 14283              | 60                  | 15–43*                | 04                   | 4311932 | 29.26.06.0041 |
|                                                                                       | 14291              | 40                  | 18**                  | 04                   | 4311961 | 29.26.06.0041 |
|                                                                                       | 14292              | 40                  | 21**                  | 04                   | 4312015 | 29.26.06.0041 |
|                                                                                       | 14293              | 50                  | 25**                  | 04                   | 4312021 | 29.26.06.0041 |
|                                                                                       | 14294              | 50                  | 28**                  | 04                   | 4312038 | 29.26.06.0041 |
|                                                                                       | 14295              | 50                  | 31**                  | 04                   | 4312044 | 29.26.06.0041 |
|                                                                                       | 14296              | 60                  | 35**                  | 04                   | 4312050 | 29.26.06.0041 |
|                                                                                       | Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.06.0    |

\*Ausschneidbare Öffnung    \*\*Vorgestanzt

Zweiteilig Basisplatten, konvex

Assura® Basisplatte

konvex, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 mm und ø 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring

|                                                                                   | Artikel-Nr.        | Rastring<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 12716              | 50                  | 15–33*                | 04                   | 7702260 | 29.26.06.0015 |
|                                                                                   | 12719              | 60                  | 15–43*                | 04                   | 7702277 | 29.26.06.0015 |
|                                                                                   | 12701              | 40                  | 15**                  | 04                   | 6972023 | 29.26.06.0015 |
|                                                                                   | 12702              | 40                  | 18**                  | 04                   | 6972046 | 29.26.06.0015 |
|                                                                                   | 12703              | 40                  | 21**                  | 04                   | 6972052 | 29.26.06.0015 |
|                                                                                   | 12704              | 50                  | 25**                  | 04                   | 6972069 | 29.26.06.0015 |
|                                                                                   | 12705              | 50                  | 28**                  | 04                   | 6972075 | 29.26.06.0015 |
|                                                                                   | 12706              | 50                  | 31**                  | 04                   | 6972081 | 29.26.06.0015 |
|                                                                                   | 12707              | 60                  | 35**                  | 04                   | 6972098 | 29.26.06.0015 |
|                                                                                   | 12708              | 60                  | 38**                  | 04                   | 6972106 | 29.26.06.0015 |
|                                                                                   | 12709              | 60                  | 41**                  | 04                   | 6972112 | 29.26.06.0015 |
|                                                                                   | Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.06.0    |

Assura® Basisplatte Extra

konvex, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 und 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring

|                                                                                     | Artikel-Nr.        | Rastring<br>ø in mm | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 14243              | 40                  | 15–23*                | 04                   | 2164852 | 29.26.06.0029 |
|                                                                                     | 14246              | 50                  | 15–33*                | 04                   | 2164869 | 29.26.06.0029 |
|                                                                                     | 14249              | 60                  | 15–43*                | 04                   | 2164875 | 29.26.06.0029 |
|                                                                                     | 14232              | 40                  | 18**                  | 04                   | 4078625 | 29.26.06.0038 |
|                                                                                     | 14233              | 40                  | 21**                  | 04                   | 4078631 | 29.26.06.0038 |
|                                                                                     | 14234              | 50                  | 25**                  | 04                   | 4078648 | 29.26.06.0038 |
|                                                                                     | 14235              | 50                  | 28**                  | 04                   | 4078654 | 29.26.06.0038 |
|                                                                                     | 14236              | 50                  | 31**                  | 04                   | 4078660 | 29.26.06.0038 |
|                                                                                     | 14237              | 60                  | 35**                  | 04                   | 4078677 | 29.26.06.0038 |
|                                                                                     | 14238              | 60                  | 38**                  | 04                   | 4078683 | 29.26.06.0038 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                     |                       |                      |         | 29.26.06.0    |

Zweiteilig geschlossen

SenSura® Click

geschlossener Beutel, transparent

|                                                                                     | Artikel-Nr.                      | Beutel-<br>größe | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 101741 <sup>1)</sup>             | midi             | 40                  | 30                   | 3038049 | 29.26.01.0054 |
|                                                                                     | 101751 <sup>1)</sup>             | midi             | 50                  | 30                   | 3042714 | 29.26.01.0054 |
|                                                                                     | 101761 <sup>1)</sup>             | midi             | 60                  | 30                   | 3044771 | 29.26.01.0054 |
|                                                                                     | 101841 <sup>1)</sup>             | maxi             | 40                  | 30                   | 3064354 | 29.26.01.0054 |
|                                                                                     | 101851 <sup>1)</sup>             | maxi             | 50                  | 30                   | 3064360 | 29.26.01.0054 |
|                                                                                     | 101861 <sup>1)</sup>             | maxi             | 60                  | 30                   | 3065508 | 29.26.01.0054 |
|                                                                                     | 101871 <sup>1)</sup>             | maxi             | 70                  | 30                   | 3065514 | 29.26.01.0061 |
|                                                                                     | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                  |                     |                      |         | 29.26.01.0    |
|                                                                                     | <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe: |                  |                     |                      |         | 29.26.04.1    |

geschlossener Beutel, hautfarben

|                                                                                      | Artikel-Nr.                      | Beutel-<br>größe | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 101521 <sup>2)</sup>             | mini             | 50                  | 30                   | 3037245 | 29.26.04.1059 |
|                                                                                      | 101541 <sup>1)</sup>             | midi             | 40                  | 30                   | 3037280 | 29.26.01.0054 |
|                                                                                      | 101551 <sup>1)</sup>             | midi             | 50                  | 30                   | 3037297 | 29.26.01.0054 |
|                                                                                      | 101561 <sup>1)</sup>             | midi             | 60                  | 30                   | 3038032 | 29.26.01.0054 |
|                                                                                      | 101641 <sup>1)</sup>             | maxi             | 40                  | 30                   | 3044794 | 29.26.01.0054 |
|                                                                                      | 101651 <sup>1)</sup>             | maxi             | 50                  | 30                   | 3052368 | 29.26.01.0054 |
|                                                                                      | 101661 <sup>1)</sup>             | maxi             | 60                  | 30                   | 3056892 | 29.26.01.0054 |
|                                                                                      | 101671 <sup>1)</sup>             | maxi             | 70                  | 30                   | 3057762 | 29.26.01.0061 |
|                                                                                      | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                  |                     |                      |         | 29.26.01.0    |
|                                                                                      | <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe: |                  |                     |                      |         | 29.26.04.1    |

SenSura® Flex

geschlossener Beutel, hautfarben

|                                                                                       | Artikel-Nr.                      | Beutel-<br>größe | Haft-<br>ring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 108951 <sup>1)</sup>             | mini             | 50                       | 30                   | 3067246 | 29.26.04.1062 |
|                                                                                       | 109041 <sup>2)</sup>             | midi             | 35                       | 30                   | 3098169 | 29.26.01.0057 |
|                                                                                       | 109051 <sup>2)</sup>             | midi             | 50                       | 30                   | 3098206 | 29.26.01.0057 |
|                                                                                       | 109141 <sup>2)</sup>             | maxi             | 35                       | 30                   | 3067588 | 29.26.01.0057 |
|                                                                                       | 109151 <sup>2)</sup>             | maxi             | 50                       | 30                   | 3085505 | 29.26.01.0057 |
|                                                                                       | 109181 <sup>2)</sup>             | maxi             | 70                       | 30                   | 3087680 | 29.26.01.0057 |
|                                                                                       | 109201 <sup>2)</sup>             | XL               | 70                       | 30                   | 3098146 | 29.26.01.0057 |
|                                                                                       | 109911 <sup>2)</sup>             | XXL              | 90                       | 30                   | 3098229 | 29.26.01.0057 |
|                                                                                       | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                  |                          |                      |         | 29.26.04.1    |
|                                                                                       | <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe: |                  |                          |                      |         | 29.26.01.0    |

\*Ausschneidbare Öffnung \*\*Vorgestanzt

SenSura® Flex

geschlossener Beutel, transparent

|  | Artikel-Nr.        | Beutel-größe | Hafring ø in mm | Packungs-einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 109021             | midi         | 50              | 30               | 3067068 | 29.26.01.0057 |
|                                                                                   | 109111             | maxi         | 35              | 30               | 3067306 | 29.26.01.0057 |
|                                                                                   | 109121             | maxi         | 50              | 30               | 3067329 | 29.26.01.0057 |
|                                                                                   | 109171             | maxi         | 70              | 30               | 3067281 | 29.26.01.0057 |
|                                                                                   | 109191             | XL           | 70              | 30               | 3067542 | 29.26.01.0057 |
|                                                                                   | Festbetragsgruppe: |              |                 |                  |         | 29.26.01.0    |

Easiflex®

geschlossener Beutel, transparent

|  | Artikel-Nr.        | Beutel-größe | Hafring ø in mm | Packungs-einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 14312              | midi         | 50              | 40               | 0448249 | 29.26.01.0042 |
|                                                                                   | 14326              | maxi         | 35              | 40               | 0448284 | 29.26.01.0042 |
|                                                                                   | 14327              | maxi         | 50              | 40               | 0447184 | 29.26.01.0042 |
|                                                                                   | 14314              | maxi         | 70              | 40               | 0447209 | 29.26.01.0042 |
|                                                                                   | 14329              | XL           | 70              | 40               | 0446954 | 29.26.01.0042 |
|                                                                                   | Festbetragsgruppe: |              |                 |                  |         | 29.26.01.0    |

geschlossener Beutel, hautfarben

|  | Artikel-Nr.        | Beutel-größe | Hafring ø in mm | Packungs-einheit | PZN      | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
|                                                                                     | 14372              | mini         | 50              | 40               | 0555436  | 29.26.01.0042 |
|                                                                                     | 14316              | midi         | 35              | 40               | 0447238  | 29.26.01.0042 |
|                                                                                     | 14317              | midi         | 50              | 40               | 0447072  | 29.26.01.0042 |
|                                                                                     | 14331              | maxi         | 35              | 40               | 0446894  | 29.26.01.0042 |
|                                                                                     | 14332              | maxi         | 50              | 40               | 0446865  | 29.26.01.0042 |
|                                                                                     | 14319              | maxi         | 70              | 40               | 0447586  | 29.26.01.0042 |
|                                                                                     | 14334              | XL           | 70              | 40               | 0445854  | 29.26.01.0042 |
|                                                                                     | 14355              | XXL          | 90              | 40               | 04474315 | 29.26.01.0044 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |              |                 |                  |          | 29.26.01.0    |
|                                                                                     |                    |              |                 |                  |          |               |

geschlossener Beutel, transparent mit variablen Hafringen

|  | Artikel-Nr.        | Beutel-größe | Hafring ø in mm | Packungs-einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 14328              | maxi         | 50              | 40               | 0447095 | 29.26.01.0042 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |              |                 |                  |         | 29.26.01.0    |

Easiflex®

geschlossener Beutel, hautfarben mit variablen Hafringen

|  | Artikel-Nr.        | Beutel-größe | Hafring ø in mm | Packungs-einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 14318              | midi         | 50              | 40               | 0447451 | 29.26.01.0042 |
|                                                                                     | 14333              | maxi         | 50              | 40               | 0446486 | 29.26.01.0042 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |              |                 |                  |         | 29.26.01.0    |

Assura® Comfort

geschlossener Beutel, transparent

|  | Artikel-Nr. | Beutel-größe | Rastring ø in mm | Packungs-einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 12344       | midi         | 40               | 40               | 0741914 | 29.26.01.0032 |
|                                                                                     | 12345       | midi         | 50               | 40               | 0741920 | 29.26.01.0032 |
|                                                                                     | 12346       | midi         | 60               | 40               | 0741937 | 29.26.01.0032 |
|                                                                                     | 12374       | maxi         | 40               | 40               | 0742115 | 29.26.01.0032 |
|                                                                                     | 12375       | maxi         | 50               | 40               | 0742150 | 29.26.01.0032 |
|                                                                                     | 12376       | maxi         | 60               | 40               | 0742167 | 29.26.01.0032 |
| Festbetragsgruppe:                                                                  |             |              |                  |                  |         | 29.26.01.0    |

geschlossener Beutel, hautfarben

|  | Artikel-Nr. | Beutel-größe | Rastring ø in mm | Packungs-einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 12354       | midi         | 40               | 40               | 0741989 | 29.26.01.0032 |
|                                                                                       | 12355       | midi         | 50               | 40               | 0742032 | 29.26.01.0032 |
|                                                                                       | 12356       | midi         | 60               | 40               | 0742049 | 29.26.01.0032 |
|                                                                                       | 12384       | maxi         | 40               | 40               | 0742173 | 29.26.01.0032 |
|                                                                                       | 12385       | maxi         | 50               | 40               | 0742196 | 29.26.01.0032 |
|                                                                                       | 12386       | maxi         | 60               | 40               | 0742204 | 29.26.01.0032 |
| Festbetragsgruppe:                                                                    |             |              |                  |                  |         | 29.26.01.0    |

geschlossener Beutel, gemustert

|  | Artikel-Nr. | Beutel-größe | Rastring ø in mm | Packungs-einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 12364       | midi         | 40               | 40               | 0742055 | 29.26.01.0032 |
|                                                                                       | 12365       | midi         | 50               | 40               | 0742061 | 29.26.01.0032 |
|                                                                                       | 12366       | midi         | 60               | 40               | 0742078 | 29.26.01.0032 |
|                                                                                       | 12394       | maxi         | 40               | 40               | 0742210 | 29.26.01.0032 |
|                                                                                       | 12395       | maxi         | 50               | 40               | 0742227 | 29.26.01.0032 |
|                                                                                       | 12396       | maxi         | 60               | 40               | 0742233 | 29.26.01.0032 |
| Festbetragsgruppe:                                                                    |             |              |                  |                  |         | 29.26.01.0    |

Assura®

geschlossener Beutel, transparent

|                                                                                   | Artikel-Nr. | Beutel-größe | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 2774        | midi         | 40                  | 30                   | 3982682 | 29.26.01.0012 |
|                                                                                   | 2775        | midi         | 50                  | 30                   | 3982699 | 29.26.01.0012 |
|                                                                                   | 2776        | midi         | 60                  | 30                   | 3982707 | 29.26.01.0012 |
|                                                                                   | 2784        | maxi         | 40                  | 30                   | 6167497 | 29.26.01.0026 |
|                                                                                   | 2785        | maxi         | 50                  | 30                   | 6167505 | 29.26.01.0026 |
|                                                                                   | 2786        | maxi         | 60                  | 30                   | 6167511 | 29.26.01.0026 |
| Festbetragsgruppe:                                                                |             |              |                     |                      |         | 29.26.01.0    |

geschlossener Beutel, hautfarben

|                                                                                   | Artikel-Nr. | Beutel-größe | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 2724        | mini         | 40                  | 30                   | 3982564 | 29.26.01.0011 |
|                                                                                   | 2725        | mini         | 50                  | 30                   | 3982570 | 29.26.01.0011 |
|                                                                                   | 2764        | midi         | 40                  | 30                   | 3982647 | 29.26.01.0012 |
|                                                                                   | 2765        | midi         | 50                  | 30                   | 3982653 | 29.26.01.0012 |
|                                                                                   | 2766        | midi         | 60                  | 30                   | 3982676 | 29.26.01.0012 |
|                                                                                   | 2814        | maxi         | 40                  | 30                   | 6167528 | 29.26.01.0026 |
|                                                                                   | 2815        | maxi         | 50                  | 30                   | 6167534 | 29.26.01.0026 |
|                                                                                   | 2816        | maxi         | 60                  | 30                   | 6167540 | 29.26.01.0026 |
| Festbetragsgruppe:                                                                |             |              |                     |                      |         | 29.26.01.0    |

mc 2002

geschlossener Beutel, transparent

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Hastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 6641        | 40                  | 30                   | 2762352 | 29.26.01.0005 |
|                                                                                     | 6661        | 60                  | 30                   | 2762369 | 29.26.01.0005 |
| Festbetragsgruppe:                                                                  |             |                     |                      |         | 29.26.01.0    |

geschlossener Beutel, hautfarben

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Hastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 6642        | 40                  | 30                   | 2762398 | 29.26.01.0005 |
|                                                                                     | 6662        | 60                  | 30                   | 2762406 | 29.26.01.0005 |
| Festbetragsgruppe:                                                                  |             |                     |                      |         | 29.26.01.0    |

Conseal Kolostomiebeutel

geschlossener Beutel, hautfarben

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Hastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 1210        | 40                  | 30                   | 3399468 | 29.26.01.0006 |
|                                                                                     | 1260        | 50                  | 30                   | 3399474 | 29.26.01.0006 |
| Festbetragsgruppe:                                                                  |             |                     |                      |         | 29.26.01.0    |

Zweiteilig offen

SenSura® Click

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent

|                                                                                     | Artikel-Nr.          | Beutel-größe | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 103741 <sup>2)</sup> | midi         | 40                  | 30                   | 3098330 | 29.26.02.0062 |
|                                                                                     | 103751 <sup>2)</sup> | midi         | 50                  | 30                   | 3098347 | 29.26.02.0062 |
|                                                                                     | 103761 <sup>2)</sup> | midi         | 60                  | 30                   | 3098376 | 29.26.02.0062 |
|                                                                                     | 103841 <sup>2)</sup> | maxi         | 40                  | 30                   | 3107543 | 29.26.02.0062 |
|                                                                                     | 103851 <sup>2)</sup> | maxi         | 50                  | 30                   | 3109016 | 29.26.02.0062 |
|                                                                                     | 103861 <sup>2)</sup> | maxi         | 60                  | 30                   | 3109022 | 29.26.02.0062 |
|                                                                                     | 103871 <sup>2)</sup> | maxi         | 70                  | 30                   | 3109565 | 29.26.02.0077 |
| <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:                                                    |                      |              |                     |                      |         | 29.26.04.1    |
| <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:                                                    |                      |              |                     |                      |         | 29.26.02.0    |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, hautfarben

|                                                                                       | Artikel-Nr.          | Beutel-größe | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 103511 <sup>1)</sup> | mini         | 40                  | 30                   | 3098235 | 29.26.04.1060 |
|                                                                                       | 103521 <sup>1)</sup> | mini         | 50                  | 30                   | 3098241 | 29.26.04.1060 |
|                                                                                       | 103541 <sup>2)</sup> | midi         | 40                  | 30                   | 3098264 | 29.26.02.0062 |
|                                                                                       | 103551 <sup>2)</sup> | midi         | 50                  | 30                   | 3098270 | 29.26.02.0062 |
|                                                                                       | 103561 <sup>2)</sup> | midi         | 60                  | 30                   | 3098293 | 29.26.02.0062 |
|                                                                                       | 103641 <sup>2)</sup> | maxi         | 40                  | 30                   | 3104680 | 29.26.02.0062 |
|                                                                                       | 103651 <sup>2)</sup> | maxi         | 50                  | 30                   | 3104705 | 29.26.02.0062 |
|                                                                                       | 103661 <sup>2)</sup> | maxi         | 60                  | 30                   | 3107460 | 29.26.02.0062 |
|                                                                                       | 103671 <sup>2)</sup> | maxi         | 70                  | 30                   | 3107537 | 29.26.02.0077 |
| <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:                                                      |                      |              |                     |                      |         | 29.26.04.1    |
| <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:                                                      |                      |              |                     |                      |         | 29.26.02.0    |

SenSura® Flex

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, hautfarben

|                                                                                   | Artikel-Nr. | Beutel-<br>größe | Hafring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 103141      | midi             | 35                 | 30                   | 3116418 | 29.26.02.0072 |
|                                                                                   | 103151      | midi             | 50                 | 30                   | 3116832 | 29.26.02.0072 |
|                                                                                   | 103241      | maxi             | 35                 | 30                   | 3116884 | 29.26.02.0072 |
|                                                                                   | 103251      | maxi             | 50                 | 30                   | 3116890 | 29.26.02.0072 |
|                                                                                   | 103281      | maxi             | 70                 | 30                   | 3116909 | 29.26.02.0072 |
|                                                                                   | 103301      | XL               | 70                 | 30                   | 3116915 | 29.26.02.0072 |
|                                                                                   | 103911      | XXL              | 90                 | 30                   | 3110692 | 29.26.02.0072 |
| Festbetragsgruppe:                                                                |             |                  |                    |                      |         | 29.26.02.0    |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent

|                                                                                   | Artikel-Nr. | Beutel-<br>größe | Hafring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 103121      | midi             | 50                 | 30                   | 3112610 | 29.26.02.0072 |
|                                                                                   | 103211      | maxi             | 35                 | 30                   | 3116849 | 29.26.02.0072 |
|                                                                                   | 103221      | maxi             | 50                 | 30                   | 3116855 | 29.26.02.0072 |
|                                                                                   | 103271      | maxi             | 70                 | 30                   | 3116861 | 29.26.02.0072 |
|                                                                                   | 103291      | XL               | 70                 | 30                   | 3116878 | 29.26.02.0072 |
|                                                                                   | 103901      | XXL              | 90                 | 30                   | 3110634 | 29.26.02.0072 |
| Festbetragsgruppe:                                                                |             |                  |                    |                      |         | 29.26.02.0    |

Easiflex®

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Beutel-<br>größe | Hafring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 14342       | midi             | 50                 | 40                   | 0442910 | 29.26.02.0048 |
|                                                                                     | 14356       | maxi             | 35                 | 40                   | 0444926 | 29.26.02.0048 |
|                                                                                     | 14357       | maxi             | 50                 | 40                   | 0445044 | 29.26.02.0048 |
|                                                                                     | 14344       | maxi             | 70                 | 40                   | 0443217 | 29.26.02.0048 |
|                                                                                     | 14359       | XL               | 70                 | 40                   | 0445481 | 29.26.02.0048 |
|                                                                                     | 14378       | XXL              | 90                 | 40                   | 1009380 | 29.26.02.0053 |
| Festbetragsgruppe:                                                                  |             |                  |                    |                      |         | 29.26.02.0    |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, hautfarben

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Beutel-<br>größe | Hafring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 14346       | midi             | 35                 | 40                   | 0443275 | 29.26.02.0048 |
|                                                                                     | 14347       | midi             | 50                 | 40                   | 0443507 | 29.26.02.0048 |
|                                                                                     | 14361       | maxi             | 35                 | 40                   | 0445765 | 29.26.02.0048 |
|                                                                                     | 14362       | maxi             | 50                 | 40                   | 0445825 | 29.26.02.0048 |
|                                                                                     | 14349       | maxi             | 70                 | 40                   | 0444576 | 29.26.02.0048 |
|                                                                                     | 14364       | XL               | 70                 | 40                   | 0448290 | 29.26.02.0048 |
|                                                                                     | 14379       | XXL              | 90                 | 40                   | 4474338 | 29.26.02.0053 |
| Festbetragsgruppe:                                                                  |             |                  |                    |                      |         | 29.26.02.0    |

Easiflex®

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, hautfarben mit variablen Hafringen

|                                                                                     | Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Hafring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 14363              | maxi             | 50                 | 40                   | 0447617 | 29.26.02.0048 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                  |                    |                      |         | 29.26.02.0    |

Assura® Comfort

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Beutel-<br>größe | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 13944       | midi             | 40                  | 40                   | 1094948 | 29.26.02.0034 |
|                                                                                     | 13945       | midi             | 50                  | 40                   | 1094954 | 29.26.02.0034 |
|                                                                                     | 13946       | midi             | 60                  | 40                   | 1094960 | 29.26.02.0034 |
|                                                                                     | 13974       | maxi             | 40                  | 40                   | 1095043 | 29.26.02.0034 |
|                                                                                     | 13975       | maxi             | 50                  | 40                   | 1095066 | 29.26.02.0034 |
|                                                                                     | 13976       | maxi             | 60                  | 40                   | 1095072 | 29.26.02.0034 |
| Festbetragsgruppe:                                                                  |             |                  |                     |                      |         | 29.26.02.0    |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, hautfarben

|                                                                                       | Artikel-Nr.        | Beutel-<br>größe | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 13924              | mini             | 40                  | 40                   | 1094919 | 29.26.02.0034 |
|                                                                                       | 13925              | mini             | 50                  | 40                   | 1094925 | 29.26.02.0034 |
|                                                                                       | 13954              | midi             | 40                  | 40                   | 1094977 | 29.26.02.0034 |
|                                                                                       | 13955              | midi             | 50                  | 40                   | 1094983 | 29.26.02.0034 |
|                                                                                       | 13956              | midi             | 60                  | 40                   | 1095008 | 29.26.02.0034 |
|                                                                                       | 13984              | maxi             | 40                  | 40                   | 1095089 | 29.26.02.0034 |
|                                                                                       | 13985              | maxi             | 50                  | 40                   | 1095184 | 29.26.02.0034 |
|                                                                                       | 13986              | maxi             | 60                  | 40                   | 1095190 | 29.26.02.0034 |
|                                                                                       | Festbetragsgruppe: |                  |                     |                      |         | 29.26.02.0    |
|                                                                                       |                    |                  |                     |                      |         |               |

Ausstreifbeutel mit Hide-away Auslass, gemustert

|                                                                                       | Artikel-Nr. | Beutel-<br>größe | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 13964       | midi             | 40                  | 40                   | 1095014 | 29.26.02.0034 |
|                                                                                       | 13965       | midi             | 50                  | 40                   | 1095020 | 29.26.02.0034 |
|                                                                                       | 13966       | midi             | 60                  | 40                   | 1095037 | 29.26.02.0034 |
| Festbetragsgruppe:                                                                    |             |                  |                     |                      |         | 29.26.02.0    |

Assura®

Ausstreifbeutel, hautfarben

|  | Artikel-Nr. | Beutel-<br>größe | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 2744        | midi             | 40                  | 30                   | 3982587 | 29.26.02.0017 |
|                                                                                   | 2745        | midi             | 50                  | 30                   | 3982593 | 29.26.02.0017 |
|                                                                                   | 2746        | midi             | 60                  | 30                   | 3982601 | 29.26.02.0017 |
|                                                                                   | 2824        | maxi             | 40                  | 30                   | 6167557 | 29.26.02.0023 |
|                                                                                   | 2825        | maxi             | 50                  | 30                   | 6167563 | 29.26.02.0023 |
|                                                                                   | 2826        | maxi             | 60                  | 30                   | 6167586 | 29.26.02.0023 |
| Festbetragsgruppe:                                                                |             |                  |                     |                      |         | 29.26.02.0    |

Ausstreifbeutel, transparent

|  | Artikel-Nr. | Beutel-<br>größe | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 2754        | midi             | 40                  | 30                   | 3982618 | 29.26.02.0017 |
|                                                                                   | 2795        | maxi             | 50                  | 30                   | 3982736 | 29.26.02.0018 |
|                                                                                   | 2796        | maxi             | 60                  | 30                   | 3982742 | 29.26.02.0018 |
| Festbetragsgruppe:                                                                |             |                  |                     |                      |         | 29.26.02.0    |

Zweiteilig Uro

SenSura® Click Uro

Mehrkommerbeutel, transparent

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 11851       | 430 (midi)       | 40                  | 30                   | 7206621 | 29.26.03.0044 |
|                                                                                     | 11852       | 380 (midi)       | 50                  | 30                   | 7206762 | 29.26.03.0044 |
|                                                                                     | 11854       | 550 (maxi)       | 40                  | 30                   | 7207477 | 29.26.03.0044 |
|                                                                                     | 11855       | 480 (maxi)       | 50                  | 30                   | 7207520 | 29.26.03.0044 |
|                                                                                     | 11856       | 460 (maxi)       | 60                  | 30                   | 7207744 | 29.26.03.0044 |

Mehrkommerbeutel, hautfarben

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 11841       | 430 (midi)       | 40                  | 30                   | 7206561 | 29.26.03.0044 |
|                                                                                     | 11842       | 380 (midi)       | 50                  | 30                   | 7206615 | 29.26.03.0044 |
|                                                                                     | 11844       | 550 (maxi)       | 40                  | 30                   | 7206986 | 29.26.03.0044 |
|                                                                                     | 11845       | 480 (maxi)       | 50                  | 30                   | 7207000 | 29.26.03.0044 |
|                                                                                     | 11846       | 460 (maxi)       | 60                  | 30                   | 7207017 | 29.26.03.0044 |

SenSura® Flex Uro

Mehrkommerbeutel, transparent

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Hafttring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 11827       | 450 (maxi)       | 35                   | 30                   | 7212283 | 29.26.03.0045 |
|                                                                                     | 11828       | 410 (maxi)       | 50                   | 30                   | 7212343 | 29.26.03.0045 |

Mehrkommerbeutel, hautfarben

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Hafttring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 11821       | 330 (midi)       | 35                   | 30                   | 7212159 | 29.26.03.0045 |
|                                                                                     | 11822       | 310 (midi)       | 50                   | 30                   | 7212219 | 29.26.03.0045 |
|                                                                                     | 11824       | 450 (maxi)       | 35                   | 30                   | 7212308 | 29.26.03.0045 |
|                                                                                     | 11825       | 410 (maxi)       | 50                   | 30                   | 7212366 | 29.26.03.0045 |

Easiflex® Uro

Mehrkommerbeutel, transparent

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Hafttring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                      | 14552       | 475**(maxi)      | 35                   | 30                   | 2088789 | 29.26.03.0032 |
|                                                                                      | 14554       | 475**(maxi)      | 50                   | 30                   | 2089145 | 29.26.03.0032 |

Mehrkommerbeutel, weiß

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Hafttring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 14553       | 475**(maxi)      | 35                   | 30                   | 2089151 | 29.26.03.0032 |
|                                                                                       | 14555       | 475**(maxi)      | 50                   | 30                   | 2094347 | 29.26.03.0032 |

Assura® Uro

Mehrkommerbeutel, transparent

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 14217       | 390** (midi)     | 40                  | 30                   | 0843017 | 29.26.03.0028 |
|                                                                                       | 14218       | 390** (midi)     | 50                  | 30                   | 0843023 | 29.26.03.0028 |
|                                                                                       | 14219       | 390** (midi)     | 60                  | 30                   | 0843046 | 29.26.03.0028 |
|                                                                                       | 14227       | 478** (maxi)     | 40                  | 30                   | 0843052 | 29.26.03.0028 |
|                                                                                       | 14228       | 478** (maxi)     | 50                  | 30                   | 0843069 | 29.26.03.0028 |
|                                                                                       | 14229       | 478** (maxi)     | 60                  | 30                   | 0843075 | 29.26.03.0028 |
| Festbetragsgruppe:                                                                    |             |                  |                     |                      |         | 29.26.03.0    |

\*\*Volumenangaben nach ISO 8670-2

Assura® Uro

Mehrkammerbeutel, weiß mit Softfront

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 14214       | 359** (midi)     | 40                  | 30                   | 0843081 | 29.26.03.0028 |
|                                                                                   | 14215       | 359** (midi)     | 50                  | 30                   | 0843098 | 29.26.03.0028 |
|                                                                                   | 14216       | 359** (midi)     | 60                  | 30                   | 0843106 | 29.26.03.0028 |
|                                                                                   | 14224       | 456** (maxi)     | 40                  | 30                   | 0843129 | 29.26.03.0028 |
|                                                                                   | 14225       | 456** (maxi)     | 50                  | 30                   | 0843135 | 29.26.03.0028 |
|                                                                                   | 14226       | 456** (maxi)     | 60                  | 30                   | 0843141 | 29.26.03.0028 |
| Festbetragsgruppe:                                                                |             |                  |                     |                      |         | 29.26.03.0    |

Urostomiebeutel, transparent

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 1751        | 327** (midi)     | 40                  | 20                   | 3982788 | 29.26.03.0014 |
|                                                                                   | 1752        | 327** (midi)     | 50                  | 20                   | 3982794 | 29.26.03.0014 |
|                                                                                   | 1757        | 488** (maxi)     | 40                  | 20                   | 3982831 | 29.26.03.0015 |
|                                                                                   | 1758        | 488** (maxi)     | 50                  | 20                   | 3982848 | 29.26.03.0015 |
|                                                                                   | 1759        | 488** (maxi)     | 60                  | 20                   | 3982854 | 29.26.03.0015 |
| Festbetragsgruppe:                                                                |             |                  |                     |                      |         | 29.26.03.0    |

Urostomiebeutel, hautfarben

|  | Artikel-Nr.        | Volumen<br>in ml | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 1754               | 480** (maxi)     | 40                  | 20                   | 3982802 | 29.26.03.0014 |
|                                                                                     | 1755               | 480** (maxi)     | 50                  | 20                   | 3982819 | 29.26.03.0014 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                  |                     |                      |         | 29.26.03.0    |
|                                                                                     |                    |                  |                     |                      |         |               |

Zweiteilig Stomakappen

Assura® Stomakappe

hautfarben

|  | Artikel-Nr.        | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 2804               | 40                  | 30                   | 3982759 | 29.26.04.0011 |
|                                                                                     | 2805               | 50                  | 30                   | 3982765 | 29.26.04.0011 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                     |                      |         | 29.26.04.0    |
|                                                                                     |                    |                     |                      |         |               |

Coloplast Uro Minikappe

hautfarben

|  | Artikel-Nr. | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------|
|                                                                                     | 2807        | 40                  | 30                   | 7207833 |
|                                                                                     | 2808        | 50                  | 30                   | 7210249 |
|                                                                                     |             |                     |                      |         |

Zweiteilig für Kinder

Easiflex® für Kinder

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent

|  | Artikel-Nr.        | Volumen<br>in ml | Hafttring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 14681              | 105              | 17                   | 40                   | 3866668 | 29.26.02.0050 |
|                                                                                     | 14682              | 150              | 27                   | 40                   | 3866680 | 29.26.02.0050 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                  |                      |                      |         | 26.26.02.0    |
|                                                                                     |                    |                  |                      |                      |         |               |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, gemustert

|  | Artikel-Nr.        | Volumen<br>in ml | Hafttring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 14691              | 105              | 17                   | 40                   | 3866674 | 29.26.02.0050 |
|                                                                                     | 14692              | 150              | 27                   | 40                   | 3866697 | 29.26.02.0050 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                  |                      |                      |         | 26.26.02.0    |
|                                                                                     |                    |                  |                      |                      |         |               |

Assura® für Kinder

geschlossener Beutel, transparent

|  | Artikel-Nr.        | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 2165               | 40                  | 30                   | 3982908 | 29.26.01.0013 |
|                                                                                       | Festbetragsgruppe: |                     |                      |         | 29.26.01.0    |
|                                                                                       |                    |                     |                      |         |               |

geschlossener Beutel, hautfarben

|  | Artikel-Nr.        | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 2160               | 40                  | 30                   | 3982883 | 29.26.01.0013 |
|                                                                                       | Festbetragsgruppe: |                     |                      |         | 29.26.01.0    |
|                                                                                       |                    |                     |                      |         |               |

Ausstreifbeutel, transparent

|  | Artikel-Nr.        | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 2155               | 40                  | 30                   | 3982877 | 29.26.02.0009 |
|                                                                                       | Festbetragsgruppe: |                     |                      |         | 29.26.02.0    |
|                                                                                       |                    |                     |                      |         |               |

Urostomiebeutel, transparent

|  | Artikel-Nr.        | Volumen<br>in ml | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                       | 1789               | 100              | 40                  | 20                   | 3982920 | 29.26.03.0013 |
|                                                                                       | Festbetragsgruppe: |                  |                     |                      |         | 29.26.03.0    |
|                                                                                       |                    |                  |                     |                      |         |               |

\*\*Volumenangaben nach ISO 8670-2

Zweiteilig Post-OP

SenSura® Click Ileo-Tagdrainage

Ausstreifbeutel, transparent

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 19050       | 650              | 40                  | 10                   | 7790821 | 29.26.11.6xxx |
|                                                                                   | 19051       | 650              | 50                  | 10                   | 7790838 | 29.26.11.6xxx |
|                                                                                   | 19052       | 650              | 60                  | 10                   | 7790844 | 29.26.11.6xxx |

Ausstreifbeutel, hautfarben

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 19040       | 650              | 40                  | 10                   | 7790790 | 29.26.11.6xxx |
|                                                                                   | 19041       | 650              | 50                  | 10                   | 7790809 | 29.26.11.6xxx |
|                                                                                   | 19042       | 650              | 60                  | 10                   | 7790815 | 29.26.11.6xxx |

Assura® Ileo-Nachtdrainage

Ausstreifbeutel, einseitig transparent

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 2835        | 2000             | 40                  | 5 Stück +            | 0742256 | 29.26.11.6087 |
|                                                                                     | 2836        | 2000             | 50                  | 1 Verschl.klammer    | 0742262 | 29.26.11.6087 |
|                                                                                     | 2837        | 2000             | 60                  | Art.: 9500           | 0742279 | 29.26.11.6087 |

Assura® Ileo-Tagdrainage

Ausstreifbeutel, transparent

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 8114        | 600              | 40                  | 10 Stück +           | 0800976 | 29.26.11.6100 |
|                                                                                     | 8115        | 600              | 50                  | 1 Verschl.klammer    | 0800999 | 29.26.11.6100 |
|                                                                                     | 8116        | 600              | 60                  | Art.: 9500           | 0801013 | 29.26.11.6100 |

Ausstreifbeutel, hautfarben

|  | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 2845        | 600              | 40                  | 10 Stück +           | 0742285 | 29.26.11.6088 |
|                                                                                     | 2846        | 600              | 50                  | 1 Verschl.klammer    | 0742291 | 29.26.11.6088 |
|                                                                                     | 2847        | 600              | 60                  | Art.: 9500           | 0742316 | 29.26.11.6088 |

Conveen® Nachtbeutel-Aufhängung



| Artikel-Nr. | Packungseinheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------|-----------------|---------|---------------|
| 5070        | 01              | 7733674 | 15.99.99.0010 |


mc 2002 Post-OP

Ausstreifbeutel

|  | Artikel-Nr. | Hafttring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 6818        | 70                   | 10 Beutel +          | 3331677 | 29.26.11.6027 |
|                                                                                     | 6820        | 100                  | 2 V.kl. (Art.: 9500) | 3331683 | 29.26.11.6027 |

mc 2002 Post-OP

Basisplatte

|  | Artikel-Nr.        | Hafttring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 6828 <sup>1)</sup> | 70                   | 05                   | 3331708 | 29.26.05.1024 |
|                                                                                     | 6830 <sup>2)</sup> | 100                  | 05                   | 3331714 | 29.26.05.2018 |
| <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:                                                    |                    |                      |                      |         | 29.26.05.1    |
| <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:                                                    |                    |                      |                      |         | 29.26.05.2    |

Zubehör Ergänzungsprodukte

Filtrodor EntlüftungsfILTER



| Artikel-Nr.        | Packungseinheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|--------------------|-----------------|---------|---------------|
| 0509               | 50              | 3023852 | 29.26.11.1000 |
| Festbetragsgruppe: |                 |         | 29.26.11.1    |

Ileo Verschluss-Clip



| Artikel-Nr. | Packungseinheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------|-----------------|---------|---------------|
| 9503        | 20              | 8635904 | 29.26.11.6999 |

Verschlussklammer

|                                                                                   | Artikel-Nr. | Packungseinheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------------|
|  | 9500        | 20              | 3331720 | 29.26.11.6999 |

Assura® Gürtel

Elastisches Material, maximal 120 cm Bauchumfang, passend für SenSura und Assura

|                                                                                   | Artikel-Nr. | Packungseinheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------------|
|  | 0421        | 01              | 8643312 | 29.26.11.0019 |
| Festbetragsgruppe:                                                                |             |                 |         | 29.26.11.0    |

Universalgürtel

Elastisches Material, maximal 120 cm Bauchumfang, passend für Irrigations-Set

|                                                                                   | Artikel-Nr. | Packungseinheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------------|
|  | 0420        | 01              | 2403570 | 29.26.11.0004 |
| Festbetragsgruppe:                                                                |             |                 |         | 29.26.11.0    |

Reiter (steril)

Länge zusammengesteckt: 8,80 cm

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Packungseinheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------------|
|  | 12814       | 10              | 0049153 | 29.26.11.6092 |

MACLET Verschlusscheiben

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 0502        | 14                    | 20                   | 3934217 | 29.26.11.5005 |

Coloplast-Bettbeutel

Transparent, ohne Filter

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 14010       | 2000             | 10                   | 7791269 | 29.26.11.6xxx |

Coloplast Uro Nachtbeutel

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Volumen<br>in ml | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 21365       | 2000             | 10                   | 7343097 | 29.26.11.6096 |

Coloplast Uro Mikrobeutel

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 14204       | 40                  | 30                   | 7207750 | 29.26.11.6095 |
|                                                                                     | 14205       | 50                  | 30                   | 7207810 | 29.26.11.6095 |
|                                                                                     | 14206       | 60                  | 30                   | 7207827 | 29.26.11.6095 |

Coloplast Entsorgungsbeutel

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Packungseinheit     | PZN     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------|
|  | 9806        | 3 Rollen á 30 Stück | 0355080 |

Zubehör Irrigation

Assura® Irrigations-Set

1 Spülbehälter mit integriertem Thermometer, 10 Entleerungsschläuche/60 mm, 2 Spülrohre mit Konus (spitz/rund),  
1 Assura Andruckplatte, 1 Assura Gürtel, 1 Assura Stomakappe, 1 Tasche und 1 Verschlussklammer

|                                                                                       | Artikel-Nr. | Packungseinheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------------|
|  | 12830       | 01              | 8602879 | 29.26.08.0036 |
| Festbetragsgruppe:                                                                    |             |                 |         | 29.26.08.0    |

Aus diesem Set einzeln erhältlich

Assura® Andruckplatte

|                                                                                       | Artikel-Nr. | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 12820       | 60                  | 01                   | 8602862 | 29.26.11.6082 |

Spülrohr mit Konus (45 cm)

|                                                                                       | Artikel-Nr. | Form  | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------|---------|---------------|
|  | 1110        | spitz | 01                   | 3268200 | 29.26.11.6999 |
|                                                                                       | 1010        | rund  | 01                   | 4575921 | 29.26.11.6999 |

Spülbehälter

|                                                                                   | Artikel-Nr. | Packungseinheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------------|
|  | 1511        | 01              | 3268217 | 29.26.11.6999 |

Assura® Irrigations-Entleerungsschlauch

|                                                                                   | Artikel-Nr.        | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 12834              | 40                  | 30                   | 8602885 | 29.26.08.2030 |
|                                                                                   | 12835              | 50                  | 30                   | 8602891 | 29.26.08.2030 |
|                                                                                   | 12836              | 60                  | 30                   | 8602916 | 29.26.08.2030 |
|                                                                                   | Festbetragsgruppe: |                     |                      |         | 29.26.08.2    |

Irrigations-Set

1 Spülbehälter mit integriertem Thermometer, 10 Entleerungsschläuche/60 mm, 2 Spülrohre mit Konus (spitz/rund), 1 Andruckplatte, 1 Gürtel, 1 Tasche

|  | Artikel-Nr.        | Packungseinheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 1510               | 01              | 3268111 | 29.26.08.0017 |
|                                                                                   | Festbetragsgruppe: |                 |         | 29.26.08.0    |

Aus diesem Set einzeln erhältlich

Andruckplatte

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 1120        | 60                  | 01                   | 3268192 | 29.26.11.6999 |

Spülrohr mit Konus (45 cm)

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Form  | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------|---------|---------------|
|  | 1110        | spitz | 01                   | 3268200 | 29.26.11.6999 |
|                                                                                     | 1010        | rund  | 01                   | 4575921 | 29.26.11.6999 |

Spülbehälter

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Packungseinheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------------|
|  | 1511        | 01              | 3268217 | 29.26.11.6999 |

Irrigations-Entleerungsschlauch

|                                                                                     | Artikel-Nr.        | Rastring<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | 1540               | 40*                 | 30                   | 3268128 | 29.26.08.2012 |
|                                                                                     | 1550               | 50*                 | 30                   | 3399480 | 29.26.08.2012 |
|                                                                                     | 1560               | 60                  | 30                   | 3268134 | 29.26.08.2013 |
|                                                                                     | Festbetragsgruppe: |                     |                      |         | 29.26.08.2    |

Hautpflege

Pflasterentferner-Spray und -Tücher

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Inhalt   | Produkt | Packungs-<br>einheit | PZN     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|----------------------|---------|
|  | 12010       | 50 ml    | Spray   | 01                   | 7697932 |
|                                                                                     | 12011       | 30 Stück | Tücher  | 30 Tücher            | 7697949 |

DERMA SOL

Pflasterentferner

|                                                                                       | Artikel-Nr. | Inhalt<br>in ml | Produkt | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|----------------------|---------|---------------|
|  | 9105        | 50              | Flasche | 01                   | 0014545 | 29.26.10.4000 |
|                                                                                       | 9105        | 50              | Flasche | 10                   | 0014545 | 29.26.10.4000 |
|                                                                                       | 9110        | 200             | Flasche | 01                   | 4764160 | 29.26.10.4000 |

Hautschutz-Spray und -Tücher

|                                                                                       | Artikel-Nr. | Inhalt   | Produkt | Packungs-<br>einheit | PZN     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|----------------------|---------|
|  | 12020       | 50 ml    | Spray   | 01                   | 7697955 |
|                                                                                       | 12021       | 30 Stück | Tücher  | 30 Tücher            | 7697978 |

Derma-Gard

Hautschutzfilm

|                                                                                       | Artikel-Nr. | Produkt | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------|---------|---------------|
|  | 7511        | Tücher  | 50                   | 4470381 | 29.26.10.2009 |

\*Passend auch zur Conseal Basisplatte.

Reinigungslotion

|  | Artikel-Nr. | Inhalt<br>in ml | Produkt | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 4710        | 180             | Flasche | 06                   | 8872018 | 29.26.10.3002 |
|                                                                                   | 4715        |                 | Tücher  | 30                   | 3435661 | 29.26.10.2001 |

Chiron Schutzcreme

|  | Artikel-Nr. | Inhalt<br>in ml | Produkt | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | 8M-102-01   | 50              | Tube    | 01                   | 3377604 | 29.26.10.3009 |

Hautschutz-Creme

|  | Artikel-Nr. | Inhalt<br>in ml | Produkt | Packungs-<br>einheit | PZN     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                    | 12000       | 60              | Tube    | 01                   | 7697984 |

Zubehör Hautschutz

Modellierbarer Hautschutzring

|  | Artikel-Nr. | Stärke<br>in mm | ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 12030       | 3,0             | 48      | 30                   | 7698015 | 29.26.11.2xxx |
|                                                                                     | 12042       | 4,2             | 48      | 30                   | 7698021 | 29.26.11.2xxx |

Modellierstreifen

|  | Artikel-Nr. | Inhalt     | Produkt  | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 2655        | je 6 Gramm | Streifen | 10                   | 0199243 | 29.26.10.0019 |

Paste

|  | Artikel-Nr. | Inhalt   | Produkt | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|----------------------|---------|---------------|
|                                                                                     | 2650        | 60 Gramm | Tube    | 01                   | 3726358 | 29.26.10.0012 |

Hautschutzrolle

| aus CURAGARD                                                                        |             |                 |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------------|
|  | Artikel-Nr. | Packungseinheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|                                                                                     | 3250        | 01              | 3461374 | 29.26.07.3000 |

Hautschutzplatten

| aus CURAGARD                                                                        |                                  |                |                      |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|------------|---------------|
|  | Artikel-Nr.                      | Größe<br>in cm | Packungs-<br>einheit | PZN        | HMV-Nr.       |
|                                                                                     | 3210 <sup>1)</sup>               | 10 × 10        | 10                   | 2365792    | 29.26.07.0029 |
|                                                                                     | 3215 <sup>2)</sup>               | 15 × 15        | 05                   | 2365800    | 29.26.07.1018 |
|                                                                                     | 3220 <sup>3)</sup>               | 20 × 20        | 05                   | 2365817    | 29.26.07.2001 |
|                                                                                     | <sup>1)</sup> Festbetragsgruppe: |                |                      |            | 29.26.07.0    |
| <sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:                                                    |                                  |                |                      | 29.26.07.1 |               |
| <sup>3)</sup> Festbetragsgruppe:                                                    |                                  |                |                      | 29.26.07.2 |               |

Hautschutzringe

| aus CURAGARD                                                                         |                    |                       |                      |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | Artikel-Nr.        | Stomagröße<br>ø in mm | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|                                                                                      | 2310               | 10                    | 30                   | 2298819 | 29.26.11.2000 |
|                                                                                      | 2315               | 15                    | 30                   | 2298825 | 29.26.11.2000 |
|                                                                                      | 2320               | 20                    | 30                   | 2298831 | 29.26.11.2000 |
|                                                                                      | 2325               | 25                    | 30                   | 2298848 | 29.26.11.2000 |
|                                                                                      | 2330               | 30                    | 30                   | 2298854 | 29.26.11.2000 |
|                                                                                      | 2340               | 40                    | 30                   | 2298860 | 29.26.11.2000 |
|                                                                                      | 2350               | 50                    | 30                   | 2298877 | 29.26.11.2000 |
|                                                                                      | Festbetragsgruppe: |                       |                      |         | 29.26.11.2    |

Drainageversorgung

Drainage (steril/unsteril)

| offen, transparent                                                                    |               |                  |                            |                      |         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------------|
|  | Artikel-Nr.   | Volumen<br>in ml | ausschneidbar<br>von – bis | Packungs-<br>einheit | PZN     | HMV-Nr.       |
|                                                                                       | 2210 steril   | 100              | 5–38                       | 10                   | 7232630 | 29.26.11.6075 |
|                                                                                       | 2215 steril   | 300              | 5–38                       | 10                   | 7232647 | 29.26.11.6075 |
|                                                                                       | 2220 steril   | 500              | 5–50                       | 10                   | 7232653 | 29.26.11.6075 |
|                                                                                       | 2240 unsteril | 100              | 5–38                       | 10                   | 7387700 | 29.26.11.6076 |
|                                                                                       | 2245 unsteril | 300              | 5–38                       | 10                   | 7387717 | 29.26.11.6076 |
|                                                                                       | 2250 unsteril | 500              | 5–50                       | 10                   | 7387723 | 29.26.11.6076 |

Index – Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick

| Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 0420        | 68    | 2464        | 34    | 2847        | 66    | 9806        | 69    | 11304       | 52    |
| 0421        | 68    | 2465        | 34    | 2884        | 49    | 10001       | 47    | 11305       | 52    |
| 0502        | 68    | 2466        | 34    | 2885        | 49    | 10002       | 47    | 11306       | 52    |
| 0509        | 67    | 2467        | 34    | 2886        | 49    | 10003       | 47    | 11307       | 52    |
| 1010        | 69    | 2468        | 34    | 2894        | 49    | 10004       | 47    | 11308       | 52    |
| 1010        | 70    | 2469        | 34    | 2895        | 49    | 10011       | 47    | 11312       | 52    |
| 1110        | 69    | 2471        | 34    | 2896        | 49    | 10012       | 47    | 11313       | 52    |
| 1110        | 70    | 2474        | 34    | 3210        | 73    | 10013       | 47    | 11314       | 52    |
| 1120        | 70    | 2475        | 34    | 3215        | 73    | 10015       | 47    | 11315       | 52    |
| 1200        | 50    | 2476        | 34    | 3220        | 73    | 10016       | 47    | 11316       | 52    |
| 1210        | 59    | 2477        | 34    | 3250        | 73    | 10017       | 47    | 11317       | 52    |
| 1250        | 50    | 2478        | 34    | 4710        | 72    | 10021       | 47    | 11318       | 52    |
| 1260        | 59    | 2479        | 34    | 4715        | 72    | 10022       | 47    | 11811       | 43    |
| 1510        | 70    | 2481        | 34    | 5070        | 67    | 10023       | 47    | 11812       | 43    |
| 1511        | 70    | 2490        | 39    | 5575        | 42    | 10025       | 47    | 11814       | 43    |
| 1511        | 70    | 2501        | 44    | 5580        | 42    | 10026       | 47    | 11815       | 43    |
| 1540        | 71    | 2511        | 34    | 5585        | 42    | 10027       | 47    | 11821       | 63    |
| 1550        | 71    | 2514        | 34    | 5625        | 34    | 10031       | 47    | 11822       | 63    |
| 1560        | 71    | 2515        | 34    | 5630        | 34    | 10032       | 47    | 11824       | 63    |
| 1751        | 64    | 2516        | 34    | 5635        | 34    | 10035       | 47    | 11825       | 63    |
| 1752        | 64    | 2517        | 34    | 5640        | 34    | 10036       | 47    | 11827       | 63    |
| 1754        | 64    | 2520        | 39    | 5645        | 34    | 10041       | 47    | 11828       | 63    |
| 1755        | 64    | 2650        | 72    | 5650        | 34    | 10045       | 47    | 11841       | 62    |
| 1757        | 64    | 2655        | 72    | 5660        | 34    | 10101       | 48    | 11842       | 62    |
| 1758        | 64    | 2724        | 58    | 5725        | 35    | 10102       | 48    | 11844       | 62    |
| 1759        | 64    | 2725        | 58    | 5730        | 35    | 10103       | 48    | 11845       | 62    |
| 1789        | 65    | 2744        | 62    | 5735        | 35    | 10104       | 48    | 11846       | 62    |
| 2110        | 45    | 2745        | 62    | 5740        | 35    | 10105       | 48    | 11851       | 62    |
| 2115        | 44    | 2746        | 62    | 5745        | 35    | 10106       | 48    | 11852       | 62    |
| 2125        | 44    | 2754        | 62    | 5750        | 35    | 10108       | 48    | 11854       | 62    |
| 2141        | 44    | 2764        | 58    | 5760        | 35    | 10111       | 48    | 11855       | 62    |
| 2142        | 44    | 2765        | 58    | 5920        | 39    | 10112       | 48    | 11856       | 62    |
| 2143        | 44    | 2766        | 58    | 5925        | 39    | 10113       | 48    | 12000       | 72    |
| 2144        | 44    | 2774        | 58    | 5930        | 39    | 10114       | 48    | 12010       | 71    |
| 2155        | 65    | 2775        | 58    | 5935        | 39    | 10115       | 48    | 12011       | 71    |
| 2160        | 65    | 2776        | 58    | 5940        | 39    | 10116       | 48    | 12020       | 71    |
| 2165        | 65    | 2784        | 58    | 6100        | 39    | 10117       | 48    | 12021       | 71    |
| 2180        | 50    | 2785        | 58    | 6641        | 58    | 10118       | 48    | 12030       | 72    |
| 2210        | 73    | 2786        | 58    | 6642        | 58    | 11011       | 51    | 12042       | 72    |
| 2215        | 73    | 2795        | 62    | 6661        | 58    | 11012       | 51    | 12100       | 33    |
| 2220        | 73    | 2796        | 62    | 6662        | 58    | 11015       | 51    | 12110       | 33    |
| 2240        | 73    | 2804        | 64    | 6742        | 50    | 11016       | 51    | 12130       | 33    |
| 2245        | 73    | 2805        | 64    | 6743        | 50    | 11021       | 51    | 12134       | 33    |
| 2250        | 73    | 2807        | 64    | 6764        | 50    | 11022       | 51    | 12135       | 33    |
| 2310        | 73    | 2808        | 64    | 6765        | 50    | 11023       | 51    | 12136       | 33    |
| 2315        | 73    | 2814        | 58    | 6818        | 67    | 11024       | 51    | 12140       | 33    |
| 2320        | 73    | 2815        | 58    | 6820        | 67    | 11025       | 51    | 12144       | 33    |
| 2325        | 73    | 2816        | 58    | 6828        | 67    | 11026       | 51    | 12145       | 33    |
| 2330        | 73    | 2824        | 62    | 6830        | 67    | 11027       | 51    | 12146       | 33    |
| 2340        | 73    | 2825        | 62    | 7511        | 71    | 11028       | 51    | 12147       | 33    |
| 2350        | 73    | 2826        | 62    | 8009        | 45    | 11031       | 51    | 12148       | 33    |
| 2421        | 34    | 2831        | 50    | 8114        | 66    | 11032       | 51    | 12149       | 33    |
| 2424        | 34    | 2832        | 50    | 8115        | 66    | 11035       | 51    | 12150       | 33    |
| 2425        | 34    | 2833        | 50    | 8116        | 66    | 11036       | 51    | 12154       | 33    |
| 2426        | 34    | 2835        | 66    | 9105        | 71    | 11041       | 51    | 12155       | 33    |
| 2431        | 34    | 2836        | 66    | 9105        | 71    | 11045       | 51    | 12156       | 33    |
| 2440        | 39    | 2837        | 66    | 9110        | 71    | 11301       | 52    | 12157       | 33    |
| 2450        | 39    | 2845        | 66    | 9500        | 68    | 11302       | 52    | 12158       | 33    |
| 2461        | 34    | 2846        | 66    | 9503        | 67    | 11303       | 52    | 12159       | 33    |

| Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 12864       | 37    | 14046       | 36    | 14274       | 53    | 14405       | 40    | 15539       | 40    |
| 12865       | 37    | 14092       | 36    | 14275       | 53    | 14406       | 52    | 19001       | 46    |
| 12866       | 37    | 14093       | 36    | 14276       | 53    | 14408       | 53    | 19002       | 46    |
| 12883       | 37    | 14095       | 36    | 14277       | 53    | 14411       | 40    | 19003       | 46    |
| 12884       | 37    | 14096       | 36    | 14278       | 53    | 14412       | 40    | 19004       | 46    |
| 12885       | 37    | 14102       | 41    | 14281       | 53    | 14414       | 40    | 19010       | 45    |
| 12886       | 37    | 14103       | 41    | 14282       | 53    | 14415       | 40    | 19011       | 45    |
| 12887       | 37    | 14105       | 41    | 14283       | 53    | 14421       | 40    | 19020       | 45    |
| 12965       | 41    | 14106       | 41    | 14291       | 53    | 14422       | 40    | 19021       | 45    |
| 12991       | 43    | 14163       | 41    | 14292       | 53    | 14423       | 40    | 19030       | 45    |
| 12992       | 43    | 14164       | 41    | 14293       | 53    | 14424       | 40    | 19040       | 66    |
| 12993       | 43    | 14165       | 41    | 14294       | 53    | 14431       | 35    | 19041       | 66    |
| 12994       | 43    | 14166       | 41    | 14295       | 53    | 14432       | 35    | 19042       | 66    |
| 12995       | 43    | 14173       | 41    | 14296       | 53    | 14434       | 36    | 19050       | 66    |
| 12996       | 43    | 14174       | 41    | 14301       | 48    | 14435       | 36    | 19051       | 66    |
| 13340       | 38    | 14175       | 41    | 14302       | 48    | 14441       | 35    | 19052       | 66    |
| 13360       | 38    | 14176       | 41    | 14303       | 48    | 14442       | 35    | 21365       | 68    |
| 13370       | 38    | 14195       | 41    | 14304       | 49    | 14444       | 36    | 101521      | 55    |
| 13810       | 38    | 14196       | 41    | 14305       | 49    | 14445       | 36    | 101541      | 55    |
| 13830       | 38    | 14204       | 69    | 14306       | 49    | 14451       | 36    | 101551      | 55    |
| 13840       | 38    | 14205       | 69    | 14307       | 49    | 14452       | 36    | 101561      | 55    |
| 13844       | 38    | 14206       | 69    | 14308       | 49    | 14453       | 36    | 101641      | 55    |
| 13845       | 38    | 14212       | 42    | 14309       | 48    | 14454       | 36    | 101651      | 55    |
| 13846       | 38    | 14214       | 64    | 14312       | 56    | 14552       | 63    | 101661      | 55    |
| 13850       | 38    | 14215       | 64    | 14314       | 56    | 14553       | 63    | 101671      | 55    |
| 13860       | 38    | 14216       | 64    | 14316       | 56    | 14554       | 63    | 101741      | 55    |
| 13870       | 38    | 14217       | 63    | 14317       | 56    | 14555       | 63    | 101751      | 55    |
| 13874       | 38    | 14218       | 63    | 14318       | 57    | 14601       | 53    | 101761      | 55    |
| 13875       | 38    | 14219       | 63    | 14319       | 56    | 14602       | 53    | 101841      | 55    |
| 13876       | 38    | 14222       | 42    | 14326       | 56    | 14603       | 53    | 101851      | 55    |
| 13924       | 61    | 14224       | 64    | 14327       | 56    | 14681       | 65    | 101861      | 55    |
| 13925       | 61    | 14225       | 64    | 14328       | 56    | 14682       | 65    | 101871      | 55    |
| 13944       | 61    | 14226       | 64    | 14329       | 56    | 14691       | 65    | 103121      | 60    |
| 13945       | 61    | 14227       | 63    | 14331       | 56    | 14692       | 65    | 103141      | 60    |
| 13946       | 61    | 14228       | 63    | 14332       | 56    | 14712       | 43    | 103151      | 60    |
| 13954       | 61    | 14229       | 63    | 14333       | 57    | 14713       | 43    | 103211      | 60    |
| 13955       | 61    | 14232       | 54    | 14334       | 56    | 14716       | 43    | 103221      | 60    |
| 13956       | 61    | 14233       | 54    | 14342       | 60    | 14717       | 43    | 103241      | 60    |
| 13964       | 61    | 14234       | 54    | 14344       | 60    | 15020       | 32    | 103251      | 60    |
| 13965       | 61    | 14235       | 54    | 14346       | 60    | 15021       | 32    | 103271      | 60    |
| 13966       | 61    | 14236       | 54    | 14347       | 60    | 15022       | 32    | 103281      | 60    |
| 13974       | 61    | 14237       | 54    | 14349       | 60    | 15023       | 32    | 103291      | 60    |
| 13975       | 61    | 14238       | 54    | 14355       | 56    | 15030       | 32    | 103301      | 60    |
| 13976       | 61    | 14243       | 54    | 14356       | 60    | 15205       | 40    | 103511      | 59    |
| 13984       | 61    | 14246       | 54    | 14357       | 60    | 15206       | 40    | 103521      | 59    |
| 13985       | 61    | 14249       | 54    | 14359       | 60    | 15401       | 35    | 103541      | 59    |
| 13986       | 61    | 14250       | 50    | 14361       | 60    | 15403       | 35    | 103551      | 59    |
| 14002       | 36    | 14251       | 50    | 14362       | 60    | 15404       | 35    | 103561      | 59    |
| 14003       | 36    | 14252       | 50    | 14363       | 61    | 15405       | 35    | 103641      | 59    |
| 14005       | 36    | 14254       | 50    | 14364       | 60    | 15406       | 35    | 103651      | 59    |
| 14006       | 36    | 14255       | 50    | 14372       | 56    | 15407       | 35    | 103661      | 59    |
| 14010       | 68    | 14257       | 50    | 14378       | 60    | 15408       | 35    | 103671      | 59    |
| 14033       | 36    | 14258       | 50    | 14379       | 60    | 15413       | 35    | 103741      | 59    |
| 14034       | 36    | 14261       | 53    | 14387       | 48    | 15414       | 35    | 103751      | 59    |
| 14035       | 36    | 14262       | 53    | 14388       | 48    | 15415       | 35    | 103761      | 59    |
| 14036       | 36    | 14263       | 53    | 14401       | 52    | 15500       | 40    | 103841      | 59    |
| 14043       | 36    | 14271       | 53    | 14402       | 52    | 15509       | 40    | 103851      | 59    |
| 14044       | 36    | 14272       | 53    | 14403       | 52    | 15537       | 40    | 103861      | 59    |
| 14045       | 36    | 14273       | 53    | 14404       | 40    | 15538       | 40    | 103871      | 59    |

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden.

Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege und die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. Coloplast ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 7.000 Mitarbeitern.

Ostomy Care  
Urology & Continence Care  
Wound & Skin Care



Col.-Nr. 1103435/230N SP 115 Z

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2011-04  
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Coloplast GmbH  
Postfach 70 03 40  
22003 Hamburg  
Tel. 040 669807-77  
Fax 040 669807-48  
[devks@coloplast.com](mailto:devks@coloplast.com)

[www.coloplast.de](http://www.coloplast.de)