



Die innovative Messung

Sanfte Messung für zwei Benutzer  
Datenübertragung an App



[www.visomat.de/vision](http://www.visomat.de/vision)

## comfort vision cardio

Oberarm-Blutdruckmessgerät



Die Messgenauigkeit von visomat® vision cardio ist klinisch geprüft. Die Messung ist besonders schonend, da bereits beim Aufpumpen gemessen wird. Die Messwerte werden nach WHO Kriterien eingestuft. Zudem werden unregelmäßige Pulswellen (inkl. Vorhofflimmern) erkannt.



Hautverträgliche **Universal-Bügelmanschette** für normale Arme (22-42 cm)



Arrhythmia control = **Erkennung von Herzrhythmusstörungen** durch optisches Signal



Automatische, **kabellose Datenübertragung** an Smartphone oder Tablet



### Lieferumfang:

Blutdruckmessgerät    Gebrauchsanleitung  
Universalmanschette    Batterien



### Zubehör:

Netzadapter  
Blutdruckpässe



**Validierte Messgenauigkeit** nach Deutscher Industrienorm EN ISO 81060-2



**Validierte Messgenauigkeit**, ESH (Europäische Hochdruckliga)



**Ampelfunktion** zur einfachen Einstufung der Blutdruckwerte



Fuzzy Logic - **Intelligentes Aufpumpen** ohne Nachpumpen



**2 Benutzerspeicher** mit je 60 Speicherplätzen sowie Mittelwertanzeige



**Datum / Uhrzeit** zuschaltbar

PZN 01802434

Hilfsmittelnr. 21.28.01.2071