

HYDROCLEAN MINI K3CM RU ST

HYDROCLEAN mini Kompressen 3 cm rund steril

PZN: 14413958

Inhalt: 10 St

Hersteller: 1001 Artikel Medical GmbH

Zweckbestimmung

Sterile, hydroaktive Wundauflage - speziell für kleine und tiefe Wunden, die insbesondere bei venösen Beinulzera und diabetischen Fußulzera auftreten - gibt bis zu drei Tage Ringerlösung an die Wunde ab, wenn es zusätzlich mit einem HydroClean Wundkissen abgedeckt oder mit einem Filmverband fixiert wird - geeignet für die Nasstherapie von Wunden insbesondere mit beeinträchtigter Heilungstendenz

Zusammensetzung

Hydroaktive Wundauflage, die als zentralen Bestandteil ein in Cellulose- und Zellstofffasern eingebettetes superabsorbierendes Polyacrylat (SAP) enthält, das mit Ringerlösung aktiviert ist. Das Wundkissen ist von einem Gestrick aus Polypropylen umhüllt.