

Bei der Entwicklung der **Hans Karrer MikroSilber Produkte** wurde neben der hohen Qualität großer Wert auf die Verträglichkeit gelegt. Auf den Zusatz von Duftstoffen, herkömmlichen Emulgatoren sowie auf Mineralöle und Wollwache wurde bewusst verzichtet. Die ausgezeichnete Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet und nachgewiesen.

Die Besonderheit an den Hans Karrer MikroSilber Produkten
Durch den Zusatz von feinem MikroSilber, einer speziellen Silberaufbereitung, wird die Haut vor unerwünschten Keimen geschützt. Gleichzeitig werden die hauteigenen Regenerationsprozesse durch hautverwandte Lipid-Strukturen (Triglyceride, Squalan, Ceramide, Phytosterol) und Glycerin unterstützt. **Die Produkte haben durch das wertvolle MikroSilber eine leichte silbergraue Färbung.**

Hans Karrer LIPOLOTION MikroSilber - optimierte Pflege bei trockener Haut

Die feuchtigkeitsspendende und regenerierende Lipolotion enthält ausschließlich hochwertige Inhaltsstoffe, die zur groß-flächigen Pflege der trockenen Haut optimal geeignet sind.

- mit MikroSilber
- natürliches Mandelöl
- hydratisierendes Glycerin
- hautverwandte Lipid-Strukturen

Anwendung:

Tragen Sie **Hans Karrer Lipolotion MikroSilber** ein- bis mehrmals täglich auf die pflegebedürftige Haut auf. Bei der therapiebegleitenden Pflege legt der Arzt das Behandlungsschema fest.

Hans Karrer LIPOCREME MikroSilber - optimierte Intensivpflege bei sehr trockener Haut

Die rückfettende und hydratisierende Lipocreme enthält hochwertige Inhaltsstoffe, die zur Intensivpflege der trockenen Haut optimal geeignet sind.

- mit MikroSilber
- natürliches Mandelöl
- hydratisierendes Glycerin
- hautverwandte Lipid-Strukturen

Anwendung:

Tragen Sie **Hans Karrer Lipocreme MikroSilber** ein- bis mehrmals täglich auf die pflegebedürftige Haut auf. Bei der therapiebegleitenden Pflege legt der Arzt das Behandlungsschema fest.

Wissenswertes zu den Hans Karrer MikroSilber Produkten:

Die **Hans Karrer MikroSilber Produkte** sollten bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.

Anwendung auf offenen Wunden vermeiden.

Die **Hans Karrer MikroSilber Produkte** können bei Kindern ab 1 Jahr angewendet werden.

Trotz aufwendiger Produktionstechnik können vereinzelt kleine MikroSilber-Agglomerate auftreten. Diese sind unbedenklich und verteilen sich beim Auftragen sofort.

Hans Karrer HAND REPAIR MikroSilber - Hautschutz und Hautpflege auf Derma-Membran-Basis (DMB) für empfindliche Haut

Das angenehm einziehende, feuchtigkeitsspendende Hautmittel stärkt und unterstützt die Hautbarriere.

- mit MikroSilber
- Feuchtigkeitsschutz-System
- hautverwandte Lipid-Strukturen

Anwendung:

Hans Karrer Hand Repair MikroSilber sollte **vor und nach** der Arbeit mehrmals täglich aufgetragen werden. Bei einer therapiebegleitenden Pflege legt der Arzt das Behandlungsschema fest.

Wie sollte Hans Karrer Hand Repair MikroSilber angewendet werden?

Waschen Sie die Haut mit einem milden, seifenfreien Hautreinigungsprodukt. Auch bei stärkeren Verschmutzungen sollten Sie keine Handwaschpasten oder Bürsten benutzen. Achten Sie darauf, dass das Wasser zum Händewaschen nur lauwarm ist. Nach dem sorgfältigen Abtrocknen tragen Sie **Hans Karrer Hand Repair MikroSilber** auf den Handrücken auf und reiben Sie die Handrücken gegeneinander. Anschließend sollten Sie die Creme in die Hände einmassieren. Bitte achten Sie darauf, die Fingerspitzen und Fingerzwischenräume nicht zu vergessen.

Hans Karrer REINIGUNGSGEL Silber

Das milde Gel eignet sich zur Gesichtereinigung bei allen Hauttypen, insbesondere bei fettiger Haut.

- Silberchlorid wirkt antibakteriell.
- Panthenol beruhigt die Haut.
- Allantoin befeuchtet.

Anwendung:

Die Haut mit Wasser anfeuchten, Reinigungsgel aufschäumen und leicht einmassieren, gründlich abspülen.

Hans Karrer HYDROCREME MikroSilber - optimierte Pflege bei fettiger, zu Akne neigender Haut

Die regenerierende Hydrocreme spendet der Haut Feuchtigkeit ohne rückfettend zu wirken. Sie enthält ausschließlich hochwertige Inhaltsstoffe, die zur Pflege der fettigen zu Akne neigenden Haut optimal geeignet sind.

- mit MikroSilber
- hydratisierendes Glycerin
- hautverwandte Lipid-Strukturen

Anwendung:

Tragen Sie **Hans Karrer Hydrocreme MikroSilber** ein- bis zweimal täglich auf die pflegebedürftige Haut auf. Bei der therapiebegleitenden Pflege legt der Arzt das Behandlungsschema fest.

Hans Karrer PIGMENTCREME MikroSilber hell/dunkel

Die miteinander mischbaren, getönten, hydrophilen Cremes decken Hautrötungen und Akneläsionen ab und mattieren:

- mit MikroSilber
- mattiert und deckt gut ab
- mit natürlichen Pigmenten

Anwendung:

Tragen Sie **Hans Karrer Pigmentcreme MikroSilber hell/dunkel** nach der Reinigung und Pflege zur Abdeckung von Unreinheiten partiell auf oder verteilen Sie die Creme als Make-up gleichmäßig auf Gesicht und Hals.

Hans Karrer CREMEPASTE MikroSilber

Die regenerierende hydrophile Paste für die Haut-auf-Haut-Pflege wirkt feuchtigkeitsabsorbierend und sorgt für ein sofortiges Wohlbefinden. **Hans Karrer Cremepaste MikroSilber** ist leicht abwaschbar, ohne zu reizen.

- mit MikroSilber
- Zinkoxid und Titandioxid absorbieren überschüssige Feuchtigkeit.
- Dermatologisch nachgewiesene Verträglichkeit

Anwendung:

Tragen Sie **Hans Karrer Cremepaste MikroSilber** ein- bis mehrmals täglich auf die pflegebedürftige Haut auf. Bei der therapiebegleitenden Pflege legt der Arzt das Behandlungsschema fest.

Hans Karrer GmbH, D-86165 Augsburg

E-Mail: info@hanskarrer.de, www.hans-karrer.de

Vertrieb Schweiz: QualiDerm AG | CH-4132 Muttenz

E-mail: office@qualiderm.ch | www.qualiderm.ch

Die **Hans Karrer** Produkte erhalten Sie exklusiv in Ihrer Apotheke in folgenden Packungsgrößen:

Hans Karrer Lipolotion MikroSilber:

Tube mit 200 ml

Deutschland PZN 06789589, Österreich PZN 3855564, Schweiz PZN 4491271

Flasche mit 500 ml

Deutschland PZN 06559659, Österreich PZN 3855570, Schweiz PZN 6693553

Hans Karrer Lipocreme MikroSilber:

Tube mit 100 ml

Deutschland PZN 06789572, Österreich PZN 3855587, Schweiz PZN 4491265

Tube mit 200 ml

Deutschland PZN 09636567, Österreich PZN 41918 76

Hans Karrer Hand Repair MikroSilber:

Tube mit 50 ml

Deutschland PZN 09043034, Österreich PZN 3855618, Schweiz PZN 4491294

Hans Karrer Reinigungsgel Silber:

Tube mit 125 ml

Deutschland PZN 08884375, Österreich PZN 3855624, Schweiz PZN 5115400

Hans Karrer Hydrocreme MikroSilber:

Tube mit 30 ml

Deutschland PZN 06735458, Österreich PZN 3855593, Schweiz PZN 4491288

Tube mit 75 ml

Deutschland PZN 14310000, Österreich PZN 4933993, Schweiz PZN 7565892

Hans Karrer Pigmentcreme MikroSilber hell:

Tube mit 20 ml

Deutschland PZN 10347727, Österreich PZN 4834127, Schweiz PZN 6722243

Hans Karrer Pigmentcreme MikroSilber dunkel:

Tube mit 20 ml

Deutschland PZN 10347733, Österreich PZN 4834133, Schweiz PZN 6722272

Hans Karrer Cremepaste MikroSilber:

Tube mit 50 ml

Deutschland PZN 15317665, Österreich PZN 523260, Schweiz PZN 7754941