

IN CHECK DIAL G16

IN-CHECK Dial G16 Bakterien-Viren-Filter

PZN: 15568835

Inhalt: 1 St

Hersteller: MPV Medical GmbH

Zweckbestimmung

Hoch innovatives Trainingstool! Erreicht ein Patient den erforderlichen insp. Flow für ein bestimmtes DPI/MDI? Das In-Check DIAL G16 teilt die Inhalatoren in 6 Gruppen ein, die nach deren inneren Luftstromwiderstand bewertet sind (nach aktuellen, offiziellen Angaben der jeweiligen Hersteller). Nachdem der Patient durch das In-Check Dial G16 inhaliert hat, kann der Arzt / Therapeut leicht das passende Inhalationssystem ermitteln. So werden unpassende Patient-Inhalationssystem Kombinationen vermieden und die Therapie / Medikamentendeposition effektiver und effizienter. Zusätzlich zu den Dosieraerosolen sind die folgenden Trockeninhalatoren inkludiert: Accuhaler® / Diskus®, Breezhaler®, Chlickhaler®, Easyhaler®, Ellipta®, Genuair® / Novolizer® / PressAir®, Handihaler® Nexthaler®, SpiroMax® / Sespiclick® Turbohaler® (Symbicort) / Flexhaler® Turbohaler® MK II (Pulmicort) Twisthaler®, Diskhaler®