

MICRODROP MASKE SILIKON S

MICRODROP Maske Silikon S

PZN: 16355892

Inhalt: 1 St

Hersteller: MPV Medical GmbH

Zweckbestimmung

Zur Verwendung mit dem MicroDrop Babywinkel blau (PZN 16355863). Oder zum direkten Anschluss an den Vernebler (RF6, RF7 und RF8). Geeignet für Kinder von ca. 1-3 Jahren. Wenn der Kunde noch einen transparenten Babywinkel hat (PZN 00347703), so verwenden Sie bitte ausschließlich die "MicroDrop SP Silikonmaske XS, S und M". Ein Infoblatt über die verschiedenen Masken - Winkel Kombinationen können Sie gerne bei uns anfordern: Tel: 089-7299 700-0.