

## **ADAPTIC TOUCH 7.6X11CM WUN**

### **ADAPTIC Touch 7,6x11 cm nichthaft.Sil.Wundauflage**

PZN: 16594792

Inhalt: 10 St

Hersteller: + Prisoma GmbH

#### **Zweckbestimmung**

ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage kann für alle Wundarten eingesetzt werden, bei denen ein atraumatischer Verbandwechsel angezeigt ist - schwach bis stark sezernierende Wunden. ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage ist besonders indiziert bei: Verbrennungen 1. und 2. Grades, Ulcus cruris, Dekubitus, diabetischer Fuss, Abszessen und Ekzemen, Verbrühungen und Verätzungen, Nagelextraktion, Schürf- und Risswunden sowie chirurgischen Nähten. für Spender und Empfängerstellen bei Hauttransplantationen

#### **Zusammensetzung**

Die Grundlage des Verbandes ist ein dreidimensionales feinmaschiges Gewirk aus Celluloseacetat (Viskoseseseide), getränkt mit einer Ölin-Wasser-Emulsion. Die Emulsion besteht aus: Vaselineum album (White Petrolatum gem. USP XXII), Polysorbat 80 (Ph. Eur. 1998), Sorbitansesquioleat, Aqua purificata (Ph. Eur.).