



Kontrollset 2 x Vitamin D Test + Vitamin-D-Spray (D3 + K2)



Das **Kontrollset** beinhaltet zwei **Vitamin D Tests** und ein **Vitamin-D-Spray**. So können Sie Ihre Vitamin-D-Konzentration einmal vor Beginn der Supplementation testen und dann überprüfen, wie sich Ihr Spiegel nach einigen Wochen der regelmäßigen Ergänzung verändert hat.

Testen Sie Ihren 25-OH-Vitamin-D-Spiegel mit dem cerascreen® Vitamin D Test. Nachdem Sie Ihre Konzentration im Blut bestimmt haben, können Sie Ihre Werte gezielt mit dem cerascreen® Vital Liquid Sunshine Spray verbessern.

Liquid Sunshine von cerascreen® Vital ist ein **veganes, hoch bioverfügbares** Vitamin-D-Spray mit Vitamin D3 und K2. Durch die **innovative Nanoemulsions-Technologie** entstehen winzige Partikel, die im Vergleich zu anderen Präparaten für eine verbesserte Aufnahme im Körper sorgen. Es kommt in der praktischen Sprühflasche – **nur ein Sprühstoß liefert Ihnen Ihre Tagesdosis Vitamin D3 + K2 (2.800 IE)**. Bei empfohlener Anwendung hält das Liquid Sunshine mindestens 3 Monate! Mit angenehmem Orangengeschmack.

- + Hochwertiges Vitamin-D-Spray mit überdurchschnittlich hoher Bioverfügbarkeit aufgrund innovativer Nanoemulsions-Technologie
- + Testung inklusive Auswertung im Fachlabor
- + Made in Germany

Unsere Expertise für Sie

Cerascreen® ist Marktführer für medizinische Probenahme- und Einsende-Testkits in Europa, mit über 10-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 65 diagnostische Testkits für alle Biomarker-Typen entwickelt, mehr als 500.000 Proben ausgewertet und beliefern über 20 Länder.



Testen, welche Probleme es gibt und wie Ihr Körper auf Einflüsse von außen reagiert



Wissen, wie Nährstoffe, Umweltfaktoren und Lebensstil mit Gesundheit und Wohlbefinden zusammenhängen.



Handeln, durch Lebensstil, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und gegebenenfalls Therapien. Gesundheit und Leistungsfähigkeit optimieren und Krankheiten vorbeugen.



Wie funktioniert der Test?

1. Zuhause testen



Ihr Testkit enthält alles, was Sie für die Entnahme einer kleinen Blutprobe aus Ihrer Fingerspitze brauchen. Anschließend schicken Sie die Probe im beiliegenden Rücksendeumschlag kostenfrei an unser medizinisches Fachlabor.

2. Ergebnisse online ansehen



Nach der Auswertung im medizinischen Fachlabor erhalten Sie online Zugriff auf Ihren persönlichen Ergebnisbericht.

3. Handeln



Ihr Zugang zu den Testergebnissen sowie zu den evidenzbasierten Erkenntnissen und Tipps, um Ihre Gesundheit zu verbessern: das mein cerascreen®-Nutzerprofil auf unserer Website oder unserer App.


Nahrungsergänzungsmittel

Liquid Sunshine Vitamin D3 + K2

Was ist das Besondere an der Nanoemulsions-Technologie von cerascreen® Vital?

Wie gut wir die Nährstoffe aus Lebensmitteln aufnehmen können, hängt davon ab wie bioverfügbar diese sind. In herkömmlichen Nahrungsergänzungsmitteln sind die enthaltenen Nährstoffe oftmals besonders hochdosiert, damit eine bessere Bioverfügbarkeit hergestellt werden kann. Für unsere cerascreen® Vital-Produkte verwenden wir eine Technologie, die eine höhere Bioverfügbarkeit sicherstellt, ohne die Nährstoffe zu hoch zu dosieren. Das Geheimnis hinter der erhöhten Bioverfügbarkeit lautet: Nanoemulsions-Technologie.

Die Nanoemulsions-Technologie, die bei cerascreen® Vital verwendet wird, ist ein patentiertes, lipidbasiertes Transportsystem. Dank der nanoskaligen Öl-in-Wasser-Emulsion kann die Bioverfügbarkeit von fettlöslichen Inhaltsstoffen effektiv erhöht werden. Dadurch kann der Körper einen großen Teil der Nährstoffe über die Mundschleimhaut optimal aufnehmen und verwerten.



Tabletten	Ölige Lösung	Liposome	Nanoemulsions-Technologie unsere Lösung
<ul style="list-style-type: none"> + Aufnahme - 5% der aktiven Inhaltsstoffe + Bioverfügbarkeit sehr schlecht + Haltbarkeit lange + Geschmack neutral, da verkapselt 	<ul style="list-style-type: none"> + Aufnahme - 10% der aktiven Inhaltsstoffe + Bioverfügbarkeit besser, da in Öl gelöst + Haltbarkeit etwa 24 Monate + Geschmack neutral bis unangenehm 	<ul style="list-style-type: none"> + Aufnahme - 40% der aktiven Inhaltsstoffe + Bioverfügbarkeit suboptimal, auf Grund der Partikelgröße + Haltbarkeit im Kühlschrank nach Öffnung einige Wochen + Geschmack unangenehm bis schlecht 	<ul style="list-style-type: none"> + Aufnahme - 80% der aktiven Inhaltsstoffe + Bioverfügbarkeit maximal, dank winziger Partikel + Haltbarkeit 30 Monate bei Raumtemperatur + Geschmack gut

Nahrungsergänzungsmittel

Liquid Sunshine Vitamin D3 + K2

Verzehrempfehlung:

Täglich einen Sprühstoß in den Mund sprühen und kurz warten, bevor er runtergeschluckt wird.

Inhaltsstoffe	1 Sprühstoß*	NRV%**
Vitamin D3	70 µg / 2800 IE	1400
Vitamin K	70 µg	93

*empfohlene Tagesdosis

**Prozentsatz der Referenzmenge nach der VO (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) pro Tagesdosis

Zutaten:

Wasser, Feuchthaltemittel (Glycerin), Lösemittel (Ethanol), Sonnenblumenöl, Emulgator (Lecithin (**Soja**)), Vitamin D3 (aus Algen) in MCT-Öl, Vitamin K2 (Menaquinone-7 (MK-7)) in MCT-Öl, Aroma (Orangenschalenöl), Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol)

Hinweis:

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise verwendet werden. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

Inhalt:

30 ml

Vitamin-D-Kontrollset PZN:

18720574

Vitamin D Test PZN:

02178914

Vitamin-D-Spray PZN:

18367913