

Seri-haft fein

elastische Fixierbinde zur Fixierung von Verbänden, Polstermaterial, Kompressen, IV-Zugängen oder medizinischen Hilfsmitteln und für leichte Stütz- und Entlastungsverbände, kohäsiv zur Anwendung auf intakter Haut



Anwendungsgebiet:

Kohäsive, elastische Fixierbinde mit feiner Struktur und universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen (gut modellierbar) ohne abzuschnüren und ist dabei wirtschaftlich, da nur wenige Bindetouren benötigt werden. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf der Haut bzw. Haaren. Verbandklammern werden nicht benötigt.

Indikation:

- zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
- zum Fixieren, Stützen und Entlasten z.B. bei Verstauchungen, Verrenkungen oder nach Gipsabnahme
- erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden

Kennzeichnung Medizinsymbole



Bestellinformationen:

Art-N°	Produktname	Breite	Länge	PZN	VE (Stück)	Farbe
1878005	Seri-haft fein	10cm	20m	14381431	1	rot 
1878112	Seri-haft fein	6cm	20m	14381448	1	gelb 
1878113	Seri-haft fein	6cm	20m	14381419	1	rot 
1878118	Seri-haft fein	10cm	20m	14381402	1	blau 
1878119	Seri-haft fein	10cm	20m	14381520	1	grün 
1878914	Seri-haft fein	6cm	20m	14381537	1	weiß 
1878915	Seri-haft fein	8cm	20m	14381543	1	weiß 
1878916	Seri-haft fein	10cm	20m	14381566	1	weiß 
1878985	Seri-haft fein	10cm	20m	14381477	1	gelb 
1878988	Seri-haft fein	8cm	20m	14381394	1	blau 
1878989	Seri-haft fein	8cm	20m	14381425	1	rot 
1878990	Seri-haft fein	8cm	20m	14381460	1	gelb 
1878996	Seri-haft fein	6cm	20m	14381388	1	blau 
1878997	Seri-haft fein	6cm	20m	14381483	1	grün 
1878998	Seri-haft fein	8cm	20m	14381514	1	grün 
1879021	Seri-haft fein	10cm	20m	19836729	1	lila 
1879022	Seri-haft fein	12cm	20m	19836758	1	weiß 
1879023	Seri-haft fein	6cm	20m	19836735	1	lila 

Seri-haft fein

elastische Fixierbinde zur Fixierung von Verbänden, Polstermaterial, Kompressen, IV-Zugängen oder medizinischen Hilfsmitteln und für leichte Stütz- und Entlastungsverbände, kohäsiv zur Anwendung auf intakter Haut



Anwendungsgebiet:

Kohäsive, elastische Fixierbinde mit feiner Struktur und universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen (gut modellierbar) ohne abzuschnüren und ist dabei wirtschaftlich, da nur wenige Bindetouren benötigt werden. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf der Haut bzw. Haaren. Verbandklammern werden nicht benötigt.

Indikation:

- zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
- zum Fixieren, Stützen und Entlasten z.B. bei Verstauchungen, Verrenkungen oder nach Gipsabnahme
- erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden

Kennzeichnung Medizinsymbole



Bestellinformationen:

Art-N°	Produktname	Breite	Länge	PZN	VE (Stück)	Farbe
1879024	Seri-haft fein	8cm	20m	19836741	1	lila
1879025	Seri-haft fein	4cm	20m	19922771	1	weiß
1879026	Seri-haft fein	4cm	20m	19922765	1	rot
1879027	Seri-haft fein	4cm	20m	19922794	1	grün
1879028	Seri-haft fein	4cm	20m	19922788	1	blau