

GENGIGEL® Gel

Hersteller: MEDIS FARMACEVTSKA

PZN: 20088528

Inhalt: 20ml

Stand: 18.05.2026

Gengigel® Gel

Produktbeschreibung:

Gengigel® Gel heilt Zahnfleischbluten, lindert Schmerzen und beseitigt Aphthen.

Gengigel® Gel ist besonders geeignet für leichter zugängliche Bereiche der Mundhöhle bei akuten Zuständen von Parodontalerkrankungen (Gingivitis, Parodontitis), Aphthen und anderen Mundgeschwüren. Es enthält Hyaluronsäure, die sich zur sofortigen Hilfe bei der Linderung der Symptome von Entzündungen des Parodontalgewebes eignet.

Wann soll Gengigel® Gel verwendet werden?

Gengigel® Gel ermöglicht schnelle und effiziente Hilfe bei:

- Entzündetem, blutendem und geschwellenem Zahnfleisch
- Aphthen und anderen Mundgeschwüren
- Vertieften Parodontaltaschen, Gingivitis und Parodontitis
- Geschädigtem Zahnfleisch als Folge von Zahnreinigung, Zahnextraktion oder chirurgischen Eingriffen
- Gereiztem Mundgewebe durch permanenten (Zahnkronen, Zahnbrücken) oder provisorischen Zahnersatz

Gengigel® Gel ist ein veganes Produkt, es enthält kein Gluten, keine Laktose, keinen Zucker, keine genetisch veränderten Organismen und ist beim Verzehr unschädlich.

Gebrauchsanweisung / empfohlene Anwendung:

Nach gründlicher Mundhygiene tragen Sie das Gel mit einem sauberen Finger auf die betroffene Stelle auf und massieren es sanft in das Zahnfleisch ein. Massieren Sie **Gengigel® Gel** 3-5x täglich gleichmäßig in das Zahnfleisch ein, mindestens 3-4 Wochen lang oder bis alle Symptome der Parodontalerkrankung verschwunden sind.

Warnhinweise:

Enthält Alkohol.

Hauptbestandteil:

0.2% Hyaluronsäure

Inhaltsstoffe:

Sodium hyaluronate, xylitol, excipients

Verpackung:

Tube, 20ml

YouTube-Video:

<https://youtu.be/LXUfOVI8Vxw>

FAQ:

Wofür wird Gengigel® Gel verwendet?

Das Gel dient der gezielten Pflege bei gereiztem, entzündetem, blutendem oder geschwollenem Zahnfleisch sowie bei Aphthen und anderen Mundgeschwüren.

Für wen eignet sich Gengigel® Gel?

Es eignet sich für Personen, die leichter zugängliche Bereiche der Mundhöhle gezielt pflegen möchten, beispielsweise bei Zahnfleischproblemen oder Aphthen.

Wie wird Gengigel® Gel angewendet?

Nach der Mundhygiene wird das Gel mit einem sauberen Finger auf die betroffene Stelle aufgetragen und sanft in das Zahnfleisch einmassiert.

Wie oft sollte das Gel angewendet werden?

Das Gel wird 3–5-mal täglich über mindestens 3–4 Wochen oder bis zum Verschwinden der Symptome in das Zahnfleisch einmassiert.

Welche Vorteile bietet die Gelform?

Das Gel lässt sich gezielt auf betroffene, leicht erreichbare Stellen auftragen und dort direkt anwenden.

Wann kann Gengigel® Gel eingesetzt werden?

Laut Hersteller kann es auch nach einer Zahnreinigung, Zahnextraktion oder chirurgischen Eingriffen sowie bei gereiztem Mundgewebe durch Kronen, Brücken oder provisorischen Zahnersatz verwendet werden.

Was zeichnet Gengigel® Gel aus?

Das Produkt ist vegan sowie gluten-, laktose- und zuckerfrei, enthält keine gentechnisch veränderten Organismen und ist beim Verzehr unbedenklich.