

höga  
|||

### Höga-Haft *sensitiv*

Für die Fixierung an Gelenken und an konischen Körperteilen geeignet.  
Haftet auf sich selbst, jedoch nicht auf der Haut.

**Material:** Baumwolle, Polyamid, Zellwolle

**Dehnung:** ca. 80 %

**Eigenschaften:** luftdurchlässig, hautfreundlich, rutschfest


**Lieferbare Breiten:** 6 cm / 8 cm

**Lieferbare Längen:** 4 m / 20 m gedehnt

**Beschichtung:** synthetische, kohäsive Mikrobeschichtung

höga  
|||

### Höga-Haft *sensitiv*



**Kohäsive elastische Fixierbinde für die Fixierung von Wundauflagen**

- sehr elastisch
- luftdurchlässig
- hautverträglich
- rutschfest
- latexfrei

rot

höga  
|||

### Höga-Haft *sensitiv*



PZN-20113203



7 395502 112126

REF 20113203

Kühl, trocken und sonnengeschützt lagern Rev. 11-2025

Medioplast AB, Bronsåldersgatan 2, SE-213 76 Malmö, Sweden,  
[www.medioplast.com](http://www.medioplast.com), Manufactured in Denmark by Hospidana ApS

Vertrieb: Höga-Pharm GmbH, Gutmaninger Str. 17, 93413 Cham, Germany

Medizinprodukt / Medical Device

Höga-Pharm GmbH • Gutmaninger Str. 17 • D-93413 Cham

6cm x 20m

[www.hoega.de](http://www.hoega.de)